


口唇閉鎖不全・口唇ポスチャーの改善トレーニング

ポカンX

ポカンX OITA (口腔免疫トレーニング装置)

OITA (口腔免疫トレーニング装置)
(=Oral Immunisation Training Appliance)



歯科衛生士・草間 亜希子

歯科衛生士の立場から私が考えました。

日本人に対する外国の方のイメージは、昔はメガネとカメラを持っている人と言われていましたが、現在は口をポカンと開いていると言われています。

歯科衛生士は口腔内の管理だけでいいのでしょうか？

口唇閉鎖不全による口呼吸は歯周疾患、歯列不全、アレルギー疾患に関与しています。

口唇の管理も衛生士として大切な仕事だと考えます。

口唇を閉じるのは末梢神経系の支配を受けていますから、唇を閉じる意識習慣を持つことが大切です。


ポカンXには上下の口唇が接触している感覚を養うためのスペースがあります。

携帯ストラップや穴のある硬貨などを括りつけることができる穴があります。

これらを括りつけることで、負荷を調整できます。

口がポカンとあいていませんか？

口を閉じることで唇の形は変わります。テレビなどを見ている間、ポカンXを30分くわえてみましょう。



■内容

ポカンX 1袋 50ヶ入 (5色各10ヶ入)

カラー全5色 (ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ラベンダー)

・希望医院価格1,800円 (税別)

発売元

(株)日本歯科商社

東京本社 〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 TEL: 03-3625-3111

大阪本社 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL: 06-6643-0085

製造元

(有)オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5

TEL: 03-3386-2698