

口唇閉鎖不全・口唇ポスチャーの改善トレーニング

ポカンX

唇の閉じる
習慣を促す口輪筋
トレーニング

口がポカンとあいていませんか？



口を閉じることで唇の形は変わります。テレビなどを見ている間、ポカンXを30分くわえてみましょう。



- 口唇閉鎖不全による口呼吸は歯周疾患、歯列不全、アレルギー疾患に関与しています。
- 口唇を閉じるのは末梢神経系の支配を受けているので、唇を閉じる意識習慣を持つことが大切です。
- ポカンXには上下の口唇が接触している感覚を養うためのスペースがあります。
- 携帯ストラップや穴のある硬貨などを括りつけることができる穴があり負荷を調整できます。



使用イメージ



内容

ポカンX 1袋 50ヶ入 (2色各25ヶ入)
カラー全2色 (ホワイト・グリーン)
価格 ¥1,800

※価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)。

発売元

シーシーグループ



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京 本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪 支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



Oral Academy

有限会社オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-30-15 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810
高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号
第二種医療機器製造販売業 許可番号 13B2X10260

ご用命は

0225OA0135