

前歯部の 被蓋改善に

パナスティック

Pana stick

パナスティックは、
弱い力を加え前歯を
誘導する
トレーニングに
最適です。



価格 ¥1,100



品名: パナスティック
包装: 10本入り (オレンジ・グリーン各5本)
*色で仕様に違いはありません

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)

治療例

右上側切歯の交叉



押す



3ヶ月後 改善



- *適度な「しなり」を与えて歯牙への過負担を防止。
- *先端部についている歯のマークは滑り止めとして作用。
- *リング部に指を引っ掛けることによって力の強弱がつき、さらに誤飲を防止。
- *専用器具として渡されることにより患者のモチベーションアップ!

ご注意: 歯牙を押し出すスペースが無い、または隣接歯が前方にロックしている場合は効果がありませんので、側方拡大等でスペースを作ってからご使用ください。

* 実用新案登録申請中 *

発売元



株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085;
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288;

製造元



有限会社 オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810J

高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号
第二種医療機器製造販売業 許可番号13B2X10260

ご用命は