

特別キャンペーン

2023年12月21日～

2024年1月19日

歯科用 カーバイドバー

tri hawk クラウンカッター



●包装： 1本 1,100円
10本 9,500円

●サイズ：全長19.5mm
ヘッド部（直径）1.2mm
（長さ）4.2mm

Feature 1 独特のブレードデザインで優れた切削力を実現

Feature 2 切削角度を問わない均一な切削力

Feature 3 ヘッド部での穿孔も容易にできます

Feature 4 取り出し易く衛生的な個別包装

Feature 5 単回使用で患者様に安心して使用できます

※推奨回転数 300,000min⁻¹以下でご使用ください。



期間中、特別価格にてご提供致します。

一般的名称：歯科用カーバイドバー
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104120288

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は