

OTSアンチ-フォグアルファ

不快なくもりを防ぎ、安全な施術をサポート



- クリーナー&くもり止めが**これ1本でOK**
- シールドを傷めるアルコール類、石油系溶剤は使用していません
- 1回ずつの洗い流しが不要。効果が落ちて直ぐに使えて効果復活
- 1回の作業で長時間クリアな視界をキープ
- ポケットサイズだから、いつも身近な場所に持てます

使用方法 (くもり止め膜を形成させる方法)



1. レンズの表裏両面に適量(メガネレンズで1滴をドロップし、薄く塗り伸ばしてください。)
2. やわらかいウエスなどで拭きムラがないよう やさしく拭き上げてください。(本品使用後はノズル口に付いた液剤を拭き取り、キャップをしっかり閉めて保管してください)

OTSアンチ-フォグアルファ



- メガネレンズ
- ヘルメットシールド
- ゴーグルに

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>



内容量 10g
価格 700円(1本)

※価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません。)



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元

有限会社 OTS

ご用命は