

JDSカーバイドカッター

切削物や用途に応じて選択できる、切削力と耐久性に優れた技工用カーバイドカッター (HP) です。シャンクの色コードにより、各タイプの粗さの識別が容易にできます。

最大許容回転数 (min⁻¹)

ヘッド径φ (mm)	最大許容回転数 (min ⁻¹)
2.3	40,000
4.0~4.5	30,000
6.0~7.0	20,000

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

細目 ↑ 粗目 ↓	カラーコード	クロスカット (C)	プレーンカット (P)	ダイヤモンドカット (D)	スパイラルカット (S)
	スーパーファイン (S)	SC 貴金属・合金・レジンからクラックを嫌うセラミック まで理想的な切削面に仕上がります。			SS 目詰まりしにくいため、あらゆる金属の仕上げにご使用 頂けます。また石膏、ベニア、レジンにも適しています。
	ファイン (F)	FC 全ての歯科材料にご使用頂けます。表面仕上げ、 精密な形態修正を可能にします。		FD 鱗片状のブレード形状で、審美的に高品質が要求 されるベニアに適しています。	FS あらゆる金属において綺麗な表面に仕上がります。目詰ま りが少ないので、特に、硬い金属、チタン等に適しています。
	ミディアム (M)	MC コバライトクロム合金、貴金属、合金、ニッケルクロム合 金、鋳造合金、アクリルの粗研削作業に適しています。	MP あらゆる金属の仕上げにご使用頂けます。特にレ ジンに適しています。	MD 粗く筋状の表面に仕上げるため、セラミックやレジン前装 冠のメタルフレームワークへの表面保持力を高めます。	
	コース (C)	CC 石膏やレジンの切削に適しています。	CP レジン、アクリル、石膏を素早く研削するのに適しています。		
	スーパーコース (X)	XC コースよりさらに荒削りが可能です。	XP コースよりさらに荒削りが可能です。		

※ソフトライニング用 (SR): ソフトライニング、ソフト樹脂等に適しています。※チタン用 (TT): チタン及びチタン合金に適しています。

スーパーファインクロスカット (SC)

ファインクロスカット (FC)

規格	SC2007	SC2009	SC2018	FC2010	FC2011	FC2013	FC2023	FC2028
刃長mm	14.0	14.0	16.0	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0
ヘッドφmm	2.3	4.5	2.3	4.5	2.3	6.0	6.0	2.3
価格	2,000円	2,000円	2,000円	2,000円	2,000円	2,500円	2,500円	2,000円

ミディアムクロスカット (MC)

コースクロスカット (CC)

規格	MC2018	MC2019	MC2021	MC2036	MC2041	CC2002	CC2003	CC2008	CC2009	CC2010
刃長mm	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0	13.0	15.0	14.0	14.0	14.5
ヘッドφmm	4.5	14.0	6.0	6.0	2.3	4.5	6.0	7.0	6.0	6.0
価格	2,000円	2,000円	2,500円	2,500円	2,000円	2,000円	2,500円	2,500円	2,500円	2,500円

スーパーコースクロスカット (XC)

ミディアムプレーンカット (MP)

コースプレーンカット (CP)

スーパーコースプレーンカット (XP)

規格	XC2002	XC2003	XC2004	MP2009	MP2011	MP2018	CP2002	CP2007	XP2002	XP2003
刃長mm	14.0	14.0	14.5	13.0	15.0	14.0	13.0	14.0	14.0	14.0
ヘッドφmm	7.0	6.0	6.0	4.5	6.0	6.0	4.5	6.0	7.0	6.0
価格	2,500円	2,500円	2,500円	2,000円	2,500円	2,500円	2,000円	2,500円	2,500円	2,500円

ファインダイヤモンドカット (FD)

ミディアムダイヤモンドカット (MD)

スーパーファインスパイラルカット (SS)

ファインスパイラルカット (FS)

チタン用 (TT)

ソフトライニング用 (SR)

規格	FD2003	MD2003	SS2004	FS2003	TT2004	SR2002	SR2004	SR2006
刃長mm	14.0	14.0	13.5	14.0	13.0	14.0	12.0	14.0
ヘッドφmm	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	6.0	6.0
価格	2,000円	2,000円	2,000円	2,000円	2,000円	2,000円	2,500円	2,500円

一般の名称: 歯科技工用カーバイド切削器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10121000162

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は