

# 厚さ22.0mmが新登場!

## ジルコニアの5層レイヤーが 強く、美しい修復を創り出す

歯科切削加工用セラミックス

# JDS Zirconia Disk

**Multilayer** JDSジルコニアディスク マルチレイヤー




### 異なるジルコニアを積層し、 高い強度を実現

高い曲げ強度 (780~1100MPa) により、チッピングの少ない耐久性に優れた補綴物製作を可能にします。



### 階調差の少ない積層で、 自然な色調を表現


エナメル色からボディ色、歯頸部色へと美しく滑らかな階調で積層しました。審美性を問われる前歯部修復にも対応します。



※イメージ図

### 透光性のグラデーションにより、 自然な透明感を創出

切縁部から中央部、歯頸部へと透光性の高低をグラデーションで表現した補綴物が製作可能です。自然な透明感が生まれ、天然歯のような美しさを創り出します。



※イメージ図

### 前歯部クラウンから臼歯部ブリッジまで、 幅広い用途に対応

美しさを再現する前歯部修復から、高い強度を必要とする臼歯部修復まで幅広い補綴物を製作することができます。



歯科切削加工用セラミックス


## JDSジルコニアディスク マルチレイヤー

厚さ  
**22.0mm**を  
ラインナップに  
追加!

#### ■ シェード

A1、A2、A3、A3.5

#### ■ サイズ



A	B	C	D
φ98.25mm	φ93.4mm	14.0mm	10.0mm
φ98.25mm	φ93.4mm	16.0mm	10.0mm
φ98.25mm	φ93.4mm	18.0mm	10.0mm
φ98.25mm	φ93.4mm	<b>22.0mm</b>	10.0mm

#### ■ 価格

厚さ14.0mm(A1、A2、A3、A3.5) .....各 34,000円  
厚さ16.0mm(A1、A2、A3、A3.5) .....各 36,000円  
厚さ18.0mm(A1、A2、A3、A3.5) .....各 38,000円  
厚さ22.0mm(A1、A2、A3、A3.5) .....各 46,000円

一般名称: 歯科切削加工用セラミックス  
医療機器製販売認証番号: 228AKBZX00080000  
医療機器分類: 管理医療機器

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



[販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造販売元]

株式会社エーティーディー・ジャパン

東京都豊島区巣鴨1-14-13 炭七ビル3階 TEL(03)5319-1581

ご用命は