

NEW

# TD SILICON LINER

ティーディー シリコンライナー

高い柔軟性とクッション性を持つ、  
リングレス鑄造のための**リングライナー**。  
シリコン製のため、大きい鑄型の膨張を  
阻害せず**繰り返し使用**できます。



Fit



お使いのリングに  
ピッタリフィット

十分な厚みを有し、大きい鑄型の  
膨張を阻害しません。また非吸水性  
なので吸水膨張が発生しません。

Eco



繰り返し使えて、  
とってもエコ

シリコン製なので水洗でき、  
繰り返し使用できるのでコスト  
パフォーマンスが抜群です。



価格 2,000円/枚

ご使用の  
リングサイズに  
合わせてカットして  
使用できます!

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



関連  
製品

3Dプリンター専用  
急速加熱型リン酸塩系埋没材  
**ティーディー ベスト  
スリーディー**

従来のワックスパターンおよび3Dプリント  
パターンに対応したリン酸塩系埋没材です。  
通気性の向上により、急速加熱が可能となり、  
短時間で安定した適合精度の滑沢な鑄造体  
を得ることができます。



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ

[販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

大成歯科工業株式会社 大阪府交野市星田北4-38-7

ご用命は