

セーフティグラス B501



研磨作業の際の粉塵などから目や顔を守る保護メガネです。
顔を包み込むような形状のレンズを採用し、安定した装着感が得られます。

仕様： 材質： ポリカーボネート
重量： 38.3g
価格： ￥900



◆ OTS アンチ-フォグ アルファ ◆

不快なくもりを防ぎ、安全な施術をサポート！
アルコール類、石油系溶剤を一切使用していない
ジェル状のレンズくもり止め
及びクリーナーです。

10g 1本 ￥700

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は