

歯科切削加工用セラミックス

JDS Zirconia NEXT Series

JDSジルコニアNEXTシリーズに
マルチプレミアム登場!



JDSジルコニアNEXT マルチプレミアム

東ソー社の「Zpex4」&「Zpex Smile」パウダーを使用。
4レイヤーによる自然なグラデーションと透過性があり、
特に、**切端や咬合面では天然歯のような透明感を
実現**します。

また、**カラーリングなしでもVITA Shadeの色調
を表現**します。

【推奨用途】

前歯・臼歯部クラウン

3本ブリッジ

前歯部4本ブリッジ

色調と物性

色 調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
MA1	A1	49% 47% 44% 42%	700MPa	1,500℃
MA2	A2		750MPa	
MA3	A3		900MPa	
MA3.5	A3.5		1,100MPa	

価 格

厚さ	価 格
14mm	各30,000円
18mm	各38,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
医療機器分類：管理医療機器
医療機器認証番号：228AKBZX00068A01





【推奨用途】

前歯・臼歯部クラウン

3本～ ロングスパンブリッジ

JDSジルコニアNEXT スタダード

最も高い強度※を持つため、ロングスパンブリッジなどのケースに有用的。

※自社比較

色調と物性

色 調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
S0	HT	41%	1,200±200MPa	1,530℃
S1	A1,B1	40%		
S2	A2,A3,B2,B3	38%		

一般の名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価 格

厚さ	価 格
14mm	各20,000円
18mm	各24,000円
22mm	各28,000円
25mm	各32,000円



【推奨用途】

前歯・臼歯部クラウン

3本ブリッジ

前歯部4本ブリッジ

JDSジルコニアNEXT エナメル

透過性を高めながらも、「スタンダード」と同等の強度を持ち、審美的に優れています。

経年劣化はほとんどなく、臼歯部を含む補綴物の製作が可能。

色調と物性

色 調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
E0	HT	45%	1,100MPa	1,500℃
E1	A1,B1	44%		
E2	A2,A3,B2,B3	42%		
E3	A3,A3.5	40%		

一般の名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価 格

厚さ	価 格
14mm	各23,000円
18mm	各29,000円
22mm	各36,000円
25mm	各40,000円



【推奨用途】

前歯・臼歯部クラウン

3本ブリッジ

前歯部4本ブリッジ

JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

「Zpex4」パウダー使用・高強度と優れた透過度の4レイヤーで、VITA Shadeの色調を確実に表現。

色調と物性

色 調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
EMA1	A1	45%	MPa：≥1,100	1,500℃
EMA2	A2	44%		
EMA3	A3	43%		
EMA3.5	A3.5	42%		

一般の名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価 格

厚さ	価 格
14mm	各27,000円
18mm	各35,000円


【原材料について】

東ソー社の日本製ジルコニアパウダーは粒子が小さく均一なため、安定した強度を有しています。

経年劣化がほとんどなく、臨床においても安全性及び強度に全く問題ありません。また、LUXEN ZIRCONIA COLOR LIQUIDと合わせてご使用していただくことで、より簡単に求める色調に近づくことができます。

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

【ディスクチャート】



ジーシーグループ



JAPAN DENTAL SUPPLY

【販売元】

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】

株式会社ジオメディ

ご用命は