

JDS診療小器械キャンペーン

期間中特別価格でご提供!!

期間：2024年7月22日～8月20日

- ✓ 温度調整機能 (30～80℃)
温度が高いと器具やバーのしつこい汚れが落ちやすく、洗浄時間の短縮につながります
- ✓ サイズ：W300×D179×H214mm
- ✓ 洗浄層サイズ：W240×D137×H100mm



イージークリーン

一般的名称：器具除染用洗浄器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104030350

価格：150,000円

- ✓ 遠赤外線電磁波がムラのない加熱を寒天に与えます
- ✓ 物性劣化を最小限に抑えます
- ✓ 各ステージ独立した操作が可能



JDS遠赤ウォーマー

一般的名称：歯科材料加温器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：11B2X00019JDS001

価格：82,000円/Pカート付 76,000円/Pカート無

JDSキュアライト1S

一般的名称：歯科重合用光照射器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104260366

- ✓ ハイパワー (2500mW/cm) とノーマル (1600mW/cm) の切替が可能
- ✓ 385～515nmの高波長域
- ✓ 1.5時間の急速充電
- ✓ 360°回転するヘッド

軽量 123g



価格：54,000円

シンプレス

一般的名称：歯科印象材混こう器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104030250

- ✓ ボタン一つで歯科用シリコン印象材を自動練和します
- ✓ 印象材硬化時間をビープ音でお知らせする機能付き



価格：200,000円

価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0018 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご利用は