

# JDS CAD/CAMディスク 新規採用キャンペーン!!

キャンペーン期間 2023年

10/23(月) ~ 12/20(水)

期間中、下記商品を特別価格にて  
ご提供させていただきます!

## キャンペーン 1

歯科切削加工用セラミックス

### JDS Zirconia NEXT Series



タイプの異なる4種類のジルコニアディスクをラインナップし、幅広いケースに対応

#### JDSジルコニアNEXT スタンダード

高い強度を持ち、前歯部から臼歯部まで幅広く対応(曲げ強度 1200±200MPa)

| 色調             | 厚さ   | 価格      |
|----------------|------|---------|
| S0<br>S1<br>S2 | 14mm | 20,000円 |
|                | 18mm | 24,000円 |
|                | 22mm | 28,000円 |
|                | 25mm | 32,000円 |

▶ 特別価格

#### JDSジルコニアNEXT エナメル

高い透過性を保ちながら優れた強度を実現。  
連結用としても使用可能

| 色調 | 厚さ   | 価格      |
|----|------|---------|
| E0 | 14mm | 23,000円 |
| E1 | 18mm | 29,000円 |
| E2 | 22mm | 36,000円 |
| E3 | 25mm | 40,000円 |

▶ 特別価格

#### JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

「Zpex4」を100%使用による3層グラデーションで、VITA Shadeの色調を表現できます

| 色調 (VITA Shade) | 厚さ   | 価格      |
|-----------------|------|---------|
| EMA1 A1         | 14mm | 27,000円 |
| EMA2 A2         |      |         |
| EMA3 A3         | 18mm | 35,000円 |
| EMA3.5 A3.5     |      |         |

▶ 特別価格

#### JDSジルコニアNEXT マルチプレミアム

4レイヤーによる自然なグラデーションと透過性があり、切端や咬合面では天然歯のような透明感を実現します

| 色調 (VITA Shade) | 厚さ   | 価格      |
|-----------------|------|---------|
| MA1 A1          | 14mm | 30,000円 |
| MA2 A2          |      |         |
| MA3 A3          | 18mm | 38,000円 |
| MA3.5 A3.5      |      |         |

▶ 特別価格

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 228AKBZX00068A01

## キャンペーン 2

歯科切削加工用セラミックス

### JDS Zirconia Disk Multilayer JDSジルコニアディスク マルチレイヤー




異なる5層のジルコニアを積層し、高い強度を実現

階調差の少ない積層で、自然な色調を表現

透光性のグラデーションにより、自然な透明感を創出

前歯部クラウンから臼歯部ブリッジまで、幅広い用途に対応



サイズφ98.25

| 色調   | 厚さ   | 価格      |
|------|------|---------|
| A1   | 14mm | 34,000円 |
| A2   | 16mm | 36,000円 |
| A3   | 18mm | 38,000円 |
| A3.5 | 22mm | 46,000円 |

▶ 特別価格

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 228AKBZX00080000

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



### 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は