

取り扱い始めました DOF

ミリングマシン CRAFT 5X

加工機に、集塵機・クーラント・コンプレッサーの3役を搭載したオールインワンミリングマシンです。

Wet & Dry

ジルコニア、WAX、PMMA、CAD/CAM冠だけではなく、ガラスセラミックやプレミルドアバットメントなどの加工も可能です。

5-Axis

同時5軸加工機であるため、補綴物形状の制約をより少なくした精密加工を実現しました。アンダーカットの激しいケースや挿入角度が多様なケースにもその効果を発揮します。

90 Degree Milling

90度加工で歯牙の外形をより高精度に再現することができます。歯間や歯牙のテクスチャー、歯肉ラインや前歯部加工時にその有用性があります。

One Step Milling

5軸リバース加工方式により、アバットメントと上部構造を同時に製作することでワンステップ加工が可能となりました。

Quiet & Space-saving

作動時の音が小さい静音設計。
設置にはW436×D660mmの省スペースでOK。静かで設置しやすいため、歯科技工所だけでなく、歯科医院での導入もおすすめします。

High Quality Spindle

最大100,000rpmで最大出力0.7kWの優れた耐久性をもつJägerスピンドルを搭載しています。

[サイズ]加工機(上部)W440×D660×H170mm
テーブル(下部)W436×D660×H100mm
[価 格] **¥5,500,000**
(CAMソフト・ミリングバー各種・PC・設置費用・保守費用は別途となります)

一般的名称:歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:2682X10038000012



対応加工材料

ジルコニア、ワックス、PMMA、PEEK、コンポジットレジン、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、プレミルドアバットメント
※一部デンプレート作成が必要なものもございますので、事前にお問い合わせください。
※コパルトクロム合金には対応していません。

卓上スキャナ FREEDOM X5

FREEDOM X5は、特許を取得したカメラレーザリング技術が搭載され、カメラが動きながら模型をスキャンします。模型を固定する無駄な時間を省略し、スキャン中に模型が動くことにより、スキャン時の模型のスレや落下する可能性が、限りなく低くなります。

[サイズ] W385×D207×H207mm
[価 格] **¥2,000,000**
(PC費用は別途となります)

一般的名称:歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:2682X10038000016



ご用命は

ジーシーグループ



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

1023MT0100

Renfert

making work easy

JDS Festival

JDS フェスティバル

SPECIAL SALE!

2023
キャンペーン期間
10/2 mon. **12/28** thu.

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

歯科技工用真空攪拌器 注文No. 1828-1000

ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練和モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることが出来ます。最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

[サイズ] W152×D235×H285mm
[価 格] **¥340,000**



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030271

歯科技工用真空攪拌器 注文No. 1826-1000

ツイスターII

練和時間・回転数の設定が可能です。バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の煩わしさがありません。

[サイズ] W152×D235×H285mm
[価 格] **¥260,000**



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030273

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。 [別 売] 注文No.1821-0102 スタンド W230×D300×H630mm [価 格] **¥44,000**

歯科技工用真空攪拌器 注文No. 1827-1000

ツイスターII ベンチェリ

機能はツイスターIIと同じです。コンプレッサーへの接続が必要です。

[サイズ] W152×D235×H320mm
[価 格] **¥220,000**



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030273

サンドプaster 注文No. 2958-1000

ベーシックアトロII

通常は2つのタンクが装着されていますが、オプションで最大4つのタンクまで装着が可能です。あらゆるマイクロプラスチック作業に対応します。

[サイズ] W395×D465×H285mm
(2タンク装着時)
[価 格] **¥400,000**
(タンク:25-70μm×1, 70-250μm×1)
[別 売] 追加タンク式 **¥55,000**



写真は4タンク装着例
(標準は2タンク)

サンドプaster 注文No. 2948-4000

ベーシックマスターII

ベーシッククラシックのアップグレード製品。コーティングされた幅広い窓によって、良好な環境下で作業が確保できます。圧力調整ノズルはチャンバー内にあるので、作業しながら調節ができます。

[サイズ] W395×D460×H285mm
[価 格] **¥300,000**
(タンク:25-70μm×2)



サンドプaster 注文No. 2947-4025

ベーシッククラシックII

レンフェルト社のベーシックなサンドプaster。必要な基本機能を装備し、二つの独立したタンクとハンドピースを備えています。フットスイッチはどこからでも操作しやすい円形です。

[サイズ] W355×D415×H270mm
[価 格] **¥250,000**
(タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)



サンドプaster 注文No. 2949-5050 / 2949-5025

ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドプasterです。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。

[サイズ] W350×D400×H275mm
[価 格] 1タンク **¥180,000**
2タンク **¥220,000**



CAMユニット専用 技工用集塵器
サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

【サイズ】W270×D540×H535mm
【価格】**¥550,000**
【別売】サイレントパワーCAM/EC2用モーター **¥145,000**
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 **¥2,200**



注文No. 2939-2000

技工用集塵器
サイレント EC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

【サイズ】W285×D540×H535mm
【価格】**¥620,000**
【別売】サイレントパワーCAM/EC2用モーター **¥145,000**
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 **¥2,200**



注文No. 2937-2000

技工用集塵器
サイレントTS

最大63dBの静音設計で、集塵力が4段階で調整可能です。背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジンなどと連動させることができます。

【サイズ】W224×D564×H591mm
【価格】**¥400,000**
【別売】ダストバッグ(5枚) **¥13,000**
サイレントTS用モーター **¥45,000**



注文No. 2921-1050

技工用集塵器 / CAMユニット専用 技工用集塵器
サイレントコンパクト / サイレントコンパクトCAM

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用のサイレントコンパクトCAMがあります。

【サイズ】W245×D500×H440mm
【価格】サイレントコンパクト **¥250,000**
サイレントコンパクトCAM **¥270,000**
【別売】サイレントコンパクト / CAM用モーター **¥28,000**



注文No. サイレントコンパクト 2934-1500
サイレントコンパクトCAM 2934-3500

スチーム洗浄ユニット
パワースチーマー1 タンク式

本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選びません。

【サイズ】W370×D350×H422mm
【価格】**¥340,000**
【別売】スケール除去液1000mL **¥2,400**



注文No. 1845-2000

スチーム洗浄ユニット
パワースチーマー2 水道直結式

水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。

【サイズ】W370×D350×H422mm
【価格】**¥500,000**
【別売】スケール除去液1000mL **¥2,400**



注文No. 1846-2000

歯科技工用電動式ハンドピース
Q3プレミアム

ベアリング2個内臓の超低振動ハンドピースを採用。

【仕様】回転数200~60,000rpm、最大トルク11 Ncm
【価格】**¥350,000**



一般的名称: 歯科技工用電動式ハンドピース 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104250368

歯科技工用電動式ハンドピース
Q3ベーシック

ベングリップに適したスリムボディハンドピースです。オプションのパワースティック装着でトルク2Ncm、回転数10,000rpmそれぞれ向上します。

【仕様】回転数200~40,000rpm、最大トルク7Ncm
【価格】**¥250,000**
【別売】Q3パワースティック **¥49,000**



一般的名称: 歯科技工用電動式ハンドピース 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104250368

石こう模型分割カッター
G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。

【サイズ】W375×D390×H160mm
【価格】**¥850,000**
【別売】ダイヤモンドジスク替り **¥95,000**



SCHICK DENTAL

一般的名称: デジタル印象採得装置 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器承認番号: 30400B200006A01

歯科技工用トリマ
MT3 モデルトリマ

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるガラスファイバー強化プラスチックを使用しているため錆の心配がありません。注水は電源と連動しているため操作が簡単です。

【サイズ】W305×D410×H330mm
【価格】**¥190,000**
【別売】クリテフィックスディスク 80メッシュ5枚 **¥15,000**
120メッシュ5枚 **¥15,000**



一般的名称: 歯科技工用トリマ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030292

歯科技工用電気レーズ

JDSミニレーズ

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレーズです。

【サイズ】W383×D343×H653mm
【価格】**¥43,000**
【別売品】左タケノコ、右タケノコ 1本 各**¥2,600**



一般的名称: 歯科技工用電気レーズ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 23B1X10001A60008

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレジデント oral design

プレス機能を備えたポーセレンファーンです。USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。

【サイズ】W383×D343×H653mm
【価格】**¥2,400,000**



一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190320

高演色LEDライト

Z-80PRO II ホワイト/ブラック

より自然光に近い高演色LEDを搭載。長時間のラボワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。

【価格】**¥30,800**
【別売】デスクベースZ-B16(ブラック) **¥8,500**
デスクベースZ-B16W(ホワイト) **¥8,500**



IH式ワックスインスツルメントヒーター

ノーフレームプラス

【価格】**¥90,000**
本体1台、プロテクティブキャップ2個
【別売】プロテクティブキャップ10個 **¥2,900**



AMANN GIRRBACH

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design
オストロマット624i oral design

ドイツデケマ社のポーセレンファーンです。保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。

オストロマット624 oral design 【サイズ】W383×D343×H653mm 【価格】**¥1,825,000**
オストロマット624i oral design 【サイズ】W383×D343×H653mm 【価格】**¥2,300,000**

一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190312



歯科用研削器材

タイニープラス

チェアサイドで使用できるサンドブラスターです。

【価格】**¥54,000**
本体(パウダータンク付き)、専用カップリング、清掃ピン
【別売】JDSアルミナ 50μm(500g) **¥2,800**



一般的名称: 歯科用研削器材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104270336

口腔内撮影用光ファイバーユニット付きデジタルカメラ

クリアファイバーIV

デジタル口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ルミックスDC-FZ85に装備した口腔内撮影専用カメラです。

【価格】**¥350,000**

数量限定



歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

G-Oral スキャン2

前モデルと比べ被写界深度が最大22mm、視野が約1.5倍に拡大しスキャン速度も30%向上しました。

【サイズ】W46×D281×H33mm (スキャナ本体)
【価格】**¥2,150,000**
【別売】スキャナチップ(スタンダード/ミニ) 各**¥9,000** (PCは別売です)



一般的名称: デジタル印象採得装置 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器承認番号: 30400B200006A01

歯科重合用光照射器

JDSキュアライト1S

照射光量2500mW/cm²、385~515nmの高波長域を備えたハイパワー光重合照射器です。

【サイズ】248×25×100mm
【価格】**¥54,000**



SPECIAL 特別セット品 JDSキュアリングライトスリーブ100枚入 1個

一般的名称: 歯科重合用光照射器 医療機器分類: 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 13B2X10104260366

歯科専用口腔内カメラ

クリアファイバープロVI

口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。

【価格】**¥570,000**



一般的名称: 歯科重合用光照射器 医療機器分類: 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 13B2X10104260366