

JDS Festival

JDS フェスティバル

SPECIAL SALE!

キャンペーン
期間

2024
10/21 mon. 12/27 fri.

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複製型用シリコンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることが出来ます。最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

[サイズ] W152×D235×H285mm
[価格] ¥350,000

注文No. 1828-1000



一般名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030271

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII

練和時間・回転数の設定が可能です。バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の煩わしさがありません。

[サイズ] W152×D235×H285mm
[価格] ¥280,000

注文No. 1826-1000



一般名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。 [別売] 注文No.1821-0102 スタンド W230×D300×H630mm [価格] ¥50,000

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII ベンチェリ

機能はツイスターIIと同じです。コンプレッサーへの接続が必要です。

[サイズ] W152×D235×H320mm
[価格] ¥230,000

注文No. 1827-1000



一般名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

サンドブラスター

ベーシッククアトロII

通常は2つのタンクが装着されていますが、オプションで最大4つのタンクまで装着が可能です。あらゆるマイクロプラスチック作業に対応します。

[サイズ] W395×D465×H285mm (2タンク装着時)
[価格] ¥410,000 (タンク:25-70μm×1、70-250μm×1)
[別売] 追加タンク式 ¥60,000

注文No. 2958-1000



最大4タンク
装着可能

写真は4タンク装着例
(標準は2タンク)

サンドブラスター

ベーシックマスターII

ベーシッククラシックのアップグレード製品。コーティングされた幅広い窓によって、良好な環境下で作業が確保できます。圧力調整ノズルはチャンパー内にあるので、作業しながら調節ができます。

[サイズ] W395×D460×H285mm
[価格] ¥320,000 (タンク:25-70μm×2)

注文No. 2948-4000



サンドブラスター

ベーシッククラシックII

レンフェルト社のベーシックなサンドブラスター。必要な基本機能を装備し、二つの独立したタンクとハンドピースを備えております。フットスイッチはどこからでも操作しやすい円形です。

[サイズ] W355×D415×H270mm
[価格] ¥270,000 (タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)

注文No. 2947-4025



サンドブラスター

ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドブラスターです。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。

[サイズ] W350×D400×H275mm
[価格] 1タンク ¥190,000 (タンク25-70μm×1)
2タンク ¥230,000 (タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)

注文No. 1タンク 2949-5050 2タンク 2949-5025



ミリングマシン CRAFT 5X

加工機に、集塵機・クーラント・コンプレッサーの3役を搭載したオールインワンミリングマシンです。

Quiet & Space-saving

作動時の音が小さい静音設計。設置にはW436×D660mmの省スペースでOK。静かで設置しやすいため、歯科技工所だけでなく、歯科医院での導入もおすすめします。

5-Axis

同時5軸加工機補綴物形状の制約をより少なくした精密加工を実現しました。

Wet & Dry

ジルコニア、ワックス、PMMA、PEEK、コンポジットレジン、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、プレミルドチタンアパットメントの加工が可能です。

90 Degree Milling

90度加工で歯牙の外形をより高精度に再現することが出来ます。

High Quality Spindle

最大100,000rpmで最大出力0.7kWの優れた耐久性をもつJägerスピンドルを搭載しています。

[サイズ] 加工機(上部) W440×D660×H710mm
テーブル(下部) W436×D660×1000mm

[価格] ¥6,000,000

(CAMソフト・ミリングバー各種・PC・設置費用・保守費用は別途となります)



対応加工材料

ジルコニア、ワックス、PMMA、PEEK、コンポジットレジン、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、プレミルドチタンアパットメント
※一部デンプレート作成が必要なものもございますので、事前にお問い合わせください。
※コ/リ/ム/ク/ロ/ム/合/金/に/は/対/応/し/て/い/ま/せ/ん/。

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器 一般医療機器届出番号:26B2X1003800012

歯科用ミリングマシン MD-500

5軸制御で精密加工を高速に、ハイエンドモデルのミリングマシンMD-500シリーズ

乾式加工

MD-500 S

- 5軸サーボモーター制御による高速加工
- ハイブリッドレジンプロック [最短加工時間] 約9分

[サイズ] W500×D740×H680mm
※アジャスタ・集塵接続口除く
[価格] ¥4,980,000

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X1033000004



湿式加工

MD-500 W

- 5軸サーボモーター制御による高速加工
- メンテナンスが容易な切粉回収トレイを採用
- べたつきや臭いの少ない水溶性の専用クーラント液

[サイズ] W500×D760×H1550mm
※アジャスタ・集塵接続口除く
[価格] ¥7,980,000

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X1033000005



CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

[サイズ] W270×D540×H535mm
 [価格] ¥580,000
 [別売] サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥155,000
 サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥2,300



技工用集塵器

サイレント EC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用/ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

[サイズ] W285×D540×H535mm
 [価格] ¥650,000
 [別売] サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥155,000
 サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥2,300



技工用集塵器

サイレントTS

最大63dBの静音設計で、集塵力が4段階で調整可能です。背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジンなどと連動させることができます。

[サイズ] W224×D564×H591mm
 [価格] ¥420,000
 [別売] ダストバッグ(5枚) ¥14,000
 サイレントTS用モーター ¥49,000



技工用集塵器／CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレントコンパクト/サイレントコンパクトCAM

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用のサイレントコンパクトCAMがあります。

[サイズ] W245×D500×H440mm
 [価格] サイレントコンパクト ¥280,000
 サイレントコンパクトCAM ¥290,000
 [別売] サイレントコンパクト/CAM用モーター ¥30,000

[注文No.] サイレントコンパクト 2934-1500
 サイレントコンパクトCAM 2934-3500



スチーム洗浄ユニット

パワースチーマー1 タンク式

本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選びません。

[サイズ] W370×D350×H422mm
 [価格] ¥360,000
 [別売] スケール除去液1000mL ¥2,500



スチーム洗浄ユニット

パワースチーマー2 水道直結式

水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。

[サイズ] W370×D350×H422mm
 [価格] ¥530,000
 [別売] スケール除去液1000mL ¥2,500



歯科技工用電動式ハンドピース

Q3プレミアム

ベアリング2個内蔵の超低振動ハンドピースを採用。

[仕様] 回転数200～60,000rpm、最大トルク11 Ncm
 [価格] ¥350,000



一般的名称: 歯科技工用電動式ハンドピース 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104250368

歯科技工用電動式ハンドピース

Q3ベーシック

ベングリップに適したスリムボディハンドピースです。オプションのパワースティック装着でトルク2Ncm、回転数10,000rpmそれぞれ向上します。

[仕様] 回転数200～40,000rpm、最大トルク7Ncm
 [価格] ¥250,000
 [別売] Q3/パワースティック ¥60,000



一般的名称: 歯科技工用電動式ハンドピース 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104250368

歯科技工用トリマ

MT3 モデルトリマ

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるグラスファイバー強化プラスチックを使用しているため、錆の心配がありません。注水は電源と連動しているので操作が簡単です。

[サイズ] W305×D410×H330mm
 [価格] ¥200,000
 [別売] クリテフィックスディスク80メッシュ5枚 ¥16,000
 120メッシュ5枚 ¥16,000



一般的名称: 歯科技工用トリマ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030292

石こう模型分割カッター

G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割が可能です。

[サイズ] W375×D390×H160mm
 [価格] ¥940,000
 [別売] ダイヤモンドジスク替刃 ¥110,000



一般的名称: デジタル印象採得装置 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器承認番号: 304008Z00006A01

歯科技工用電気レーズ

JDSミニレーズ

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレーズです。

[サイズ] W383×D343×H653mm
 [価格] ¥52,000
 [別売品] 左タケノコ、右タケノコ 1本 各¥3,000



一般的名称: 歯科技工用電気レーズ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 23B1X10001A60008

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレジデント oral design

プレス機能を備えたポーセレンファークネスです。USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。

[サイズ] W383×D343×H653mm
 [価格] ¥2,400,000



一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190320

歯科用研削器具

タイニープラスII

チェアサイドで使用できるサンドブラスターです。

[価格] ¥54,000
 本体(バウダータンク付き)、専用カップリング、清掃ピン、JDSアルミナ(100g)
 [別売] JDSアルミナ 60μm(500g) ¥3,800



一般的名称: 歯科用研削器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104270376
 一般的名称: 歯科用研削器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030338

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

G-Oral スキャン2 ワイヤレス

ワイヤレスで、スマート&快適なスキャンワークフローの実現へ

[サイズ] L270×W50×H40mm(バッテリー、チップ含む)
 (スキャナ本体)
 [価格] ¥2,450,000
 [別売] スキャナチップ(スタンダード/ミニ) 各¥9,000 (PCは別売です)



一般的名称: デジタル印象採得装置 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器承認番号: 304008Z00006A01

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

G-Oral スキャン2

前モデルと比べ被写界深度が最大22mm、視野が約1.5倍に拡大しスキャン速度も30%向上しました。

[サイズ] W46×D281×H33mm
 (スキャナ本体)
 [価格] ¥1,900,000
 [別売] スキャナチップ(スタンダード/ミニ) 各¥9,000 (PCは別売です)



一般的名称: デジタル印象採得装置 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器承認番号: 304008Z00006A01

高演色LEDライト

Z-80PRO II ホワイト/ブラック

より自然光に近い高演色LEDを搭載。長時間のラボワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。

[価格] ¥34,800
 [別売] デスクベースZ-B16W(ブラック) ¥9,800
 デスクベースZ-B16W(ホワイト) ¥9,800



IH式ワックスインストルメントヒーター

ノーフレームプラス

[価格] ¥90,000
 本体1台、プロテクティブキャップ2個
 [別売] プロテクティブキャップ10個 ¥2,900



AMANN GIRRBACH

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design / オストロマット624i oral design

ドイツ・デケマ社のポーセレンファークネスです。保温効率に優れた特殊ストーンをマップルト焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。

オストロマット624 oral design
 [サイズ] W383×D343×H653mm
 [価格] ¥1,825,000

オストロマット624i oral design
 [サイズ] W383×D343×H653mm
 [価格] ¥2,300,000

オストロマット220 oral design
 [サイズ] W266×D258×H531mm
 [価格] オープン




一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190312
 一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190312
 一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190337
 一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104190367


歯科重合用光照射器

JDSキュアライト1S

照射光量2500mW/cm2、385～515nmの高波長域を備えたハイパワー光重合照射器です。

[サイズ] 248×25×100mm
 [価格] ¥54,000

SPECIAL 特別セット品 JDSキュアリングライトスリーブ100枚入 1個



一般的名称: 歯科重合用光照射器 医療機器分類: 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 13B2X10104260366

歯科専用口腔内カメラ

クリアファイバープロVI

口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。

[価格] ¥580,000



一般的名称: 歯科重合用光照射器 医療機器分類: 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 13B2X10104260366

口腔内撮影用LEDライト

クリアファイバー スマート pix®

太陽光に近いLEDスペクトルで、3種の発光パターンを選べます。撮影後すぐにタブレットとの併用で患者説明ができます。軽量設計の約140g。

[サイズ] W166×D120×H58mm
 [価格] ¥125,000

※Apple製品以外のスマートフォンやタブレットにも使用可能です。
 ※本製品にスマートフォンやタブレットは付属しておりません。

