



## 歯科用キャストリングワックス GEO ホワイトワックス

### トランスペアレント

残渣なしに焼却できますので、プレスセラミックに適しています。  
融解温度:73~75℃



包装	価格	注文No.
75g	¥3,700	499-0201

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030249

### オペーク

GEOナチュラルと同様に患者説明用プランニングワックスアップに適しています。  
オペーク効果が高いので、メタルフレーム上でも金属色が出ません。  
融解温度:73~75℃



包装	価格	注文No.
75g	¥3,700	499-0101

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030218



## 歯科用キャストリングワックス GEO ナチュラル

人工歯と同等のA2シェードを有していますので、  
患者説明用プランニングワックスアップに適しています。  
融解温度:64~75℃



包装	価格	注文No.
75g	¥3,700	499-0300

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030218



## 歯科用キャストリングワックス K2ワックス

インレー、クラウン、ブリッジ用のカービングワックスです。  
収縮率が低く、適合のよい補綴物が製作できます。  
また、適度な硬度により切削面がきれいに仕上がります。  
溶融点:60℃~65℃



包装	価格	注文No.
グレー	60g ¥5,000	510 0090 2
イエロー		510 0090 3
ベージュ		510 0090 4
グリーン		510 0090 5

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010079




## 歯科用キャストリングワックス GEO クラシック

フンゼンバーナー専用のモデリングワックスです。  
オペーク:早い溶解性と硬化性のため、操作性に優れています。  
溶解時でも透明性が出ないので確実にモデリングできます。  
適度な粘りと硬さがありますので、良好な切削感が得られます。

トランスペアレント:オールセラミックス用で特にプレスセラミックに適しています。  
酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。  
融解温度:64~75℃

包装	価格	注文No.
①ベージュ オペーク	75g ¥3,600	497-0100
②グレー オペーク		497-0200
③ミント オペーク		497-0300
④ブルー トランスペアレント		497-1200
⑤ミント トランスペアレント		497-1300

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030199



## 歯科用キャストリングワックス GEO アバンギャルド

電気ワックスペン専用のモデリングワックスです。  
適度な流動性があるので、広範囲のワックスアップ作業に適しています。  
融解温度:60~62℃

包装	価格	注文No.
①ユニバーサル ベージュオペーク	75g ¥3,300	495-0100
②ユニバーサル グレーオペーク		495-0200
③ユニバーサル ミントオペーク		495-0300

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030198



## 歯科用キャストリングワックス GEO スペシャルワックス

### ブロックアウトワックス

ブロックアウト専用ワックスです。  
高融点のため寒天印象材の温度の影響を受けません。  
融解温度:78~85℃

包装	価格	注文No.
ピンク オペーク	75g ¥4,000	650-0000



### サービカルワックス

酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。  
融解温度:59~67℃

包装	価格	注文No.
レッド トランスペアレント	75g ¥3,800	486-1000



### スティッキーワックス

仮着固定用スペシャルワックスです。  
弾性がないので変形しません。  
どのような材質に対しても固定できます。  
融解温度:85~91℃


包装	価格	注文No.
ピンク トランスペアレント	75g ¥4,000	488-1000



### アンダーカットワックス

酸化チタンが含まれていないので、残渣なく焼却できます。  
適度な弾性により、アンダーカットや形成窩洞に適しています  
融解温度:63~65℃

包装	価格	注文No.
レッド トランスペアレント	75g ¥3,800	489-1000



### ミリングワックス

回転数が2,500から5,000min-1で粘りつくことなく切削できます。  
チッピングが少なく滑らかな切削面が得られます。  
融解温度:65~67℃

包装	価格	注文No.
ブルー オペーク	75g ¥3,800	485-1000



一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030200



## 歯科用キャストリングワックス GEO クラシックナチュラル

オールセラミック用で特にプレスセラミックに適しています。  
酸化チタンが含まれておりませんので、残渣なく焼却できます。  
融解温度:64~75℃




包装	価格	注文No.
デント トランスペアレント	75g ¥3,700	499-0400

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030329



## 歯科用キャストリングワックス GEO モデリング ワックス

耐火模型上の補足、修正用ワックスです。  
スタンダードは透明性があり、外形線を確認できます。  
スタンダードとハードの2種類の硬さがあります。



①スタンダード トランスペアレント ②ハード オペーク

包装	価格	注文No.
①スタンダード トランスペアレント	75g ¥4,000	649-0000
②ハード オペーク		649-1000

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030211

## 歯科用キャスティングワックス GEO ディッピングワックス



90~92℃でご使用いただくと、厚さ0.5mmのコーピングが得られます。



### レワックス

硬質で低粘性のディッピングワックスです。  
91~93℃でご使用いただくと、0.4mmのコーピングが得られます。



包装	価格	注文No.
イエロー	200g	¥7,000
グリーン		482-3000
		482-3300

一般名称: 歯科用キャスティングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030201

包装	価格	注文No.
イエロー	210g	¥7,000
		651-0000

## 歯科用キャスティングワックス GEO クローワックス



幅広い作業に使用できる使い易いワックスです。  
フンゼンバーナーと電気ワックスペンに使用可能です。  
融解温度: 70~73℃

包装	価格	注文No.
①グリーン トランスベアレント	80g ¥2,900	475-0100
②ブルー トランスベアレント		475-0200
③レッド トランスベアレント		475-0300
④ベージュ オペーク		475-0400
⑤グレー オペーク		475-0500
⑥サービカルワックスレッド トランスベアレント		475-0600

一般名称: 歯科用キャスティングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030328



## 歯科用パターン成形品 GEO ワックススプルー



洋なし形状は金属の流れを良くし、錆染の発生を防止します。



包装	価格	注文No.
200個	¥5,300	501-1100

一般名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030205

## 歯科用パターン成形品 GEO トライアングルワックス



ブリッジ用の既製スプルーで、作業時間を短縮します。



包装	価格	注文No.
100個	¥5,800	680-3000


一般名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030206

## 歯科用ワックス成形品 GEO クラスプワックス



圧接による形態安定性が高いクラスプワックスです。レンフェルト社のワックスパターンは全て残渣なく焼却できます。

### 小白歯用クラスプ




包装	価格	注文No.
10枚	¥3,300	688-3002
接着剤付 10枚	¥3,600	638-3002

### 大白歯用クラスプ




包装	価格	注文No.
10枚	¥3,300	688-3003
接着剤付 10枚	¥3,600	638-3003

### リングクラスプストレート



包装	価格	注文No.
10枚	¥3,300	688-3004
接着剤付 10枚	¥3,600	638-3004

### リングクラスプ



包装	価格	注文No.
10枚	¥3,300	688-3005
接着剤付 10枚	¥3,600	638-3005

### ローチクラスプ



包装	価格	注文No.
10枚	¥3,300	688-3010
接着剤付 10枚	¥3,600	638-3010




一般名称: 歯科用ワックス成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030209

## 歯科用ワックス成形品 GEO リテンションワックス




### グリッド粗目



仕様 2.2×2.2mmの粗めのグリッド構造  
シートサイズ: 70×70mm  
プレート厚さ: 0.75mm

包装	価格	注文No.
20枚	¥4,700	688-3007
接着剤付 20枚	¥6,300	638-3007


### グリッドファイン



仕様 1.8×1.8mmの細かなグリッド構造  
シートサイズ: 70×70mm  
プレート厚さ: 0.7mm

包装	価格	注文No.
20枚	¥4,700	688-3008
接着剤付 20枚	¥6,300	638-3008


### グリッド対角線状



仕様 対角線状のグリッド構造  
シートサイズ: 70×70mm  
プレート厚さ: 0.95mm

包装	価格	注文No.
20枚	¥4,700	688-3011
接着剤付 20枚	¥6,300	638-3011

### グリッドメッシュ



仕様 ホール直径: 2.0mm  
シートサイズ: 70×70mm  
プレート厚さ: 0.8mm

包装	価格	注文No.
20枚	¥4,700	688-3009
接着剤付 20枚	¥6,300	638-3009

### 下顎用リテンション



仕様 無地  
シートサイズ: 70×70mm  
プレート厚さ: 1.3mm

包装	価格	注文No.
10枚	¥3,200	688-3006
接着剤付 10枚	¥3,700	638-3006

### ホールリテンション ストレート



仕様 サイズ: 長さ135mm  
厚さ: 1.3mm

包装	価格	注文No.
40個	¥5,200	664-3000

### ホールリテンション



仕様 サイズ: 長さ130mm  
厚さ: 1.3mm

包装	価格	注文No.
40個	¥5,200	662-3000

一般名称: 歯科用ワックス成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030210



## 歯科用キャストワックス GEO ワックスワイヤー

中硬質と硬質の2種類の硬さがあります。

包装	価格	注文No.
ブルー 中硬質	2.0mm	678-3020
	2.5mm	678-3025
	3.0mm	678-3030
	3.5mm	678-3035
	4.0mm	678-3040
ターコイズブルー 硬質	4.0mm	678-3050
	2.0mm	676-2020
	2.5mm	676-2025
	3.0mm	676-2030
	3.5mm	676-2035
4.0mm	676-2040	
5.0mm	676-2050	



ブルー/中硬質

ターコイズブルー/硬質

一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X1010z4030204

## 歯科用キャストワックス JDS ワックスディスク



樹脂フレーム(特許出願済)の採用により確実にディスクの保持ができます。  
位置決めノッチ付で加工機への再装着が容易です。  
石こう系埋没材の急速加熱に対応しており、バリ心配がありません。



アイボリー

グリーン

包装	価格
ラボパック(50枚)	¥128,000
アイボリー	φ98.5×厚さ20mm
グリーン	φ98.5×厚さ20mm
	φ98.5×厚さ14mm

一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 27B2X00008000072



## 歯科製造用シートワックス GEO プレートワックス

青緑色の半透明なプレートワックスです。

### シートワックス



仕様 無地  
シートサイズ: 75×150mm

包装	価格	注文No.
0.40mm	15枚 ¥3,300	640-3040
0.50mm		640-3050

### ステップルファイン



仕様 細目  
シートサイズ: 75×150mm

包装	価格	注文No.
0.40mm	15枚 ¥3,300	641-3040
0.50mm		641-3050

### ステップルコース



仕様 中粗  
シートサイズ: 75×150mm

包装	価格	注文No.
0.30mm	15枚 ¥3,300	643-3030
0.35mm		643-3035
0.40mm		643-3040
0.40mm		643-3040
0.50mm		643-3050

### ステップルペイン



仕様 粗目  
シートサイズ: 75×150mm

包装	価格	注文No.
0.40mm	15枚 ¥3,300	644-3040
0.50mm		644-3050
0.60mm		644-3060

### キャストワックス

接着剤付きなので、模型への適合が良好です。



仕様 シートサイズ: 100×100mm

包装	価格	注文No.
0.50mm	32枚 ¥13,000	445-3005
0.60mm		445-3006

一般的名称: 歯科製造用シートワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030208



## 歯科用パターン成形品 GEO バーワックス

### リンガルバー

形状は半円なし状。硬さはミディアム。





仕様 サイズ: 4×2mm

包装	価格	注文No.
65g	¥2,900	667-3042

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030212

### ワックスバー

硬さはミディアムで直径サイズ4種類から選べるワックスバーです。



包装	価格	注文No.
0.8mm	25g	668-3008
1.0mm	37g	668-3010

歯科用パラフィンワックス  
JDS パラフィンワックス



コストパフォーマンスに優れたパラフィンワックスです。



仕様 サイズ: 146×74mm  
厚さ: 1.4mm

包装	価格
1kg	¥3,800

一般名称: 歯科用パラフィンワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104220327

歯科用キャストワックス  
スプレッドワックス



ミリング用カービングワックスです。  
操作性がよく、マーキングワックスとしてもご利用いただけます。  
溶融点: 65~75℃



包装	価格	注文No.
25g	¥2,600	510 0069 0

一般名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010078

歯科用樹脂系模型材  
エグザクトフォーム



寸法精度に優れたインプラント等の精密模型に適しています。  
流動性に優れているので、簡単に練和して印象トレーに流すことができます。  
硬化後は石こうと同様にバーヤジスクで切削できます。



仕様 色調: 3種 = オリーブグリーン、アイボリー、イエロー

包装	価格	注文No.
オリーブグリーン A缶×6 B缶×6	¥7,700	520 2028 0
アイボリー		520 2028 2
イエロー		520 2028 4

別売品

包装	価格	注文No.
分離材 (125mL)	¥5,000	520 0021 0

一般名称: 歯科用樹脂系模型材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010141

ワックスインストルメント  
ERGO ワックスインストルメント



ハンドルは軽いので、長時間の作業でも疲れません。  
ハンドル部は耐熱性で、熱遮断性があります。

包装	価格	注文No.
No.1	1本 ¥6,300	1034-2001
No.2		1034-2002
No.3		1034-2003
No.4		1034-2004
No.5		1034-2005

一般名称: 歯科技工用形成器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030220



分離材  
ピコセップ



石こうからポーセレンおよびワックスを良好に分離します。



包装	価格	注文No.
30mL	¥2,600	1552-0030

石こう分離材  
イソフィックス 2000



石こうに浸透し、被膜を作らず分離効果を発揮する石こう分離材です。



包装	価格	注文No.
1,000mL×2缶	¥17,000	1720-2000

ポーセレンスパチュラ  
アガタスパチュラ



メノウ製(天然石)ですので、ポーセレンへの異物混入がありません。



包装	価格	注文No.
1本	¥6,500	1157-0000

分離材  
イソスティック



ペンタイプで簡単に塗布ができる  
石こうとポーセレン、ワックスの分離材です。



包装	価格	注文No.
1本	¥5,800	1709-3000

オクルージョンスプレー  
オクルテックスプレー



金属床やクラウン、インレー内面の接触箇所を  
チェックする速乾性パウダースプレーです。  
微細な粒子で均一に噴霧できます。  
流水またはスチームクリーナーで洗浄できます。



包装	価格	注文No.
(緑) 75mL (1本)	¥2,300	1935-2000
(赤) 75mL (1本)		1935-3000

パレット  
ステインミックスパレット



ステイン用に適した白磁製のパレットです。  
ステイン用30穴、グレース・大量練り用1穴があります。




包装	価格	注文No.
横155×縦95mm	¥10,000	1065-0100

### ポーセレン焼成トレー メッシュトレー-K



ポーセレン焼成ピン付の焼成トレーです。  
熱膨張係数、収縮係数が類似しているためオールセラミックの焼成に適しています。




<b>仕様</b>	サイズ:トレーサイズ	約53×53mm
<b>包装</b>	価格	注文No.
メッシュトレー2個、ポーセレン焼成ピン大3本、中4本、小3本	¥22,000	1922-0100

<b>別売品</b>	包装	価格	注文No.
メッシュトレーK用サポート(焼成ピン)10本	¥16,000	91922-0002	

### ポーセレン焼成トレー メッシュトレー



熱吸収が少ないトレーで、付属の焼成ピンを使ってクラウンやブリッジを自由な位置にセットできます。



<b>仕様</b>	サイズ:トレーサイズ	約53×53mm
<b>包装</b>	価格	注文No.
メッシュトレー2個、焼成ピン曲型6本、直型4本	¥12,000	1922-0000

<b>別売品</b>	包装	価格	注文No.
メッシュトレー用サポート(焼成ピン)10本	¥4,500	91922-0001	
メッシュトレー用サポート(焼成ピン)20本	¥8,000	91922-0003	

### ダウエルピン スマートピン



スプリットキャストに適しています。



**仕様** 形態:ヘッドφ1.6mm、ヘッド長さ5.5mm、ピンの長さ12.5mm

<b>包装</b>	価格	注文No.
スマートピン	1,000本 ¥11,000	366-2000
スマートピン用サヤ		366-2100

<b>別売品</b>	包装	価格	注文No.
スマートピン用ドリル1.59mm 3本	¥15,000	367-0159	

### ダウエルピンキャップ ラバーキャップ



模型の基底面トリミング時のピン損傷を防止します。繰り返し使用可能です。



<b>包装</b>	価格	注文No.
500個	¥4,000	322-0000

### ダウエルピン バイ-ピン



ツインピンですので、ぐらつきが無く、石こうにしっかりと固定されます。



<b>包装</b>	価格	注文No.
ショートスリーブ付 100本	¥5,000	326-1000
ショートスリーブ付 1,000本	¥40,000	326-2000
ショートスリーブなし 1,000本	¥26,000	336-2000
ロングスリーブ付 100本	¥5,000	346-1000
ロングスリーブ付 1,000本	¥40,000	346-2000
ロングスリーブなし 1,000本	¥26,000	353-3000

[形状イメージ]



[サイズ]

種類	ヘッドφ	ヘッド長さ	ピンの長さ
バイ-V-ピン	2.0mm	5.5mm	12.5mm
バイ-ピン ショート			13.5mm
バイ-ピン ロング			17.5mm

### ダウエルピン JDS ニューダウエルピン



コストパフォーマンスに優れたダウエルピンです。



<b>包装</b>	価格
#2(大) 1,000本	¥4,800
#1(小) 200本	¥1,200

### インプラントジグ作製用レジン ジグジェル



適度なチキントロピー性により垂れにくい操作性です。



<b>包装</b>	価格
シリンジ(14g) 1本、チップ2個	¥4,000

一般的名称: 歯科用パターンレジン 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104280344

### ダウエルピン バイ-V-ピン・プラスチックスリーブ



メタルスリーブに比べて摩擦抵抗が少なく、着脱がスムーズでピンが確実に取ります。



<b>包装</b>	価格	注文No.
100本	¥4,200	329-1000
1,000本	¥36,000	329-2000

### ダウエルピン バイ-V-ピン・メタルスリーブ



適度な摩擦抵抗により、精密な維持ができます。



<b>包装</b>	価格	注文No.
100本	¥5,000	328-1000
1,000本	¥45,000	328-2000

### ポーセレンブラシ レイアート・スタイル



厳選された最高級の天然毛を使用し、毛先を独特なトリミング法で仕上げているので、従来品と比べ、長期にわたり理想的な先端形状を保ちます。転がり防止用のチップを装着できるので、陶材の種類やユーザーの識別が可能です。

<b>包装</b>	価格	注文No.
#8スリム	¥24,000	1725-0008
#8ボールド	¥26,000	1725-0018
#6スリム	¥17,000	1725-0006
#6ボールド		1725-0016
#4スリム	¥11,000	1725-0004
#4ボールド		1725-0014
#4コーン	¥10,000	1725-0040
#2(2本)	¥9,000	1725-0002
オベーク(2本)	¥10,000	1725-0001
カラー(2本)	¥7,000	1725-0000
レイアート・スタイルセット (#2, オベーク, カラー各1本)	¥12,000	1725-1000



#8スリム #8ボールド #6スリム #6ボールド #4スリム #4ボールド #4コーン #2 オベーク カラー 原寸大

ポーセレンブラシ  
セラミカス



優れた保水性、大量の陶材薬盛を可能にしたコシの強さがあります。

包装	価格	注文No.
1/0(2本)		1716-0110
2/0(2本)	¥3,500	1716-0120
01(2本)		1716-0001
02(2本)	¥4,000	1716-0002
04(2本)	¥4,300	1716-0004
オバーク(2本)	¥4,800	1716-0200
06(1本)	¥4,000	1716-0006
08(1本)	¥5,500	1716-0008
ピック(1本)	¥8,300	1716-0088
セラミカセット (6本 1/0,01,02,04,06,08)	¥15,000	1716-0000
セラミカステンセット (4本 00,000各2本)	¥6,000	1703-0000



原寸大

ポーセレンパレット  
レイアート



透水性のセラミック製、吸水スポンジがセットされたガラス製、天然石のメノウ製など、特長のある製品を取り揃えました。



仕様	ケース	XL	W291×D223×H36mm
	S	W211×D147×H28mm	
	トレイ	XL	W220×H120mm
	S	W159×H90mm	

包装	価格	注文No.
クリスタルアアXL	¥35,000	1043-1000
クリスタルアアS	¥25,000	1043-2000
トロピックXL	¥34,000	1044-0000
トロピックS	¥22,000	1044-1000
トロピックプロXL	¥34,000	1045-0000
トロピックプロS	¥22,000	1045-1000
ナチュラルS	¥34,000	1046-0000
クリスタルXL	¥16,000	1043-0000
カラーS	¥14,000	1047-0000



ポーセレンパレット  
クリエイションパレット



給水リボンの作用で陶材を湿潤状態に保ちます。

アクアラインマスター



アクアラインスマート



AS-001ブラック



AS-002ホワイト

仕様 サイズ:W335×D225×H25mm

包装	価格
ケース、ガラスプレート、セルローズストリップス	¥58,000

仕様 サイズ:W260×D170×D32mm

包装	価格
ケース、ガラスプレート、セルローズストリップス	¥52,000

別売品

包装	価格
アクアラインスマートトレーセット 2個入	¥16,000

金属焼付用陶材  
クリエーション CC



Willi Geller が開発し、1988年に発売されたクリエーションは、発売から30年以上経った今でも大きなモデルチェンジもなく、多くの臨床家に支えられてきました。明度設定が高いことで評判の陶材ですが、陶材の粒子が細かく、緻密に焼き上がることで、対合歯や歯肉に優しい材質になっています。

CCキット1

包装	キット価格
オペークデンチン OD-A1-D4	15g 16個
デンチン D-A1-D4	16個
エナメル S-57-60	20g 4個
トランスバ NT,OT	2個
クリア CL-O	1個
グレース GL	10g 1個
モデリングリキッド ML-H	50mL 2本
ユニバーサル&グレースリキッド	25mL 1本
シェードガイド	2個
CCカラーチャート	1個
¥226,000	



CCキット1

CCキット2

包装	キット価格
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g 5個
デンチン D-CW	20g 1個
アプロキシマルデンチン AD-1,2	15g 2個
クリア UC	1個
トランスバ TI-1-5	20g 5個
エフェクトエナメル SI-01-06,SO-10,11	8個
パールエナメル PS-0-3	4個
ネットトランスバ HT-51-56	15g 6個
メイクイン MI-61-66	6個
コレクションパウダー KM	20g 1個
モデリングリキッド ML-H	50mL 2本
ユニバーサル&グレースリキッド	25mL 1本
シェードガイド	2個
CCカラーチャート	1個
¥190,000	



CCキット2

CCスターターキット

包装	キット価格
クリアアロイボンド	4g 2個
クリアペースト	3g 5個
オペークデンチン	5個
オペークデンチンモディファイヤー OD-32,37,43	15g 3個
デンチン D-A2-A3.5,B2,B3	5個
エナメル S-58,59	2個
クリア CL-O	20g 1個
トランスバ NT,OT,TI-1,4,5	5個
エフェクトエナメル SI-02,04	2個
ネットトランスバ HT-52-54	15g 3個
グレース GL	10g 1個
メイクイン MI-63,65	15g 2個
モデリングリキッド ML-H	25mL 2本
ユニバーサル&グレースリキッド	2本
¥190,000	



CCスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称: 歯科用セラミック修復用陶材 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 226AFBZX00021000

COLOR CHART  
金属焼付用陶材/クリエーション CC

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
クリアペースト	3g ¥4,500	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	18g ¥24,000																
デンチン	20g ¥6,000	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
	50g ¥13,000																
エナメル	20g ¥6,000	S-058	S-058	S-059	S-059	S-060	S-057	S-059	S-059	S-059	S-060	S-059	S-059	S-060	S-060	S-059	S-059
	50g ¥13,000																
オペークデンチン	15g ¥6,000	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4
	50g ¥17,000																

※上記枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

オペークデンチン	15g ¥6,000	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange		OD-43 ivory		OD-44 cuba											
	50g ¥17,000																				
クリアペースト モディファイヤー	3g ¥4,500	White IO		Violet IO		Ochre IO		gold yellow IO		G gingiva											
	18g ¥24,000																				
クリアペースト WOP	3g ¥4,500	sand			sahara			gold													
	18g ¥24,000																				
クリア	20g ¥6,000	CL-O					Window UC														
	50g ¥13,000																				
トランスバ	20g ¥6,000	NT neutral		OT opal		TI-1 blue		TI-2 white		TI-3 pink		TI-4 yellow		TI-5 grey							
	50g ¥16,000																				
エフェクト エナメル	20g ¥6,000	SI-01 light yellow		SI-02 medium yellow		SI-03 heavy yellow		SI-04 light orange		SI-05 medium orange		SI-06 heavy orange		SO-10 blue		SO-11 orange					
	50g ¥16,000																				
パールエナメル	50g ¥16,000	PS-0 white			PS-1 blue/white			PS-2 flamingo			PS-3 orange										
ネットトランスバ	15g ¥6,000	HT-51 iridescent		HT-52 khaki		HT-53 sand		HT-54 honey		HT-55 bordeaux		HT-56 ocker									
	50g ¥17,000																				
ショルダー パウダー	15g ¥6,000	SP-21 neutral		SP-22 flamingo		SP-23 sand		SP-24 gold		SP-25 red brown		SP-26 yellow gold		SP-27 ivory		SP-28 opaque yellow		SP-29 honey		SP-G gingival	
	50g ¥17,000																				
メイクイン	15g ¥6,000	MI-61 ivory		MI-62 lemon		G3 light pink		MI-64 flamingo		MI-65 gold		MI-66 olive									
	50g ¥17,000																				
アプロキシマル デンチン	15g ¥6,000	AD-1 light yellow					AD-2 orange														
	50g ¥17,000																				
ジンジバル	15g ¥6,000	G1 purple		G2 dark pink		G3 light pink		G4 flamingo		G5 rose		G6 dark pink opaque		G7 violet		GN neutral					
	50g ¥17,000																				
グレース	10g ¥4,800	GL Glaze																			
	20g ¥8,800																				
コレクション パウダー	20g ¥8,800	KM Correction Powder																			
ブリーチオペーク	3g ¥4,500	O-AB																			
	18g ¥24,000																				
ブリーチトランジ ションデンチン	20g ¥6,000	TD-BA			BD-A			BD-B			BD-BO										
	50g ¥13,000																				
ブリーチエナメル	20g ¥6,000	S-AB																			
	50g ¥14,000																				
ブリーチ ショルダー	15g ¥6,000	SP-AB																			
	50g ¥17,000																				

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

パウダーオペーク	20g ¥6,000	O-A1,O-A2,O-A3,O-A3.5,O-A4,O-B1,O-B2,O-B3,O-B4,O-C1,O-C2,O-C3,O-C4,O-D2,O-D3,O-D4															
	50g ¥13,000																
フィルオペーク	20g ¥6,000	FOP															
	50g ¥13,000																
パウダーオペーク モディファイヤー	15g ¥5,000	OM-11white,OM12 pink,OM13 lilac,OM14 grey,OM-15 sahara,OM-16 ochre,OM-17 brown,OM-G gingival															
	50g ¥16,000																
トランジション デンチン	20g ¥6,000	TD-A1,TD-A2,TD-A3,TD-A3.5,TD-A4,TD-B1,TD-B2,TD-B3,TD-B4,TD-C1,TD-C2,TD-C3,TD-C4,TD-D2,TD-D3,TD-D4															
	50g ¥13,000																

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキット]

包装	価格
クリエーション モイスチャリングフルード MF	25mL ¥10,000
クリエーション ショルダーリキッドSPL	50mL ¥3,000
	25mL ¥2,000
クリエーション ユニバーサル&グレースリキッドUFGL	50mL ¥5,700
	25mL ¥3,800
クリエーションCC/ZI-CT モデリングリキッド MLH	1,000mL ¥27,000
	250mL ¥8,800
	50mL ¥2,500
クリアアロイボンド	8g ¥19,000
専用分離剤 クリエーション クリアペン 1本	¥7,500

酸化ジルコニア用陶材

クリエーション ZI-CT



Willi Gellerとoral designメンバーが、多くの試験を重ね誕生した新しいコンセプトのジルコニア陶材(クリスタルタイプ)です。長石の高い含有率、高い焼成温度、リユースサイトの微細な結晶構造、これらの効果によって、緻密且つ鮮やかに焼きあがります。

ZI-CTキット1

包装	数量	キット価格
フレームシェード NT	4g 1個	¥170,000
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g 5個	
デンチン D-A1-D4	16個	
エナメル E-57-60	4個	
クリア CL-O	20g 1個	
トランスバ NT,OT	2個	
アプロキシマルデンチン AD-1,2	15g 2個	
コレクションパウダー KM	20g 1個	
グレース GL	10g 1個	
ユニバーサル&グレースリキッド	25mL 1本	
モデリングリキッド ML-H	50mL 2本	
ZI-CT カラーチャート	1個	



ZI-CTキット1

ZI-CTキット2

包装	数量	キット価格
クリア UC	1個	¥165,000
トランスバ TI-1-5	5個	
エフェクトエナメル SI-01-06, SO-10,11	8個	
パールエナメル PS-0-3	4個	
ネットトランスバ HT-51-56	15g 6個	
メイクイン MI-61-66	6個	
ユニバーサル&グレースリキッド	25mL 1本	
モデリングリキッド ML-H	50mL 2本	
ZI-CT カラーチャート	1個	



ZI-CTキット2

ZI-CTスターターキット

包装	数量	キット価格
フレームシェード NT	4g 1個	¥165,000
オペークデンチン OD-32,37,43	15g 3個	
デンチン D-A1-A3.5,D-B2-B3	6個	
エナメル E-58,59	2個	
クリア CL-O	20g 1個	
トランスバ NT, OT, TI-1,3-5	6個	
エフェクトエナメル SI-02,04	2個	
パールエナメル PS-0	1個	
ネットトランスバ HT-52-54	3個	
ショルダー SP-21,23,28	15g 3個	
メイクイン MI-63,65	2個	
グレース GL	10g 1個	
モデリングリキッド ML-H	2本	
ショルダーリキッド	25mL 1本	
ユニバーサル&グレースリキッド	1本	
ZI-CT カラーチャート	1個	



ZI-CTスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称: 歯科用陶材 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 226AFBZX00022000

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材/クリエーション ZI-CT

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
デンチン	20g	¥6,500	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
	50g	¥16,000																
エナメル	20g	¥6,500	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E60	E60	E59	E59	
	50g	¥16,000																

※上記枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

オペークデンチン モディファイヤー	15g	¥6,500	OD-32 havanna			OD-37 curry			OD-41 orange			OD-43 ivory			OD-44 cuba			
	50g	¥20,000																
クリア	20g	¥6,500	CL-0						Window UC									
	50g	¥16,000																
トランスバ	20g	¥6,500	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey									
	50g	¥16,000																
エフェクト エナメル	20g	¥6,500	SI-01 light yellow	SI-02 medium yellow	SI-03 heavy yellow	SI-04 light orange	SI-05 medium orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange								
	50g	¥16,000																
パールエナメル	20g	¥6,500	PS-0 white			PS-1 blue/white			PS-2 flamingo			PS-3 orange						
	50g	¥16,000																
ネットトランスバ	15g	¥6,500	HT-51 iridescent	HT-52 khaki	HT-53 sand	HT-54 honey	HT-55 bordeaux	HT-56 ocker										
	50g	¥20,000																
ショルダー パウダー	15g	¥6,800	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-26 yellow gold	SP-27 ivory	SP-28 opaque yellow	SP-29 honey							
	50g	¥20,000																
メイクイン	15g	¥6,800	MI-61 ivory	MI-62 lemon	MI-63 honey yellow	MI-64 flamingo	MI-65 gold	MI-66 olive										
	50g	¥20,000																
アプロキシマル デンチン	15g	¥6,500	AD-1 light yellow						AD-2 orange									
	50g	¥20,000																
ジンジバル	15g	¥6,800	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral								
	50g	¥20,000																
グレース	10g	¥6,000	Glaze-GL															
コレクション パウダー	20g	¥6,500	Correction Powder-KM															
ブリーチデンチン	20g	¥6,500	BD-A			BD-B			BD-BO									
	50g	¥16,000																
ブリーチエナメル	20g	¥6,500	S-AB															
	50g	¥16,000																
ブリーチ ショルダー	15g	¥6,800	SP-AB															
フレームシェード	4g	¥6,000	FS-NT															

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキット]

包装	数量	価格
クリエーションCC/ZI-CT モデリングリキッド MLH	1,000mL	¥27,000
	250mL	¥8,800
	50mL	¥2,500
クリエーション ユニバーサル&グレースリキッドUFGL	50mL	¥5,700
	25mL	¥3,800
	50mL	¥3,000
クリエーション ショルダーリキッドSPL	25mL	¥2,000
クリエーション モイスチャリングフルードMF	25mL	¥10,000
専用分離材 クリエーション クリアベン 1本		¥7,500

酸化ジルコニア用陶材

クリエーション ZI-F



クリエーションのジルコニア陶材はこの低融陶材ZI-F から始まりました。  
長石を多く含むことで、陶材の強度を高めました。

ZI-Fキット1

包装		キット価格
フレームシェード FS-1-4, IL	10g 5個	¥226,000
デンチン D-A1-D4	16個	
エナメル E-57-60	4個	
クリアCL-O,UC	2個	
トランスバ NT,OT,TI-1,3-5	6個	
グレース GL	10g 1個	
モデリングリキッド ML-L	50mL 2本	
ユニバーサル&グレースリキッド	25mL 1本	
シェードガイド	2個	
ZI-Fカラーチャート	1個	



ZI-Fキット1

ZI-Fキット2

包装		キット価格
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g 5個	¥147,000
エフェクトエナメル SI-02,04,06,SO-10,11	5個	
パールエナメル PS-0,3	2個	
ネットトランスバ HT-52-54	3個	
ショルダー SP-22-25,28	5個	
メイクイン MI-61,63,65	3個	
アプロキシマルデンチン AD-1,2	2個	
ショルダーリキッド	1本	
モデリングリキッド ML-L	25mL 2本	
ユニバーサル&グレースリキッド	1本	
シェードガイド	2個	
ZI-Fカラーチャート	1個	



ZI-Fキット2

ZI-Fスターターキット

包装		キット価格
フレームシェード FS-1,2	10g 2個	¥226,000
オペークデンチン OD-32,37,43	15g 3個	
デンチン D-A1-A3,5,B2,B3	6個	
エナメル E-58,59	2個	
クリア CL-O	1個	
トランスバ NT,OT,TI-1,3-5	6個	
エフェクトエナメル SI-02,04	2個	
パールエナメル PS-02	1個	
ネットトランスバ HT-52-54	3個	
ショルダー SP-22,23,28	15g 3個	
メイクイン MI-63,65	2個	
グレース GL	10g 1個	
ショルダーリキッド	1本	
モデリングリキッド ML-L	25mL 2本	
ユニバーサル&グレースリキッド	1本	
ZI-Fカラーチャート	1個	



ZI-Fスターターキット

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材/クリエーション ZI-F

VITA SHADE			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
フレームシェード	10g	¥16,000	FS-1	FS-1	FS-2	FS-2	FS-4	FS-1	FS-1	FS-2	FS-4	FS-1	FS-3	FS-3	FS-4	FS-3	FS-3	FS-3
ネットデンチン	15g	¥6,800	HD-01	HD-02	HD-02	HD-03	HD-04	HD-01	HD-02	HD-03	HD-03	HD-01	HD-01	HD-03	HD-04	HD-03	HD-03	HD-02
デンチン	20g	¥6,800	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル	20g	¥6,800	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59

※枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

		FS-IL (Illusion)		FS-G (Gingival)			FS-NT 4g ¥5,200				
フレームシェード	10g ¥16,000										
オペークデンチン モディファイヤー	15g ¥6,800	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange1		OD-43 ivory		OD-44 cuba	
クリア	20g ¥6,800	CL-O				Window UC					
トランスバ	20g ¥6,800	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey			
エフェクト エナメル	20g ¥6,800	PS-0 white	PS-3 orange	SI-02 medium yellow	SI-04 light orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange			
ネットトランスバ	15g ¥6,800	HT-51 iridescent		HT-52 khaki		HT-53 sand		HT-54 honey		HT-56 ocker	
ショルダー パウダー	15g ¥8,800 50g ¥27,000	SP-21 neutral		SP-22 flamingo		SP-23 sand		SP-24 gold		SP-25 red brown	SP-28 opaque yellow
メイクイン	15g ¥8,800 50g ¥27,000	MI-61 ivory			MI-63 honey yellow			MI-65 gold			
ジンジバル	15g ¥8,800 50g ¥27,000	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral		
グレース	10g ¥6,800 50g ¥11,000	Glaze-GL									
コレクション パウダー	20g ¥6,800	Correction Powder-KM									
ブリーチ デンチンシェード	10g ¥16,000	FS-AB									
ブリーチデンチン	20g ¥6,800	BD-A			BD-B			BD-BO			
ブリーチエナメル	20g ¥6,800	S-AB									
ブリーチ ショルダー	15g ¥8,800 50g ¥27,000	SP-AB									

※枠内の陶材は、カスタムシェード専用です。

[リキット]

包装	価格
クリエーションZI-F モデリングリキッド MLL	250mL ¥8,800 50mL ¥2,500
クリエーション ユニバーサル&グレースリキッドUFGL	50mL ¥5,700 25mL ¥3,800
クリエーション ショルダーリキッドSP	50mL ¥3,000 25mL ¥2,000
クリエーション モイスチャリングフルードMF	25mL ¥10,000
専用分離材 クリエーション クリアベン 1本	¥7,500

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、  
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称: 歯科用陶材 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 226AFBZX00023000



## 歯科用切削加工用セラミックス JDS ジルコニアNEXT MT

異なるジルコニアを積層し、強度を高めたマルチレイヤータイプです。  
4層マルチレイヤーで天然歯に近い色調を表現します。

仕様 シェード:M0

包装	価格
φ98×厚さ14mm	各¥32,000
φ98×厚さ18mm	各¥36,000
φ98×厚さ22mm	各¥41,000
φ98×厚さ25mm	各¥45,000

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 228AKBZX00069A01



## 歯科用切削加工用セラミックス JDS ジルコニアNEXT

高い強度を持ち、前歯部から臼歯部まで幅広く対応します。

### スタンダード

仕様 シェード:S0,S1,S2

包装	価格
φ98×厚さ14mm	各¥20,000
φ98×厚さ18mm	各¥24,000
φ98×厚さ22mm	各¥28,000
φ98×厚さ25mm	各¥32,000

### エナメル

仕様 シェード:E0,E1,E2,E3

包装	価格
φ98×厚さ14mm	各¥23,000
φ98×厚さ18mm	各¥29,000
φ98×厚さ22mm	各¥36,000
φ98×厚さ25mm	各¥40,000



### マルチグラデーション

仕様 シェード:EMA1,EMA2,EMA3,EMA3.5

包装	価格
φ98×厚さ14mm	各¥27,000
φ98×厚さ18mm	各¥35,000

### マルチプレミアム

仕様 シェード:MA1,MA2,MA3,MA3.5

包装	価格
φ98×厚さ14mm	各¥30,000
φ98×厚さ18mm	各¥38,000

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 228AKBZX00068A01



## 歯科切削加工用レジンディスク JDS PMMAディスク

CAD/CAMによる切削加工用のレジンディスクです。  
ミリングバーへのまとわりが少なく優れた切削性があり、  
研磨性が良く作業効率がアップします。  
さらに、マルチレイヤー色をラインナップし、  
審美プロビジョナルに適合しています。

仕様 シェード  
単色: クリア、A1、A2、A3、BL2  
マルチレイヤー色: MLA2、MLA3

包装	価格
φ98×厚さ15mm	1枚 各¥4,500
φ98×厚さ20mm	
マルチレイヤー色 φ98×厚さ20mm	各¥9,000

一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 227AFBZX00091A01



## 歯科セラミックス用着色材料 ネオ ステイン

ネオ ステインはイン ノバ ネオの総称です。基本的に従来のメイクアップとインノバの色構成に準じて作られています。  
メイクアップ ネオはペーストタイプのステインで、表面ステイン及び内部ステインとして使用できます。  
イン ノバ ネオはパウダータイプで、表面に使用することができます。  
融点が低いのでCCやZI-CITはもちろん、ZI-F など低融陶材に安心して使用できます。

包装	価格
ネオ ステインメイクアップネオ 1本	4g 各¥9,500
ネオ ステインメイクアップネオ フルード	25mL ¥4,000
ネオ ステインイン ノバネオ 1本	3g 各¥9,500
ネオ ステインイン ノバネオ フルード	25mL ¥4,000
ネオ ステインリコンディショナー フルード	8mL ¥4,300

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、  
単品包装などの詳細は別途製品カタログを  
お取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称: 歯科セラミックス用着色材料 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 226AFBZX00024000



メイクアップネオ

インノバネオ

## COLOR CHART

### メイクアップネオ



MUN-F1 white MUN-F2 eggshell MUN-F3 lemon yellow MUN-F4 mandarine MUN-F5 flamingo MUN-F6 apricot MUN-F7 light brown MUN-F8 medium brown MUN-F9 olive MUN-F10 red



MUN-F11 blue MUN-F12 grey MUN-F13 deep blue MUN-FA stain A MUN-FB stain B MUN-FC stain C MUN-FD stain D MUN-GL-F Glaze UF Reconditionner

### インノバネオ



INN-1 melone INN-2 rose INN-3 yellow INN-4 red brown INN-5 brown INN-6 olive INN-7 grey INN-8 blue INN-9 white INN-10 mais INN-CRL Crackliner INN-IL Illusion INN-FLUID



## 歯科切削加工用セラミックス JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー

異なるジルコニアを積層して強度を高めたCAD/CAM切削加工用のジルコニアディスクです。  
階調差の少ない滑らかな5層レイヤーにより審美性の高い修復物が製作できます。


仕様 シェード:A1,A2,A3,A3.5

包装	価格
φ98.25×厚さ14mm	各¥34,000
φ98.25×厚さ16mm	各¥36,000
φ98.25×厚さ18mm	各¥38,000
φ98.25×厚さ22mm	各¥46,000

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 228AKBZX00080000



[断面]



※イメージ図



ダイスパーサー  
ダイマスター

速乾性に優れており、色調によって厚さをコントロールできるダイスパーサーです。塗布面は高密度で鏡面のように仕上がります。湿気やスクラッチに強く、マスターデュオ(プライマー)と強固に結合します。流動性が高く、正確で均一な塗布が可能です。



包装	価格	注文No.
ダイマスターレッド	15μm	1956-0200
ダイマスターブルー	20μm	1956-0300
ダイマスターシルバー	13μm	1956-0400
ダイマスターゴールド		1956-0500



石こう系硬化剤&ダイスパーサー  
ダイマスター デュオ

一層の塗布で硬化材の役割をし、二層塗りすることでプライマーとしてダイマスターとの化学的結合を強固にします。



包装	価格	注文No.
15mL	¥2,800	1956-0600

ダイマスター シンナー



包装	価格	注文No.
30mL	¥2,800	1956-0700

breident

歯科用パターンレジン  
ピクプラストHP36

硬化収縮率が0.36%と精度の高いパターンレジンです。硬化収縮は20分で終了し、ヒートショックで使用できます。

包装	価格	注文No.
セット	¥35,000	540 0021 8

包装	価格	注文No.
ポリマー(粉)85g1本	¥15,000	540 0021 5
モノマー(液)100mL1本	オレンジ	540 0021 2
	クリア	540 0021 0
	レッド	540 0021 4
	ブルー	540 0021 3
イエロー	540 0021 1	
クリーナー(液)100mL1本	¥6,700	540 0022 4
容器(液用)1個		540 0020 7
容器(粉用)1個	¥2,400	540 0020 8
容器(クリーナー用)1個		540 0020 9
ピクプラスト石こう分離材10mL	¥4,500	540 0018 2



一般名称: 歯科用パターンレジン 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010254



小白歯用CAD/CAM冠用レジンブロック  
JDS CAD/CAMブロック

天然歯のような審美性と高強度による耐久性を併せもったCAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック。

仕様 色調: A2, A3, A3.5

包装	価格
Sサイズ 5個	各¥8,230
Mサイズ 5個	各¥8,480

一般名称: 歯科切削加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 303AFBZX00061A01  
CAD/CAM冠用材料(I)



前歯用CAD/CAM冠用レジンブロック  
JDS CAD/CAMブロックIV **New**

天然歯のような3層グラデーションを持つ前歯対応のCAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック。

仕様 色調: MLA2, MLA3, MLA3.5

包装	価格
14Lサイズ 5個	各¥19,910


一般名称: 歯科切削加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 304AFBZX00009A01  
CAD/CAM冠用材料(IV)



ニケイ酸リチウムプレスインゴット  
アンバープレス



460MPaの高い曲げ強度があり、反応層の少ない簡便な操作性のニケイ酸リチウムプレスインゴットです。



仕様 透過度・シェード: HT ハイトランスルーセント W4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  
LT ロートランスルーセント W1, W2, W3, W4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4  
MO ミティアムオーバーク MO0, MO1, MO2, MO3, MO4

包装	価格
R10 φ12.7 x T10mm 5個	各¥14,000
R20 φ12.7 x T20mm 3個	各¥17,000
アソートHT(A1, A2, A3各1個)	¥8,400
アソートLT(A1, A2, A3各1個)	

一般名称: 歯科加圧成形用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 228AFBZX00130000

ジルコニアプレスオン用ニケイ酸リチウムプレスインゴット  
アンバーリシポジ



380MPaの高い曲げ強度があり、高い透過性による優れた審美性を持ったジルコニアフレームにプレスオン可能なニケイ酸リチウムインゴットです。



仕様 透過度・シェード: HT ハイトランスルーセント W4, A1, A2, A3, A3.5  
LT ロートランスルーセント W4, A1, A2, A3, A3.5

包装	価格
R10 φ12.7 x T10mm 5個	各¥25,000
R15 φ12.7 x T15mm 3個	各¥23,000
R20 φ12.7 x T20mm 3個	各¥30,000

一般名称: 歯科加圧成形用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器  
認証番号: 228AFBZX00143000

### 歯科用パターンレジン イージーフォームLC

混和が要らないジェル、ペーストタイプの光重合型パターンレジンです。使い勝手の良いジェルタイプはシリンジから直接築盛でき、チキントロピー性により垂れたりもしないため、材料を無駄にせず経済的に使用できます。重合収縮率が0.3%で適合性の高いパターンが得られます。



包装	価格
ジェル 1本 (3g×1本, シリンジチップ3個入)	¥3,700
ジェル 3本 (3g×3本, シリンジチップ10個入)	¥10,000

■ 別売品

包装	価格
シリンジチップ 10個	¥2,200

一般的名称: 歯科用パターンレジン 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104060296

### クラウンホルダー ブルークリップ

breident

先端はダイヤモンドコーティングが施されています。チップの3点支持 (No. 1、No. 3) により、球状や円筒状の細かなパーツを確実に保持します。No. 2とNo. 3はクリップをロックすることができます。機能的なデザインと、プラズマコーティングが施された特徴的なカラーを採用しています。



包装	価格	注文No.
No. 1	¥12,000	310 0008 1
No. 2		310 0008 2
No. 3	¥13,000	310 0008 3

一般的名称: 歯科技工用鉗子 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010283

### クラウンホルダー スポットクリップ

breident

カラーレスのメタルボンド用ホルダーです。少ない面で保持をするため、ポーセレンパウダーなどに影響を与えにくくなっています。



包装	価格	注文No.
スポットクリップ (1本)	¥19,000	310 0000 5
スポットクリップリング (1本)	¥27,000	310 0000 7

一般的名称: 歯科技工用鉗子 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010282

### クラウンホルダー クイックツール

breident

先端部はダイヤモンドチップになっており、3本のシャフトでクラウンを確実に保持します。また、シャフトを2本にすることにより下顎前歯などの支台歯の小さいケースなどにもご使用していただけます。



包装	価格	注文No.
1本	¥35,000	310 0102 0
交換チップ (3本)	¥12,000	310 0102 1

一般的名称: 歯科技工用鉗子 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010281

### クラウンホルダー ジャケットグリッパ



クラウンを内側から確実に保持、中央のスクリューを回転させることによって、簡単に保持力の調整が行えます。



包装	価格	注文No.
1本	¥14,000	1105-0300

■ 別売品

包装	価格	注文No.
交換チップ (2本)	¥3,900	1109-0100

一般的名称: 歯科技工用鉗子 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030128

### クラウンホルダー ケラモグリッパアングル



クラウンやブリッジの保持をするインストゥルメントです。



包装	価格	注文No.
1本	¥20,000	1109-0300

■ 別売品

包装	価格	注文No.
交換チップ (2本)	¥3,900	1109-0100

一般的名称: 歯科技工用鉗子 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030127

### 咬合面パターン ナソフレックス プレミアム

breident

厚さ0.5mmの特殊シリコン製咬合面パターン。ワックス、レジン、ポーセレンの咬合面形態を短時間にて作製することができます。また、パターンは優れた強度を有していますので繰り返しご使用いただけます。




包装	価格	注文No.
フルセット (48個 (ABC各1セット))	¥138,000	429 P004 8
Aセット (16個 サイズ大)	¥55,000	429 P000 A
Bセット (16個 サイズ中)		429 P000 B
Cセット (16個 サイズ小)		429 P000 C
単品	各¥4,500	



### 歯肉形態再現用シリコン ジンジバルマスク

breident

カートリッジからの注入方式により、正確な歯肉形態を再現できます。適度な粘性をもち、専用のシリコンバーで簡単に切削できます。ガムラインのチェックなど、高い審美性を要求される補綴物の製作に役立ちます。



包装	価格	注文No.
カートリッジ (50mL) 1個	¥6,500	540 0104 7
ミキシングチップ (12本)	¥3,500	320 0045 0
分離材 (10mL) 1個	¥2,000	520 0100 3

一般的名称: 歯科用樹脂系成型材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010074

### カートリッジディスペンサー マルチシルドーシングデバイス

breident

カートリッジタイプ専用のディスペンサーです。



包装	価格	注文No.
1個	¥19,000	320 0044 0

一般的名称: 歯科用練成器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010191

咬合器  
スリーラインカラー咬合器



ハンディな咬合器。剛性に優れながら軽量で、上下顎間距離63mmのワイド設計です。



仕様 本体サイズ:W100×D120×H90mm  
色調:ブルー

包装	価格
1個	¥7,900

一般的名称: 歯科用咬合器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100103

シランカップリング接着システム  
シラノペン



微細なシリカ粒子が混合された特殊ガスをバーナーで焼き付けることにより、容易にシリケート層を形成し、高い接着効果を長期的に実現します。



	包装	価格	注文No.
セット	シラノペンバーナー1本、 ガスカートリッジ1本、 ブラシホルダー、ブラシチップ、 清掃用ブラシ	¥140,000	320 0047 0


別売品

包装	価格	注文No.
シラノペンバーナー	¥62,000	320 0047 1
ガスカートリッジ	¥65,000	540 0083 0
クリーニングブラシ	¥6,500	350 0044 1

ファーネス清掃用炭素棒  
アクティブカーボン



非貴金属の焼成や後ロー着時にファーネスの炉内で発生する金属酸化物を吸収します。カーボンの高い吸収力により、炉内の金属酸化物の残留を防ぎクリーンな状態に保ちます。



仕様 サイズ:10×10×25mm

包装	価格	注文No.
アクティブカーボン10個、焼成ピン2本	¥18,000	2065-0000

非吸水性鑄造用リングライニング材  
ティーディーシリコンライナー



高い柔軟性とクッション性を持つ、リングレス鑄造のためのリングライナー。シリコン製のため、大きい鑄型の膨張を阻害せず繰り返し使用できます。




仕様 厚さ:3.0mm  
サイズ:W250×H80mm

包装	価格
1枚	¥2,000

ワックスパターン圧接用シリコン  
ワックスアダプター



高圧縮製法による特殊シリコンのため、模型上で力強く圧接してもワックスの変形、つぶれる事はありません。ワックスパターンの表面性状をきれいに保ったまま埋没できます。作業効率を考慮した独特な形状により、模型上のあらゆる部分を正確に圧接できます。



価格	注文No.
¥7,000	360 0120 5

ハンドピース用ツール  
リベッティングハンマー



本体内部に装着されている2.35mmのシャクを、バーと同じようにハンドピースに取り付けることにより回転運動を縦方向に変換します。リン酸塩系埋没材の細かな掘り出しや、ロックしたコーヌスクラウンの内冠や外冠、インプラント上部構造体の取外しにご使用いただけます。



ノーマル 1850

ツイン 1860


チゼル 1850/1

包装	価格
リベッティングハンマー ノーマル 1850	¥59,000
リベッティングハンマー ツイン 1860	¥69,000
リベッティングハンマー チゼル 1850/1	¥59,000

黄金比計測用スケール  
GPスケール



デンタル黄金分割シートとデンタル比例コンパスのセットで黄金分割の比率を測定します。



包装	価格
包装コンパス1個分割シート1枚	¥7,900

ポーセレン計量棒  
メトリカルスクープ



パウダーを無駄にすることなく、正確に計量でき、カスタマイズシェードのパウダー配合が容易にできます。




包装	価格	注文No.
2本入	¥12,000	1053-0000
①サイズ1	0.02g	
②サイズ2	0.05g	
③サイズ3	0.10g	
④サイズ4	0.40g	

歯科用パターン成形品  
バリオクーゲルスナップ

breident

バリオクーゲルスナップマトリックスを補助する為、0°にミリングされたインターロック付きプレーシングアームが必要です。




1 ワックスで固定されるパトリックスパターンはできる限り支台歯よりに固定してください。  
2 ボールの直径を変えてはいけません。  
3 ブロックアウトの際、マトリックスの基底部周辺はワックスによりリリースを行ってください。イエローマトリックスを装着した状態で複印象を行ってください。  
4 金属床のモデレーション時、マトリックスは完全に覆わなければなりません。  
5 通法に従って金属床の適合調整を行います。  
6 ワックスで固定されるパトリックスパターンはできる限り支台歯よりに固定してください。

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010261

歯科用パターン成形品  
バリオクーゲルスナップ SV

breident

パトリックスSV はプレーシンググループ付です。全く新しいタイプのスナップアタッチメントで、プレーシングアームによる補助を必要としません。



1 鑄造後、ボールとフリクション面の調整は行わないでください。  
2 艶出し研磨された面はフリクションスナップマトリックスの精密な適合への前提条件となります。  
3 必ず、イエローマトリックスを装着した状態で複印象を行ってください。  
4 通法に従い埋没材模型の製作を行います。  
5 精密に再現されたモデレーション内におけるマトリックス。  
6 マトリックスの挿入された外冠は、ソフトスナップフリクションの耐久性を保証します。

商品一覧 バリオクーゲルスナップ SG/SV

マトリックス レッド ハード



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 8個	¥8,000	430 0664 0 430 0543 0

マトリックス イエロー ノーマル



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 8個	¥8,000	430 0666 0 430 0542 0

マトリックス グリーン ソフト



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 8個	¥8,000	430 0668 0 430 0541 0

パトリックスSV



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm 8個	¥13,000	430 0735 3

パトリックスSG



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 8個	¥10,000	430 0670 0 430 0537 0

パトリックスユニバーサル



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 8個	¥10,000	430 0676 0 430 0538 0

パラレルホルダー-VKS



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 1個	¥8,000	430 0664 0 360 0113 0

トランスファージグ



包装	価格	注文No.
φ 1.7mm φ 2.2mm 1個	¥4,200	430 0621 0 430 0548 0

ユニバーサルパラレルホルダー



包装	価格	注文No.
1個	¥17,000	360 0115 1

スターターセット SG 2.2

包装	セット価格	注文No.
パトリックス (SG2.2)	¥20,000	430 0533 0
マトリックス グリーン ソフト 2.2		
マトリックス イエロー ノーマル 2.2		
マトリックス レッド ハード 2.2		
パラレルホルダー-VKS2.2	1個	
トランスファージグ 2.2		

スターターセット SG 1.7

包装	セット価格	注文No.
パトリックス (SG1.7)	¥20,000	430 0673 0
マトリックス グリーン ソフト 1.7		
マトリックス イエロー ノーマル 1.7		
マトリックス レッド ハード 1.7		
パラレルホルダー-VKS1.7	1個	
トランスファージグ 1.7		

歯科用パターン成形品  
バリオソフト3

breident

0°にミリングされたインターロック付きプレーシングアームが必要です。


ワックスマトリックスハウジング 複印象用マトリックス



包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0521 0

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0737 2

パトリックス パラレルバー付




包装	価格	注文No.
8個	¥8,800	430 0520 0

パトリックス パラレルバー無



包装	価格	注文No.
8個	¥8,000	430 0737 0



1 鑄造後、パトリックスのシリコン研磨、パブによる艶出し作業を行います。  
2 このホワイト複印象用マトリックスは様々なフリクションマトリックスと精密に適合します。  
3 複印象用に準備されたマスターモデル。  
4 耐火模型に装着されたワックスマトリックスハウジングにより均一な厚さの金属床内のハウジングを確保します。  
5 金属床フレームの為のワックスモデレーションの完成。  
6 トランスファージグを使用することによりマトリックスの正確な挿入ができます。

スターターセット パラレルバー付

包装	セット価格	注文No.
パトリックスパラレルバー付	¥12,000	430 0516 0
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010262

歯科用パターン成形品  
バリオソフト3 SV

breident

時間の節約と審美性に優れた設計です。

ワックスマトリックスハウジング パトリックスSV 複印象用マトリックス



包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0521 0

包装	価格	注文No.
8個	¥8,000	430 0737 4

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0737 2

スターターセット SV

包装	セット価格	注文No.
パトリックスSV	¥12,000	430 0738 3
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	



1 鑄造後、パトリックスのシリコン研磨、パブによる艶出し作業を行います。  
2 このホワイト複印象用マトリックスは様々なフリクションマトリックスと精密に適合します。  
3 耐火模型製作用に準備されたマスターモデル。  
4 精密な耐火模型はプレーシンググループとの正確な適合を確保します。  
5 プレーシンググループが一体化しているため、審美性に優れた設計が可能です。  
6 フリクション値を変更したい場合はマトリックスを交換することにより容易に行うことが可能です。

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010262

バリオソフト3/SV用マトリックス

レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,800	430 0517 0

イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,800	430 0518 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,800	430 0519 0

ソフトマトリックス

非常に柔軟なこのプラスチック素材は、隣在するマトリックスの僅かな着脱方向の相違や、製作上の僅かな誤差を補います。

レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0563 0

イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0564 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0565 0

マトリックス トランスファージグ



包装	価格	注文No.
2本	¥3,200	430 0736 6

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010262

歯科用パターン成形品  
バリオソフト3ミニ

スペースの限られた症例においても、確実な固定を提供します。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0731 3

マトリックス イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0731 5


マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0731 7

マトリックス トランスファージグ



包装	価格	注文No.
2本	¥3,200	430 0736 5

ワックスマトリックス ハウジング



包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0732 0

複印象用マトリックス



包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0732 3

マトリックス



包装	価格	注文No.
8個	¥8,000	430 0732 5



非常に細い先端形を持つこのパトリックホルダーにより確実な保持とモレーションの為の十分なスペースを確保することができます。

複印象用マトリックスにより金風床内におけるメタルマトリックスハウジングの精密な製作が保証されます。

製作工程は通法に従います。

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010263

スターターセット

包装	セット価格	注文No.
マトリックス	¥12,000	430 0731 2
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング	1個	
マトリックス トランスファージグ		

歯科用パターン成形品

バリオソフト3ミニ SV

ブレーシンググループがアタッチメントの構造に含まれています。このため手間のかかるミリング作業を行う必要がありません。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0733 1

マトリックス イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0733 3

マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0733 5

マトリックス トランスファージグ



包装	価格	注文No.
2本	¥3,200	430 0736 4

ワックスマトリックスハウジング



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0733 8


複印象用マトリックス



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0734 1

マトリックスSV



包装	価格	注文No.
8個	¥8,000	430 0734 3

ユニバーサル パラレルホルダー



包装	価格	注文No.
1個	¥17,000	360 0115 1



1 鑄造後、マトリックスのシリコン研磨、パフによる艶出し作業を行います。

2 このホワイト複印象用マトリックスは様々なフュージョンマトリックスと精密に適合します。

3 金風床のモレーションは通法に従い、新たな知識は必要ありません。

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010264

スターターセット

包装	セット価格	注文No.
マトリックスSV	¥12,000	430 0733 0
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックス トランスファージグ	1個	

バリオソフト3/SV用マトリックス

レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,800	430 0517 0

イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,800	430 0518 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,800	430 0519 0

ソフトマトリックス

非常に柔軟なこのプラスチック素材は、隣在するマトリックスの僅かな着脱方向の相違や、製作上の僅かな誤差を補います。

レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0563 0

イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0564 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0565 0

マトリックス トランスファージグ



包装	価格	注文No.
2本	¥3,200	430 0736 6

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010262

歯科用パターン成形品  
バリオソフト3ミニ

スペースの限られた症例においても、確実な固定を提供します。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0731 3

マトリックス イエロー ノーマル



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0731 5

マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0731 7

マトリックス トランスファージグ



包装	価格	注文No.
2本	¥3,200	430 0736 5

ワックスマトリックス ハウジング



包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0732 0

複印象用マトリックス



包装	価格	注文No.
8個	¥6,500	430 0732 3

マトリックス



包装	価格	注文No.
8個	¥8,000	430 0732 5



非常に細い先端形を持つこのパトリックホルダーにより確実な保持とモレーションの為の十分なスペースを確保することができます。

複印象用マトリックスにより金風床内におけるメタルマトリックスハウジングの精密な製作が保証されます。

製作工程は通法に従います。

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010263

スターターセット

包装	セット価格	注文No.
マトリックス	¥12,000	430 0731 2
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング	1個	
マトリックス トランスファージグ		

### 技工用シリコン印象材 コンパクトラボパテ

テック製作・流し込みレジン・歯肉再現法などのコア材として使用できます。硬化収縮による変形も少なく、精度に優れています。



包装	価格
8kgセット	¥48,000
1kgセット	¥6,800
キャタリスト 35mL	¥2,200

一般的名称: 歯科用樹脂系模型材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104060076

### 支台歯模型用スペーサー ティーディーフィットスペーサー

水溶性のダイスペーサーです。ひと塊りで剥がすことができます。被膜厚さ: 5μm



包装	価格
10mL	¥1,000

### 非吸水性ライナー材 ティーディーキャストリングライナー

非吸水性の鋳造用リングライニング材です。ライナー表面の滑らかさと程よい柔軟性を追求しました。ライナーに撥水加工を施すことで、鋳型硬化時の吸水膨張を抑えます。



仕様 厚さ: 0.7mm

包装	価格
(#1) 幅32mm 30m巻	¥2,500
(#2) 幅42mm 30m巻	¥3,500
(#3) 幅48mm 30m巻	¥4,000

### 歯科メタルセラミック修復用金属材料 JDS コバルトボンド

さまざまな歯科用陶材と相性が良く、コストパフォーマンスに優れた陶材焼付用コバルトクロム合金です。強固な不動態被膜の形成により金属イオンの溶出が少なく、生体適合性試験もクリアしています。



包装	価格
250g	¥22,000
1,000g	¥78,000

一般的名称: 歯科メタルセラミック修復用金属材料 医療機器分類: 指定管理医療機器 認証番号: 228AAB2X00073000

### 歯科用超硬質石こう ティーディートライロック

流動性に優れ、盛り上げやすい超硬質石膏です。チッピングがしにくく滑沢な表面性状の模型を作製できます。オールセラミックの支台歯に適した色調のピュアアイボリーをご用意しました。



仕様 色調: ピュアアイボリー

包装	価格
3kg	¥2,800

一般的名称: 歯科用硬質石こう 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000070

### 急速加熱型リン酸塩系埋没材 ティーディーベストプレス

流動性が高く、操作余裕時間が5分で安心して埋没作業が行えます。埋没30分後に急速加熱が可能で、焼成後は掘り出しが容易です。



包装	価格
〈粉末〉2.2kg (110g×20)	¥11,000
〈専用液〉500mL	¥2,200

一般的名称: 歯科高温鋳造用埋没材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000052

### 急速加熱型リン酸塩系埋没材 JDS ベスト

急速加熱に対応したリン酸塩系埋没材です。作業性に優れ、滑沢な鋳造面を実現します。



包装	価格
〈粉末〉4kg (200g×20)	¥6,000
〈専用液〉1,000mL	¥3,200

一般的名称: 歯科高温鋳造用埋没材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000073

### ろう着金属製スタンド ティーディーソルダスタンド

ポストを自由な位置に植立できますので、被ろう着用の歯列にぴったり合わせて確実に固定できます。ろう着用埋没材との併用による、各種合金の熱膨張係数との調和。陶材焼成用スタンドとしても使用可能です。



包装	価格
セット(プレート1個、ポスト大・中・小 各3本)	¥14,500

別売品	価格
包装	価格
ポスト(大5本、中5本、小5本)	各¥4,500

### 急速加熱型石膏系埋没材 ティーディークリスト30

急速加熱対応型石膏系埋没材。低混水比(P100/W28)により強度があり、亀裂やパワリが発生しにくくなっています。また、低混水比ですが滑らかで流動性がよく操作性に優れています。



包装	価格
3kg	¥3,200

一般的名称: 歯科鋳造用石こう系埋没材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000046

### 3Dプリンター専用急速加熱型リン酸塩系埋没材 ティーディーベスト3D

通気性の向上により、安定した鋳造結果が得られる3Dプリンター用材料専用の埋没材です。



包装	価格
〈粉末〉10kg (400g×25包装)	¥15,000
〈専用液〉1,000mL	¥3,200
〈専用液〉2,000mL	¥5,200

一般的名称: 歯科高温鋳造用埋没材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000071

### 歯科用超硬質石こう チキソロック

bredent

硬化膨張率が2時間後0.08%以下で安定した後の経時的膨張がおこらないので、インプラントなど寸法精度にこだわるケースに適しています。

仕様 色調: ブラウン

包装	価格	注文No.
2kg	¥4,500	570 0005 2

一般的名称: 歯科用硬質石こう 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104010137





## 歯科用セラミックス用着色材料 Luxen ジルコニアカラーリキッド

シントラリング前にペン感覚でベースカラーを着色できます。  
豊富なラインナップで多彩な色調表現が可能です。



包装		価格
スターターキット (A2/A3, Enamel 3/T Glass/Natural Gray/Yellow/Cervical A, ブラシ Large 2本/Small 5本)		¥49,800
単品リキッド	Dentin	¥8,000 (50mL)
	Enamel 3	¥8,000 (30mL)
	T Glass	
	Natural Gray	
	Cervical A/B/C/D	
	Amber	
	Yellow	
	White Opaque	
	White	
	Gingiva 1	
LUXENジルコニアリキッドブラシ		
Small (1本)		¥600
Large (1本)		

一般的名称: 歯科セラミック用着色材料 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 229AKEZX00005000

## 石こう表面硬化・分離剤 アルファコート

流動性が高く速乾性で石膏への含湿性に優れています。厚さ8~12μmの硬い被膜を形成し、繰り返しの試適にも模型を消耗することがありません。



包装	価格
4g×6本、ノズル×6、専用針×1	¥4,000

## ダウエルピン専用接着剤 ピンロックF1

ダウエルピンを強力に接着固定します。



包装	価格
5g×3本	¥2,600

## 歯科用硬質石こう ティーディー ハイフローストーン

基底模型専用石こうです。高い流動性があるため気泡の混入を抑えてシリコンフォーマーへの注入が容易に行えます。また、硬化膨張が低いため寸法精度に優れており、滑らかな面性状の模型が得られます。



仕様 色調: オレンジイエロー

包装	価格
18kg (3kg×6)	¥12,700

一般的名称: 歯科用硬質石こう 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X0008000068

## 歯科用硬質石こう ニューティーディーストーン

アルジネートや寒天印象材との馴染みがよく、滑らかな面が得られます。また、優れたコストパフォーマンスを実現しました。



仕様 3種=パステルイエロー、ブルー、グレー

包装	価格
18kg (3kg×6)	各¥17,000

一般的名称: 歯科用硬質石こう 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000013

## ノコ替刃 ニューウェーブソー

目詰まりが少なく、用途に合わせて長さとお厚さをチョイスできます。

包装	長さ	厚さ
ニューウェーブソー	0.20mm	0.20mm
ニューウェーブソー薄刃	0.15mm	0.15mm
ロングウェーブソー	0.20mm	0.20mm
ロングウェーブソー薄刃	0.15mm	0.15mm
ショートウェーブソー-R	レンフェルト	
ショートウェーブソー薄刃	0.15mm	



### 別売品

包装	価格
各10本	¥2,500
ロングウェーブソーセット	¥3,000
ニューウェーブソーセット	¥2,800

## ノコ替刃 ソーブレード

レンフェルト社の厚さと高さの異なる3種類の分割ノコ替刃です。

	0.25mm
	0.15mm
	0.20mm

包装	価格	注文No.
長さ75mm×厚さ0.25mm×高さ3mm	¥2,200 (12本)	1072-0000
長さ75mm×厚さ0.15mm×高さ5mm		1074-0000
長さ75mm×厚さ0.20mm×高さ3mm		1076-0500

## 瞬間接着剤専用硬化促進剤 ブルードプライマー・スプレーII

アセトンフリータイプになり、樹脂模型、プラスチックスリーブにも使用可能です。スピーディーな硬化で作業効率の促進を図ります。接着硬化促進、石膏表面の強化、ダウエルピンの植立などに使用いただけます。低臭タイプでにおいも気になりません。



包装	価格
1本 420mL (スプレーノズル付)	¥2,700

## 酸化膜除去材 ハイパーウォッシュ

人体に有害な塩酸等を含有しない新しいタイプの酸化膜除去材です。塩酸等が含有しておりませんので廃液処理も簡単です。



包装	価格
1,000cc用 粉末 (150g×2袋)	¥4,500
液タイプ (1本・500mL)	¥2,000

## 結紮線 エレファントビンディングワイヤー

ステンレス製の結紮線です。



包装	価格
18-8 (φ0.20mm 100g)	¥3,200

## 瞬間接着剤用硬化促進剤 デンタルプライマー

瞬間接着剤を使用するあらゆる技工作業に対応できるオールマイティーな硬化スプレーです。



包装	価格
180mL	¥3,500

技工用測定器  
キャリパー



測定域が0~10mmで両側に目盛りがあります。



包装	価格	注文No.
本体	¥5,500	1119-0000

技工用測定器  
カリプレットS



先端チップは交換可能で、多目的な厚さが測定できます。



包装	価格	注文No.
カリプレットS	¥36,000	1122-1000
先端チップ	各¥6,600	

拡大鏡  
マグニファイグラスシルバー



フリップアップタイプの1.5倍ルーペで眼鏡を装着しても使用できます。



仕様 重量:38g

包装	価格	注文No.
本体	¥46,000	1262-0001