




歯科用ダイヤモンドバー
オルソリー IPRバー

矯正歯科におけるIPR(ディスクング)を精密かつ効率的に行うためのダイヤモンドバーです。



| | 包装 | 価格 |
|---------|----------|-----------|
| パラレルタイプ | P050-06# | 6本 ¥5,000 |
| | P050-07# | |
| ティータイプ | T018-06# | 6本 ¥6,500 |
| | T028-06# | |
| | T038-06# | |
| | アソート | |
| | 6本(3種×2) | ¥6,500 |

一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B3X00256000001



歯科矯正用アンカースクリュー
オルソリー インデュース MS-II

独自のテーパー形状により皮質骨のサポートを向上させます。埋入時の過度なストレス集中を軽減するためのラテラルカッティングガイドを採用しています。ガンマ線滅菌を採用した、安全性の高い製品です。セルフドリリングによるシンプルな術式で、植立部位の粘膜厚さに合わせたラインナップから選択可能です。



| 包装 | 価格 |
|-------------------------|---------|
| 1面2本入 | ¥12,000 |
| ※ダブルスレッドのみ¥13,000となります。 | |

一般的名称: 歯科矯正用アンカースクリュー 医療機器分類: 高度管理医療機器 認証番号: 2400BZ100013000



バンド用ガラスアイオノマー系レジンセメント
オルソリー バンドペースト

ペースト化による優れた操作性を実現し、デュアルキュアタイプ採用によりバンドの内面までしっかり重合できます。唾液が滞留しやすい部位にも優れた接着力を持っています。ブルー色ペーストなのでディバンド後の残存セメントの視認が容易で、ガラスアイオノマーならではの長期にわたるフッ素徐放性もあります。

スターターセット



| 包装 | 価格 |
|----------------------------------|--------|
| カートリッジ12.9g(7.2mL)1本、ミキシングチップ10本 | ¥9,800 |

別売品

| 包装 | 価格 |
|---|--------|
| オルソリー ミキシングチップ40本入 一般医療機器 届出番号: 13B1X00155000179 歯科用練成器具 | ¥4,800 |

一般的名称: 歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント 医療機器分類: 管理医療機器 単回使用: ミキシングチップ 認証番号: 220AKBZX00105000

カートリッジ




| 包装 | 価格 |
|-----------------------------------|---------|
| カートリッジ12.9g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊 | ¥16,800 |



ブラケット用ガラスアイオノマー系レジンセメント
オルソリー グラスボンド

オートミックス採用により練和不要で操作が簡単です。ガラスアイオノマーならではのマイルドコンディショニングと長期にわたるフッ素徐放性がイオン結合による歯質と化学的に接着します。ブラケット除去時は容易にディバンドが可能となります。

スターターセット



| 包装 | 価格 |
|---|---------|
| カートリッジ13.3g(7.2mL)1本、ミキシングチップ20本、ジェルコンディショナー1.4g(1.2mL)3本、ブラシチップ30本 | ¥19,800 |

ジェルコンディショナー

健全歯面を青色ポリアクリル酸20%ジェルでマイルドコンディショニングします。



| 包装 | 価格 |
|-------------------------|--------|
| ジェルコンディショナー5本、ブラシチップ50本 | ¥9,000 |

一般的名称: 歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント 医療機器分類: 管理医療機器 単回使用: ミキシングチップ 認証番号: 220AKBZX00106000

カートリッジ



| 包装 | 価格 |
|----------------------------------|---------|
| カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、ミキシングチップ40本 | ¥28,800 |

歯科矯正用レジン材料
オルソリーアライナーコネク

マウスピース型矯正装置に適した審美性、高耐久性を有するアタッチメント作製のためのレジンが誕生しました。

| 包装 | 価格 |
|--|--------|
| アライナーコネク 2mL 1本、フィリングチップⅢ プラスチック 3個、フィリングチップ用キャップ 1個 | ¥4,800 |

一般的名称: 歯科矯正用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 303AKBZX00054000





ブラケット用ボンディング材 オルソリーユニバーサルボンドフロー

インダイレクト法、KommonBaseによる接着に便利な操作性、物性を追求したワンペーストボンディング材です。色調はクリア、ピンクの2色のランナップとなっております。

スターターセット(クリア・ピンク)



| 包装 | 価格 |
|---|---------|
| ボンディング2mL 1本、SEプライマー 5mL 1本、 ティスボーザルアプリーターII 50本、ティスボティッシュ 20枚、 ファイリングチップIIIプラスチック2個、ファイリングチップ用キャップ1個 | ¥23,000 |

ボンディング(クリア・ピンク)



| 包装 | 価格 |
|---|---------|
| ボンディング2mL 2本、SEプライマー 5mL 1本、 ファイリングチップIIIプラスチック4個、ファイリングチップ用キャップ2個 | ¥15,800 |

SEプライマー



| 包装 | 価格 |
|----------------|---------|
| SEプライマー 5mL 1本 | ¥15,000 |

一般的名称:高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:230AABZX00107000



ブラケットベース用レジン オルソリー コモンベースレジン

従来のコンポジットレジンにはない粘弾性を持っています。レジンでベース面を拡げること安定したボンディングが可能で、ボンディング後は適度に磨耗します。低粘度タイプ(LV)、高粘度タイプ(HV)の2種類をラインナップし、クリア色はローフロータイプのHVとハイフロータイプのLV、ピンク色はハイフロータイプをラインナップしています。



LV クリア

| 仕様 | 色調:クリア |
|--|---------|
| 包装 | 価格 |
| コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 ファイリングチップIIIプラスチック4個、 ファイリングチップ用キャップ1個 | ¥12,800 |

一般的名称:歯科矯正用レジン材料 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:223AABZX00071000

LV ピンク

| 仕様 | 色調:ピンク |
|--|---------|
| 包装 | 価格 |
| コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 ファイリングチップIIIプラスチック4個、 ファイリングチップ用キャップ1個 | ¥12,800 |

HV クリア

| 仕様 | 色調:1色=クリア |
|--|-----------|
| 包装 | 価格 |
| コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 ファイリングチップIIIプラスチック4個、 ファイリングチップ用キャップ1個 | ¥12,800 |

ブラケット用ボンディング材 オルソリー ユニバーサルボンド

あらゆるブラケットに対応するユーティリティ性の高い接着性能を持ち、プライマー含有ペーストにより歯面とベース面に安定して接着します。歯面に残存したボンディング材もUV照射により簡単に識別可能です。エッチャントは、歯質に優しいジェル状の新しい歯面処理材です。



スターターセット(クリア)



| 包装 | 価格 |
|---|---------|
| ボンディング(2mL)1本、エッチャント(3.6mL)1本、 UB用チップ2個、UB用キャップ1個、オルソリーニードルチップ(黒)20個 | ¥12,800 |

ボンディング(クリア)



| 包装 | 価格 |
|----------------------------------|---------|
| ボンディング(2mL)2本、UB用チップ4個、UB用キャップ2個 | ¥15,800 |

エッチャント



| 包装 | 価格 |
|------------------------------------|--------|
| エッチャント(3.6mL)2本、オルソリーニードルチップ(黒)40個 | ¥8,000 |

一般的名称:高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:223AABZX00073000



歯列矯正用アタッチメント オルソリー マニューバー

ノンライゲーション構造により今までにないローフリクションを実現し、あらゆる接着材に対応するメカニカルロックベースです。口唇筋機能運動を妨げない独自のフォルムを持ち、シリコニアの採用による高い強度とスムーズなサーフェイスとなっております。



| 包装 | 価格 |
|---------|---------|
| 1歯10個入り | ¥13,000 |

一般的名称:歯列矯正用アタッチメント 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:223AKBZX00175000



歯科矯正用プライヤー TCプライヤー

歯科矯正用マウスピースの調整に適したプライヤー。エラストティックゴムを掛ける突起を付与したり、矯正力を増したい部位にピンポイントでアクセントを付けることができます。



| 包装 | 価格 |
|--------------------------|---------|
| TC-01 ボタンフォーミング | ¥18,000 |
| TC-02 アンダーカットフォーミング | |
| TC-03 リテンションフォーミング | |
| TC-04 マルチインデンテーションフォーミング | |

一般的名称:歯科矯正用プライヤー 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B1X00155000288

矯正ソリューションソフトウェア

オルソリー ドルフィンソフトウェア



セファロ分析、トレーシングを効率化させ、歯科・外科矯正ともに対応する治療シミュレーションソフトです。

セファロ分析ソフト

Dolphin Imaging



仕様
 Imaging Plus™ イメージングプラス～画像管理
 Ceoh Tracing セファロトレーシング～セファロ分析
 Treatment Simulation
 トリートメントシミュレーション～治療シミュレーション
 McLaughlin Dental VTO～歯列シミュレーション

価格

価格はお問合せください

3次元外科シミュレーション

Dolphin 3D Surgery™

外科矯正のシミュレーションを効率的に実施するため便利なツールです。術前に複数の治療計画を視覚的に評価・検討することができます。



価格

価格はお問合せください

3次元データ加工ソフト

Dolphin Imaging 3D

矯正臨床におけるCTデータ活用を高めるツールです。CBCT、MedicalCT、MRI、STL3Dカメラデータを画面上に表示させ、簡単操作で診断に必要な情報が表示されます。



価格

価格はお問合せください

歯科矯正コンサルテーションソフト

Dolphin Aquarium™ 3

高品質な3Dアニメーションを利用したダイナミックなコミュニケーションツールです。矯正治療全般の説明を動画で分かりやすく提供するために設計されました。



価格

価格はお問合せください

歯科用硬石こう

オルソリー ブランストーン



矯正用歯科用石こうです。

各印象材に対する表面の粗さが従来品と比べ小さく、印象面がより滑沢に仕上がります。矯正用に適した自然なホワイト色です。



包装 価格

9kg (3kgX3) ¥9,900

一般的名称: 歯科用硬石こう 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000067

歯列矯正用咬合誘導装置

パナシールドプラスMedical



低位舌を改善し下顎に加わる舌圧を排除して、舌と顔面の筋群による筋機能のバランスを整え、不正咬合を正常な咬合へと誘導させる歯列矯正用咬合誘導装置です。



包装 価格

Sサイズ
Lサイズ ¥6,000

一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 231A0BZX00001000