



双眼ルーペ ガリレアンルーペUL マルチ

ガリレアンルーペにウルトラライトモデルが登場!超軽量設計で重さ61~65g。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック

包装	価格
ルーペ本体、フレームバンド、レンズキャップ、フリップバンド、ルーペ袋、清掃布、ルーペケース、ドライバー	¥33,000

別売品	包装	価格
ガリレアンルーペ フェイスシールド ULマルチ用	10枚	¥3,300
ガリレアンルーペ フェイスシールド UL TTL用		

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100345

ガリレアンルーペUL マルチ コードレスヘッドライトセットII New

ガリレアンルーペUL マルチとデンタルLED コードレスヘッドライトIIのセットです。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック

包装	価格
ガリレアンルーペULマルチ、デンタルLED コードレスヘッドライトII	¥80,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100371

ガリレアンルーペUL マルチセット

ガリレアンルーペUL マルチとデンタルLED ULスポットライト マルチタイプのセットです。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック

包装	価格
ガリレアンルーペULマルチ、デンタルLED ULスポットライトマルチタイプ	¥55,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100348



双眼ルーペ ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ

ガリレアンルーペにウルトラライトモデルが登場!超軽量設計で重さ51~54g。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック

包装	価格
ルーペ本体、プロテクトアイグラスL.R.S.S.SS各1、フレームバンド、レンズキャップ、ルーペ袋、清掃布、ルーペケース	¥44,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100346

ガリレアンルーペUL TTL コードレスヘッドライトセットII New

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプとデンタルLED コードレスヘッドライトIIのセットです。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック

包装	価格
ガリレアンルーペULマルチTTLタイプ、デンタルLED コードレスヘッドライトII	¥90,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100372

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプセット

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプとデンタルLED ULスポットライト TTLタイプのセットです。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック

包装	価格
ガリレアンルーペULマルチTTLタイプ、デンタルLED ULスポットライトTTLタイプ	¥66,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100349



汎用光源 デンタルLED ULスポットライト

マルチタイプ

軽量でコンパクトなバッテリーパックを採用し、ポケットにすっぽりと入ります。



仕様	包装	価格
バッテリーパックサイズ:W66.5×D13×H82mm 充電時間:約6時間(フル充電) 使用時間:約5時間 バッテリー寿命:約300回充電 色温度:約6,000K 照度:21,000Lux以上 調光:8段階 重量:LEDライト・コード 36g バッテリーパック 112g	ライト、バッテリーパック、ACアダプター、バッテリーパック用ケース(ベルトホルダ付)、コードクリップ4個、クリップオン、遮光ライトキャップ 1個	¥31,000

別売品	包装	価格
ライト用アタッチメント SurgiTel		¥5,000
ライト用アタッチメント EyeMag PRO	1個	¥9,000
ライト用アタッチメント EyeMag Smart		

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100348

TTLタイプ

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。



包装	価格
本体1台	¥31,000

別売品	包装	価格
ライト用アタッチメント SurgiTel		¥5,000
ライト用アタッチメント EyeMag PRO	1個	¥9,000
ライト用アタッチメント EyeMag Smart		



双眼ルーペ ガリレアンルーペマルチセットII

ガリレアンルーペマルチとデンタルLEDヘッドライトIIのセットです。2.5倍と3.0倍のセットがあります。

仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:シルバー、レッド、ピンク

包装	価格
ルーペ本体、デンタルLEDヘッドライトII	¥44,000

別売品	包装	価格
ガリレアンルーペ フェイスシールド マルチ用	10枚	¥3,300
ガリレアンルーペ フェイスシールド TTL用		

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100316



双眼ルーペ ガリレアンルーペマルチ

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、どなたでも使用できるスポーツフレームを採用したルーペ。プロテクトアイグラスが外れるので、メガネの上からでも装着できます。2.5倍、3.0倍の2種類があります。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:シルバー、レッド、ピンク

包装	価格
清掃布1枚、レンズキャップ2個、フレームバンド、フリップハンドル1個、ラバーバンド、プロテクトアイグラス2個、ドライバー1本	¥28,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100286

汎用光源 デンタルLEDヘッドライトII

軽量、コンパクトなバッテリーパックを採用しました。

仕様 バッテリーパックサイズ:W66.5×D13×H82mm
充電時間:約6時間(フル充電)
使用時間:約5時間
バッテリー寿命:約300回充電
色温度:約6,000K
照度:40,000Lux以上
重量:LEDライト・コード 36g
バッテリーパック:112g

包装	価格
ライト、バッテリーパック、ACアダプター、バッテリーパック用ケース(ベルトホルダ付)、コードクリップ4個、クリップオン、遮光ライトキャップ	¥26,000

クリップオンを使用すると保護メガネ等に直接装着が可能です。
※ホーズアイガード装着時



一般名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100315



双眼ルーペ ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ

TTLは"Through The Lens"の略で、レンズがプロテクトアイグラスに埋めこまれているタイプです。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:シルバー、レッド、ピンク

包装	価格
ルーペ本体	¥39,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100298

双眼ルーペ ガリレアンルーペマルチ TTLタイプセットII

ガリレアンルーペマルチTTLタイプとデンタルLEDヘッドライトIIのセットです。



仕様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:シルバー、レッド、ピンク

包装	価格
ルーペ本体、デンタルLEDヘッドライトII	¥55,000

一般名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100317

汎用光源 デンタルLEDヘッドライトII TTLタイプ

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。



包装	価格
一式	¥26,000

一般名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100315

汎用光源 デンタルLED コードレスヘッドライトII New

コードレスでコードに絡まることなく、スムーズな診療をサポートします。

仕様	充電時間:約120分
	照射時間:約150分
	色温度:6,000K
	照度:10,000Lux
	LED寿命:約10,000時間
	重量:37g(バッテリー装着時)
	充電可能回数:約300回



[構成品]



包装	価格
コードレスヘッドライト、バッテリーコントローラーII×2、遮光ライトフィルター、充電用コード、ACアダプタ、クリップオンTTL用、マイナストライパー	¥57,000

■別売品

包装	価格
ライト用アタッチメント SurgiTel	¥5,000
ライト用アタッチメント EyeMag PRO	1個 ¥9,000
ライト用アタッチメント EyeMag Smart	

一般的名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100370

汎用光源 デンタルLED コードレスUVライト New

セメントやレジンがひと目で分かるので、アライナー矯正のバリ取りやセメントアウトが1人で対応できます。

仕様	充電時間:約120分
	照射時間:約360分
	LED寿命:約10,000時間
	重量:35g(バッテリー装着時)
	充電可能回数:約300回



[構成品]



包装	価格
コードレスUVライト、バッテリーコントローラーII×2、充電用コード、ACアダプタ、クリップオンTTL用、マイナストライパー	¥57,000

■別売品

包装	価格
ガリレアンルーペUL マルチコードレスUVライトセット	レッド 2.5倍
	ブラック 3.0倍
ガリレアンルーペUL TTLコードレスUVライトセット	レッド 2.5倍
	ブラック 3.0倍



デンタルLED コードレスUVライト
 一般的名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100373
 ガリレアンルーペUL マルチコードレスUVライトセット
 一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100374
 ガリレアンルーペUL TTLコードレスUVライトセット
 一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100375

口腔内スキャナー G-Oralスキャン2 New

フルカラー3Dイントラオラルスキャナー。従来のデスクトップスキャナを用いた光学印象採得方式より、歯牙や歯肉などのフルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得できます。インプラント治療や、補綴治療など様々な臨床ケースに対応可能です。

[モーション機能]

[AI機能]

[オープンシステム]

[リアルな色調]

[使いやすいソフトウェア]

G-Link

データのクラウド管理

仕様	サイズ:W46×D281×H33mm
	重さ:240g(本体のみ)

包装	価格
本体1台 ※本体価格にパソコンは含まれておりません。別途購入の必要があります。	¥2,150,000
スキャナチップ(スタンダード) 1個	¥9,000
スキャナチップ(ミニ) 1個	

一般的名称:デジタル印象採得装置
 一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
 医療機器分類:管理医療機器 承認番号:30200B2I00006A01

モバイルカート カレ・フォルン EGセット New

ノートPC設置が可能な、使いやすい簡単操作のモバイルカートです。

仕様	カラー: ホワイト
	サイズ: W470XD670XH835~1035mm(カート本体)
	天板サイズ: W450XD540mm(有効寸法/W450XD500mm)
	トレーサイズ: W395XD280mm(有効寸法)

包装	価格
本体1台	¥159,510



全自動義歯洗浄器 シンプロ

シンプロは35°に傾いた洗浄槽とクリーニングピン及び専用洗浄液で頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去し洗浄します。

仕様	本体サイズ:W150×D280×H240mm
	重量:3kg(本体のみ)

包装	価格	注文No.
本体1台	¥210,000	6700-1000

■別売品

包装	価格	注文No.
ヘルベックスティスカラーF 1L×1本	¥4,800	6700-0200
シンプロ用洗浄液「シメスDC 2L」	¥5,000	



超音波洗浄器 イージークリーン

温度調整機能(30~80℃)、ガス抜き機能(デガスモード)、スイープ機能(スイープモード)の3つの機能で洗浄効果をアップします。

仕様	サイズ:W300×D179×H214mm
	洗浄槽容量:2.75L
	本体重量:3.3kg

包装	価格	注文No.
本体、プラスチックカバー、ステンレンスバスケット	¥150,000	1850-2000

■別売品

包装	価格	注文No.
プラスチックカバー	¥6,800	1850-0001
ステンレスカバー	¥14,000	1850-0002
ステンレンスバスケット	¥18,000	1850-0003
ティッピングバスケット	¥14,000	1850-0004
耐酸性容器	¥18,000	1850-0005
ピーカー600mL	¥8,000	1850-0006
プラスチックカップ	¥3,000	1850-0007

一般的名称:器具除染用洗浄器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030350



口腔内撮影用カメラセット クリアファイバープロVI New

口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。高効率光ファイバーにより内蔵ストロボ光を効率よく導光し、左右均一に口腔内を照らします。



仕様	構成:光ファイバーユニット ミラーレス一眼カメラ・マクロレンズ
	サイズ:W125×D160×H110mm
	重量:約828g

包装	価格
本体1台	¥570,000

口腔内撮影用LEDライト クリアファイバー スマート pix® New

演色指数Ra95という高演色性能LED素子を採用し、太陽光に近い自然な発色を実現したスマートフォン、タブレット用の口腔内撮影用LEDライトです。



仕様	照度:4,900Lux
	※対象物から15cmの場合
	調光:3段階
	LED数:8灯
	電源:単4電池×3本 (エネルギーのご使用を推奨します)
	サイズ:W166×D120×H58mm
	※スマホ用アーム装着時(出荷時) 重量:約140g(電池重量含まず)

包装	価格
本体、六角レンチ、ストラップ、iPad mini用延長アーム、iPad用延長アーム	¥125,000

※iPhone、iPadはApple inc.の登録商標です。



歯科用研削器材

タイニープラス

4ホールタイプのエアータービンホースに対応するチェアサイドで使用できるサンドブラスターです。使い慣れたフットペダルの操作で、歯科切削加工用レジン材料(CAD/CAMLレジン冠)の内面処理や各種補綴物のサンドブラスト処理が行えます。

仕様 使用可能粒径サイズ: 20~80 μ m

包装	価格
本体1台、JDSアルミナ100g	¥54,000

別売品

包装	価格
JDSアルミナ(50 μ m)500g	¥3,800

一般的名称: 歯科用研削器材 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104270336



汎用歯科用照明器

DB カリエスハンター

400nm \square の波長光により肉眼では分かりにくい虫歯やプラークを簡単に確認することができる照明器です。

包装	価格
ライトガイドロッド90°、ライトガイドロッド120°、充電器(USBケーブル付)、ACアダプター、防護メガネ	¥40,000

一般的名称: 汎用歯科用照明器 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 40B1X10014000008



手術用のござり

DBレシプロハンドピース

ストローク幅1.34mmのストリッピング専用コントラハンドピースです。研削部位に応じて自由に研削バーの方向を変えることが可能で、1:1のハンドピースと比べ低振動なので患者様への負担が軽減されます。

包装	価格
一式	¥39,000

別売品

包装	価格
DBスライサー 25 μ m 1個	
DBスライサー 40 μ m 1個	¥1,500
DBスライサー 60 μ m 1個	
DBスライサー アソート 3個	¥4,200

一般的名称: 手術用のござり 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 40B1X10014000026

一般的名称: 歯科研削用ストリップ 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 40B1X10014000019




寒天コンディショナー

JDS 遠赤ウォーマー

歯科用寒天印象材を適切な使用状態に維持するための遠赤ウォーマー(カートリッジタイプ)です。遠赤外線電磁波がムラなく寒天を加熱し、物性劣化を最小限に抑えます。(8本フルオート×2ステージ)

仕様 本体サイズ: W120×D150×H95mm
重量: 約1.5kg

包装	価格
Pカートリッジシリンジあり(本体、Pカートリッジシリンジ1本、カートリッジガイドカバー1組)	¥82,000
Pカートリッジシリンジなし(本体、カートリッジガイドカバー1組)	¥76,000

一般的名称: 歯科材料加温器 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 11B2X00019JDS001



シリコン印象材自動練和器

シンプレス

ボタン1つで歯科用シリコン印象材を自動練和します。自動プランジャー戻り機能付きです。残り1回分をLEDランプでお知らせいたします。印象材練和後経過時間をピープ音で知らせる設定ができます。

仕様 本体サイズ: W190×D380×H330mm
重量: 7.0kg(本体のみ)

包装	価格	注文No.
本体1台	¥200,000	6000-3000

一般的名称: 歯科印象材混和器 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104030250



フロアスタンドタイプ手術顕微鏡

手術顕微鏡 OP-Dent

フロアスタンドタイプの手術顕微鏡です。クリアな拡大視野下で、より精密な診断が可能です。軽量コンパクトなシザースームは位置決めから収納時までスムーズに操作が行えます。

仕様 総合倍率: 3.5倍/5.5倍/8.5倍/14.0倍/21.0倍
総重量: 59kg

包装	価格
フロアスタンドタイプ(カメラ付)	¥3,430,000 (取付料別)
※取付料	¥20,000

一般的名称: 可搬型手術用顕微鏡 医療機器分類: 特定保守管理医療機器
届出番号: 13B1X00155000267



歯科切削用ストリップ
DBスライサー



レシプロケーション型コントラングルハンドピースに装着する
歯科切削用ストリップです。切削の度合いに応じて3種類の砥粒の
粗さがあります。

包装	価格
DBスライサー 25μm 1個	¥1,500
DBスライサー 40μm 1個	
DBスライサー 60μm 1個	
DBスライサー アソート 3個	¥4,200

一般名称: 歯科用研削器材 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 40B1X10014000019



歯科重合用光照射器
JDSキュアライト 1S New



照射光量2,500mW/cm²、385~515nmの高波長域
を備えたハイパワーLED光照射器です。
軽量(123g)のコードレスタイプ。

仕様	本体カラー: ホワイト
	光量: 2,500、1,600mW/cm ² 切替
	波長域: 385~515nm
	ハンドピース寸法: 248×25×100mm

包装	価格
本体1台	¥54,000

別売品

包装	価格
ライトガイド	1個 ¥10,800
充電ベース	
電動アダプター	
アイシールド	
JDSキュアリングライトスリーブ	100枚 ¥800

一般名称: 歯科重合用光照射器 医療機器分類: 一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号: 113B2X10104260366



口臭測定器(VSCモニター)
オーラルクロマCHM-2

口腔ガス中の主要な口臭成分とされる揮発性硫黄化合物を硫化水素・
メチルメルカプタン・ジメチルサルファイドに分離し、ガス濃度を測定します。
シリンジで採取した口腔ガスを本体に注入後、4分で測定が完了します。
PCで測定データを管理します。

仕様	本体サイズ: W280×D385×H170mm
	重量: 4.0kg

包装	価格
本体1台、専用データ管理ソフトCD-ROM1枚、 PC接続ケーブル1本、口腔ガス採取用シリンジ100本	¥780,000

