

電動式歯科用ファイル


マイクロメガ NiTiロータリーファイルシステム New



根管治療の安全性と切削力を両立した減菌済のNiTiロータリーファイルシステムです。

根管拡大形成用  
One RECI ワンレシ

直径1.0mmNiTiワイヤーを使用し、歯頸部周囲および歯の硬組織の保存を実現します。



仕様		作業長: 21mm, 25mm
包装	価格	
#20/4%	5本入	各¥9,000
#25/4%		
#25/6%		
#35/4%		
#45/4%		

一般的名称: 電動式歯科用ファイル 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 304AGBZ100001000

ガッタバーチャー除去用  
Remover リムーバー

従来品より柔軟性と切削除去効率を向上しています。

仕様		作業長: 19mm, 23mm
包装	価格	
#30/7%	5本入	各¥7,000
#30/7%		

根管口拡大用  
One Flare ワンフレア

仕様		作業長: 17mm
包装	価格	
#25/9%	5本入	各¥9,000
#25/9%		

グライドバス用  
One G ワンジー

仕様		作業長: 21mm, 25mm
包装	価格	
#14/3%	5本入	各¥9,000
#14/3%		

歯科用ダイヤモンドバー  
メリーダイヤ AKIYAMA's Micro Bur

秋山勝彦先生ご考案  
マイクロスコープ下において、露髄付近のカリエス除去に便利なダイヤモンドバーです。咬頭頂からの深さを確認するため1mm刻みでラインが入っています。AKIYAMA's マイクロエキスカベーター0.5~1.2mmと併せて使用することができます。




包装	価格
単品 KA-005ff/KA-007ff/KA-008ff/KA-010ff/KA-012f 各5本入	¥12,500
セット アソート5本/バースタンド付	¥17,500

一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B3X0025600001

歯科用エキスカベーター  
AKIYAMA's マイクロエキスカベーター

マイクロスコープ下において、露髄付近のカリエス除去に便利なエキスカベーターです。咬頭頂から5~6mm付近が露髄の可能性が高くなると言われていることから、先端から5mmのポイントにラインが入っています。メリーダイヤ AKIYAMA's マイクロバーと併せて使用することができます。



包装	価格
0.2/0.5/0.7/1.0/1.2mm	各¥12,500

別売品	
包装	価格
滅菌ケース(10本収納可能)	¥16,000

一般的名称: 歯科用エキスカベーター 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 11B1X1000662D311

歯科用圧入充填器

AKIYAMA's マイクロジンパッカー



マイクロスコープ下において、歯肉溝への圧排系挿入が効率的にできるインスツルメントです。歯周組織を破壊しないよう、1mmのポイントにマーキングがされており、圧排系挿入の目安になります。圧排系が滑らないように先端に加工が施されています。



包装	価格
1本	¥12,500


一般的名称: 歯科用圧入充填器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 11B1X1000665D702

歯鏡

AKIYAMA's マイクロミラー



歯間部に入れながら直接隣接面コンタクト付近を観察・診療することができるマイクロミラーです。歯根側より歯冠側に位置する隣接面は、ほとんどアンダーカットが存在しないため、広く観察することができます。



包装	価格
Ultra Small 1.5mm前歯部用	¥17,500
Ultra Small 1.5mm臼歯部用	
Extra Ultra Small 0.7mm 1	¥13,500
Extra Ultra Small 0.7mm 2	

一般的名称: 歯鏡 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 09B2X00010G00073

歯科用インプラント手術器具

AKIYAMA's マイクロキャリア



インプラント等の外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。直径2mmのスペースがあれば、1.2mmまでの深部に正確に移植材を填入する事が可能です。キャリアのフンブッシュ量は、乾燥Bio-Oss (Geistlich Bio-Oss®) 約0.01gです。



包装	価格
1本 全長160mm	¥36,000

一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 09B2X00010G00065

歯科用インプラント手術器具

AKIYAMA's マイクロキャリアII



インプラントなどの外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。先端部分には1.0mmまでのメモリが刻印されており、ソケットリフト時に何mmまで挿入されているかが一目でわかります。直径は3mmで、フンブッシュ量はBio-Oss 乾燥重量約0.02gです。



包装	価格
1本 全長160mm	¥36,000

一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 09B2X00010G00069

歯科用起子及び剥離子

## AKIYAMA's マイクロミラー付剥離子



剥離する機能、歯肉を排除する機能、ミラーの機能の3つを兼ね備えた製品です。マイクロスコープを用いた手術において、歯肉付着部より先端へラを侵入し、歯牙および歯槽骨から歯肉を剥離できます。また同時に、先端へラ鏡面部を使用し、患部状況を確認することができます。



包装	価格
臼歯部用 2.5mm Small	各¥18,000
臼歯部用 3.5mm Normal	
前歯部用 2.5mm Small	
前歯部用 3.5mm Normal	

一般的名称: 歯科用起子及び剥離子 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 09B2X0010G00070

骨粉収集器

## AKIYAMA's グラフトディッシュ



骨移植材用のディッシュです。Bio-Oss乾燥重量の目安は、下から1本目のラインで0.2g、2本目で0.6g、上部までフルで1.3gです。



包装	価格
1個	¥8,000


一般的名称: 骨粉収集器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 09B2X0010G00071

口腔内撮影用ミラー

## HRイントラオーラルミラー



ローダー社の高反射口腔内撮影用ミラーです。進化した特殊コーティング技術により、75層のミラーコーティングで95%以上の反射率を実現しました。



包装	価格
〈頬側用 No.60〉片面コーティング厚さ: 3.0mm	¥16,000
〈咬合面用 No.70〉片面コーティング厚さ: 3.0mm	¥17,000
〈咬合面用 大 No.75〉片面コーティング厚さ: 3.0mm	¥18,000

一般的名称: 歯鏡 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104110307

歯科矯正用プライヤー

## ピンカッター



歯科矯正用ピンカッターです。タイワイヤーをストレスなく切断できてハンドル部がグリップし易く、術者の視界を遮らないスリムな先端形状です。完全ハンドメイドで鋭角部を極力なくし女性の手にもなじむめらかな持ち手となっています。



包装	価格
1本	¥22,000

一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B3X00030P00003

歯科矯正用プライヤー

## ミニチュアピンカッター



歯科矯正用ミニチュアピンカッターです。口腔内で使用しやすいよう先端を更にスリム化しました。



包装	価格
1本	¥23,000

一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B3X00030P00004

歯科矯正用プライヤー

## ユーティリティプライヤー



歯科矯正用プライヤーです。先端部に角度をつけることで床装置をより調整しやすい形に仕上げました。調整中、他の部位・ボールクラスプ等にプライヤーが当たって邪魔することがありません。



包装	価格
1本	¥20,000

一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B3X00030P00002

メンテナンス用スケーラー

## Macky 1



1本で全顎クリーニングできる多機能スケーラーです。シャンクの屈曲とブレードの湾曲で歯肉挿入がスムーズに行えます。



包装	価格
1本	¥3,680

一般的名称: 歯科用スケーラ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B1X00118000011

歯科矯正用プライヤー

## コウワイヤーカッター



女性にも優しいコンパクトサイズで、偏心ジョイントの採用により30%切断に要する力を軽減します。カットしたワイヤーが飛散しないので、チェアサイドでも安心して患者さんの前でアーチワイヤーがカットできます。



包装	価格
1本	¥10,000

一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X1026000011

ミラーのくもり防止剤

## ミラーアンチフォグ



食品添加物から組成された安全性の高いミラーのくもり止めです。デンタルミラー、口腔内撮影用ミラーなど、口腔内で使用するミラーに安心してご使用いただけます。衛生的なスプレータイプをご用意しています。



包装	価格
1本 500mL	¥2,000

別売品


包装	価格
ミラーアンチフォグ用スプレー容器(100mL)	¥300

歯科用根管ペーストキャリア

## ニエットキャリアII



難解な術式を要する「NIET」療法を効率的に行えるよう、従来あったアマルガムキャリアを3Mix-MP用に改良し、貼着層の窩洞底に確実に3Mix-MPを充填することができるよう工夫された専用キャリアです。先端チップの直径は標準が1.2mm、小が0.8mmになっています。



包装	価格
ニエットキャリアII(標準)	1本 ¥9,000
ニエットキャリアII(小)	
スペアパーツ(標準)	1個 ¥4,000
スペアパーツ(小)	

一般的名称: 歯科用根管ペーストキャリア 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X00094000222

歯科用貼薬針

## PPSキャリア



3Mix-MP等の薬剤を患部に充填するためのキャリアです。先端がななめ55°にカットされており、特に歯周ポケット内の貼薬に便利です。パイプ外径は0.8mmになっています。




包装	価格
PPSキャリア 1本	¥7,500

一般的名称: 歯科用貼薬針 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X00094000150

### 歯科用根管プラグ 3Mix-MP法用3-2キャリアー



チタンコーティングされたチップは、裏装材及びセメントとのリリースが容易です。反対側には、ガタバーチャポイントの「大小」を差し込んで使用することにより、軟化象牙質や露出歯髄上に粘着する際に、薬剤とのリリースが容易になります。



包装	価格
大小セット	¥7,200
大小1本	各¥3,700

一般的名称: 歯科用根管プラグ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 11B3X00012000062

### 歯科用ダイヤモンドバー ニエツバー



従来のピーソリーマーに代わり、先端にもダイヤモンドが付着したダイヤモンドバーで、根管口部の拡大、着座形成時により効率的な切削が可能です。



包装	価格
#F1=φ1.0mm(3本)	¥11,000
#F2=φ1.2mm(3本)	
#1=φ0.8mm(3本)	
#2=φ1.0mm(3本)	
アソート4本(各1本)	¥16,000

一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X00094000077

### 歯科用ダイヤモンドバー CRインレー形成バー



3Mix-MP法でのCRインレー直接法を行う際の窩洞形成を容易にするFGダイヤモンドバーです。



包装	価格
1本	¥2,400

一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X00094000096

### 乳鉢セット



仕様 直径: 52mm  
深さ: 28mm

包装	価格
乳鉢1個、乳棒1個	¥4,800



### 3Mix-MP用 洗浄液



3Mix-MP専用の洗浄剤です。インスツルメントにこびり付いて硬化した薬剤を溶解、洗浄します。50ccまで計量(5cc単位)できるボトルです。

仕様 使用濃度: 10倍希釈  
洗浄時間: 浸漬洗浄は30分以上  
超音波洗浄器は5~15分

包装	価格
1L	¥3,000



### 3Mix専用保管容器



3Mixを使用する治療を成功させるポイントの1つに、薬剤の変質を防ぎ、薬力価を落とさないことがあります。3Mix専用保管容器は、各種薬剤を保管する場合の望ましい容器の条件をクリアしています。



包装	価格
容器5個(ラバーカップ内蔵)、 表記シール5枚、乾燥剤	¥8,800

### 3Mix-MP法オフィシャルDVD



包装	価格
3Mix-MP法 薬の作り方 V1.1	¥5,000
3Mix-MP法 治療編① Save pulp 療法 CR-Inlay 直接法	¥15,000
3Mix-MP法 治療編② NIET CR-Inlay 法、Metal Inlay 法	
3Mix-MP法 治療編③ 重症な歯髄炎の治療法	

### ディスプレイブラシ ポイント



ハンドルに装着不要で単独使用(全長90mm 最大径約3.2mm) 使用部位に合わせて先端部の角度を調節可能です。



ミディアム(ダークブルー)

ファイン(ダークグリーン)

スーパーファイン(パープル)

包装	価格
ミディアム、ファイン、 スーパーファイン	(400本)各サイズ ¥8,400
	(100本)各サイズ ¥2,400

一般的名称: 歯科用充填・修復材補助器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B1X10098060008

### イメージングプレート用ディスプレイカバー DSソフトカバーIP



やわらかいスポンジが違和感や痛みを軽減するデジタルイメージングプレート用ディスプレイカバーです。



仕様 サイズ: 推奨IPサイズ サイズ2(31×41mm)以下

包装	価格
100個	¥2,500

### フッ素徐放性光重合型ビット&フィッシャーシーラント コンシールf



シリンジタイプの光重合型低粘性シーラント材です。流動性が高く、複雑な小窩裂溝でも極細のシリンジチップ27Gを直接適用でき、深く浸透して最小限の充填をすることができます。また、軽くて細いシリンジは持ちやすく、シーラントが簡単・迅速に行えます。0.04μ径のサブマイクロファイバーを7%含有することにより、耐摩耗性を向上しました。さらに、耐水溶性で安定した物性を有しています。



包装	価格
コンシールf シリンジリフィル(1g)1本、シリンジチップ5本	¥3,900
シリンジチップ27G20本	¥3,200

一般的名称: 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材(31780002) 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 221AGBZX00244000

### CCDセンサー用ディスプレイカバー DSソフトカバー



CCDセンサーがスポンジ部分に収まるので、患者さんの違和感を軽減します。唾液もしっかりと遮断し、滑りにくいので撮影部位の保持が容易です。  
\*医療機器基準の溶出物検査合格品です。



仕様 サイズ: 145×40mm  
スポンジ部内寸: 35×53mm

包装	価格
100個	¥2,600

### ディスプレイブラシ デンバー マジックブラシ



極細の先端毛でボンディング等の液剤塗布が緻密に行えます。先端毛が高密度のため少量の液剤でもしっかり保持できます。


包装	価格
ホワイト XS (0.5mm) 100本	¥900
シルバー S (1.0mm) 100本	

一般的名称: 歯科用充填・修復材補助器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104230330



### 粘着式アプリケーター デンバー スティッキーブラシ

ピンセットではつかみにくいものをしっかりと保持する粘着式のスティックです。強力な粘着性によりベニア、インレー、クラウンなどの補綴物や、矯正用ブラケットなどを確実に保持できます。固定した後スティックをひねって引っ張ると、粘着物を残さずにきれいに取り外しができます。



包装	価格
70本入(10本×7ケース)	¥3,400

一般名称: 歯科用充填・修復材補助器具  
医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104230361


### パノラマ撮影用フィルム JDS パノラマフィルム

高解像で信頼性も高いパノラマ撮影用フィルムです。

仕様 レギュラータイプ、オルソタイプ(希土類)

包装	価格
レギュラータイプ(100枚)	¥18,900
オルソタイプ(希土類)(100枚)	

一般名称: スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B3X10093009003



### シリンジチップ JDS ユニチップ

コンポジットレジン、グラスアイオノマーセメントなどのペースト状材料を根管内に充填するニードル付チップです。ニードルはフレキシブルメタルで、曲げて使用できます。



包装	価格
1面(コアチューブ100個、バルブ100個)	¥9,200

一般名称: 歯科用充填・修復材補助器具  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 27B2X00041000178



原寸大

### レンズくもり止め OTSアンチ-フォグ アルファ

シールドを傷めるようなアルコール類、石油系溶剤を一切使用していない、ジェル状のレンズくもり止め及びクリーナーです。不快なくくもりを防ぎ、安全な施術をサポートします。超親水膜がくもりから視界を守り、またフッ素の力でくもり止め効果が長時間持続します。



包装	価格
10g 1本	¥700

### 滑り止め加工付き練和紙 プルードパッド

3層構造で両面を特殊コーティングしてあるので、レジン系材料など物性に影響を及ぼすことはありません。



包装	価格
1面(100枚綴り×3冊)	¥1,700

### シリンジチップ エレファントCRシリンジチップ

流動性レジンセメントの充填用です。



包装	価格
1面(100本)	¥6,200

一般名称: 歯科用充填・修復材補助器具 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 27B2X00041000115



原寸大

### ミキシングチップ JDSミキシングチップ

カートリッジタイプの製品に対応したミキシングチップです。用途に合わせてSS、S、Lの3種類のサイズをラインナップしました。



包装	価格
SSショート 先端内径 φ3.6mm	100本 ¥5,800
SS イエロー 先端内径 φ3.6mm	
S ピンク 先端内径 φ4.8mm	
L グリーン 先端内径 φ4.8mm	

別売品

包装	価格
JDSミキシングチップ ノズル SS用	100本 ¥900
JDSミキシングチップ ノズル S用	

一般名称: 歯科用練成器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104290351

### 歯鏡 フロントサーフェイスミラー

表面反射タイプにより、反射像が二重にならないので、マイクロスコープやルーペを使用した治療に適しています。特殊なロジウムコーティングを施しているため、高反射率を有しており明るい反射像が得られます。カメラ撮影でも、視野が明るいため、鮮明な画像が得られます。

包装	価格
#000(10mm)	6枚 ¥16,500
#0(14mm)	6枚
#4(22mm)	12枚 ¥7,800
#5(24mm)	
チークトラクター#4(22mm)	6枚 ¥17,700
チークトラクター#5(24mm)	
JDSミラーホルダー(ローダー用)	3本 ¥1,500

一般名称: 歯鏡 医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104110268



チークトラクター

### 歯科用寒天印象材 アンドロイド

使い勝手がよく高い精度の寒天印象材です。連合印象に適しています。



カートリッジ 一般名称: 歯科用寒天印象材 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 219AFBZX00064000  
シリンジ 一般名称: 歯科用寒天印象材 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 219AFBZX00065000

包装	価格
1面=カートリッジタイプ(48本)	¥6,100
1面=シリンジタイプ(60本)	¥4,600

### ペーパーポイント SPIDENTペーパーポイント

滅菌済で、コシの強さ、吸水性に優れています。ケースは取り出しやすいスライド式ですので、片手で簡単に開けられます。




仕様 #15、#20、#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、#60、#70、#80、#15~#40(アソート)、#45~#80(アソート)

包装	価格
各200本	¥800



### コンタクトゲージ プルードコンタクトゲージ

片手で隣接接触関係を客観的に検査できるゲージです。



包装	価格
30μm(グリーン)	5枚 ¥8,000
50μm(ブルー)	
100μm(イエロー)	



JAPAN DENTAL SUPPLY

バースタンド  
インプラントロジークット



S


L

仕様	規格: (S) #500561・(L) #500631
	サイズ: (S) W100×D90×H50mm (L) W150×D90×H50mm

包装	価格
S	¥21,000
L	¥25,000

※バー、ドリル等は含まれません。

リーマーボックス  
エンドボックス



シルバー

ブルー

レッド

グリーン

仕様	規格: #180150・アルミニウム製
	サイズ: φ48×55(高さ)mm
	カラー: シルバー、ブルー、レッド、グリーン

包装	価格
シルバー	¥7,400
ブルー	
レッド	
グリーン	

※ファイル等は含まれません。

ガッターボックス  
ガッターボックス



グリーン

ブルー

レッド

シルバー

仕様	規格: #180160・アルミニウム製
	サイズ: φ48×55(高さ)mm
	カラー: シルバー、ブルー、レッド、グリーン

包装	価格
シルバー	¥7,400
ブルー	
レッド	
グリーン	

※ファイル等は含まれません。

リーマーボックス  
ミニグリッパ



シルバー

グリーン

イエロー

レッド


ブルー

仕様	規格: #180250・アルミニウム製
	サイズ: φ40×35(高さ)mm
	カラー: シルバー、ブルー、レッド、グリーン、イエロー

包装	価格
シルバー	¥2,500
ブルー	
レッド	
グリーン	
イエロー	

※ファイル等は含まれません。

バースタンド  
バークリップカラー 8ホール



仕様	規格: #191265
	(FG用バー4本・CA用バー4本収納)・ステンレス製
	#191266
	(FG用バー8本収納)・ステンレス製
	サイズ: W35×D28×H28mm
	カラー: カラーチップ4色付

包装	価格
1個	各¥3,500

※バー、ドリル等は含まれません。

リーマーボックス  
エンドミクロ



ブルー

レッド

グリーン

シルバー

仕様	規格: #180180・アルミニウム製
	サイズ: W65×D50×H50mm
	カラー: シルバー、ブルー、レッド、グリーン

包装	価格
シルバー	¥8,000
ブルー	
レッド	
グリーン	

※ファイル等は含まれません。

バースタンド  
エコブロック 8ホール



仕様	規格: #190235
	(FG用バー4本・CA用バー4本収納)・アルミニウム製
	#190236
	(FG用バー8本収納)・アルミニウム製
	サイズ: W30×D25×H30mm
	カラー: シルバー、ブルー

包装	価格
シルバー	¥2,500
ブルー	

※バー、ドリル等は含まれません。

歯科用バット  
アルミニウムトレイ



仕様	規格: #181470
	サイズ: W200×D100×H20mm
	カラー: シルバー、ブルー、レッド、グリーン、 イエロー、ターコイズ

包装	価格
シルバー	¥1,800
ブルー	
レッド	
グリーン	
イエロー	
ターコイズ	