

滅菌バッグ

# Eline 滅菌ロール



for Autoclave , for E.O.G

オートクレーブと

E.O.G滅菌に対応した

ロールタイプの滅菌バッグ。



- ロールタイプなので、任意の長さで自由にカット可能。
- 医療機器の包装に関する国際規格ISO-11607-1準拠。
- 滅菌条件の通過確認が容易にできるプロセスインジケーターを採用。

滅菌バッグ

## Eline 滅菌ロール

サイズ	包装	価格
50mm×200m	1個	オープン
100mm×200m	1個	オープン
200mm×200m	1個	オープン


※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※現物とは多少異なります。



※ ヒートシーラー使用例  
【別売品】hd310 WS-8 195,000円

ジーシーグループ [販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は