

Dental LED Light Series

LEDライトで口腔内を明るく照射

コード付きライト

21,000Luxで、口腔内を明るく照らし、作業効率を促進します。



デンタルLED UL スポットライト
マルチタイプ

価格 **36,000** 円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100347



デンタルLED UL スポットライト
TTLタイプ

価格 **36,000** 円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100347

【構成】



- ライト ● バッテリーパック
- ACアダプター ● バッテリーパック用ケース(ベルトホルダ付)
- コードクリップ 4個 ● クリップオン ● 遮光ライトキャップ 1個

オプション【専用クリップ】



クリップオン
TTL用

価格 **1,300** 円



クリップオン

価格 **1,200** 円

ライト用アタッチメント
SurgiTel

価格 **5,000** 円

ライト用アタッチメント
EyeMag PRO

価格 **10,000** 円

ライト用アタッチメント
EyeMag Smart

価格 **10,000** 円

別売品価格表

製品名	価格
ガリレアンルーペULマルチ用フレーム Black/Red	各 12,000円
ガリレアンルーペULマルチ用プロテクトアイグラス 2枚	1,200円
ガリレアンルーペULマルチ用レンズキャップ2.5倍	2,400円
ガリレアンルーペULマルチ用フレームアーム(2個)	2,200円
ガリレアンルーペULマルチ用ノーズパッド	300円
ガリレアンルーペULマルチ用ブラックスポンジ	400円
ガリレアンルーペULマルチ用レンズキャップ(2個)	2,400円
ガリレアンルーペULマルチ用フレームバンド	1,200円
ガリレアンルーペ用アップパドル	900円
ガリレアンルーペULコードクリップ(4個)	600円
ガリレアンルーペULマルチTTL用フレーム Black/Red	各 12,000円
ガリレアンルーペULマルチTTL用プロテクトアイグラス L,R,S,SS(2枚)	各 1,400円
ガリレアンルーペULマルチTTL用レンズキャップ2.5倍	2,400円
ガリレアンルーペULマルチTTL用レンズキャップ3.0倍	2,400円
デンタルLED ULスポットライト(コード付)のみ	18,000円
デンタルLED ULスポットライト(コード付)のみ TTLタイプ	18,000円
デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライトバッテリーパック	14,000円
デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライト用バッテリーパックケース	2,000円
デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライトACアダプター	1,800円
デンタルLED コードレスヘッドライトII バッテリーコントローラーII	17,000円

関連製品

弱酸性次亜塩素酸クリナー
JDSルーペ専用
除菌クリナー



価格:2,000円
内容量:100cc

レンズもり止め
OTSアンチ
フオグアルファ



価格:700円
内容量:10g

ガリレアンルーペ
フェイスシールド



価格:各3,500円(10枚入り)

- ULマルチ用
- UL TTL用
- マルチ用
- TTL用

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※消耗品は保証の対象外となります。 ※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

双眼ルーペ

Galilean Loupes UL

[ガリレアンルーペ UL]

超軽量

51g

※ガリレアンルーペUL マルチ
TTLタイプの場合

ウルトラライト、さらなる進化へ。

術者のニーズに応え、軽量化、快適な装着感、

そして明るい視野を実現。

ガリレアンルーペは、

さらなる進化へ。



Galilean Loupes UL Multi

Galilean Loupes UL Multi TTL




低価格で高機能、
双眼ルーペの
スタンダードタイプ

Galilean Loupes UL Multi Type

〈ルーペ仕様〉

倍率	焦点距離	焦点深度	視野径
2.5倍	420mm	80mm	80mm
3.0倍	420mm	70mm	70mm

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。
※数値は当社調べ



Galilean Loupes UL Multi TTL Type

プロテクトアイグラスに
レンズを直接装着
したTTLタイプ

〈ルーペ仕様〉

倍率	焦点距離	焦点深度	視野径
2.5倍	420mm	90mm	105mm
3.0倍	420mm	70mm	100mm

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。
※数値は当社調べ

Features of Multi

■ メガネの上から装着可能

プロテクトアイグラスを外すことで、メガネをおかけの方でも装着が可能になります。
また、メガネの形状に応じてノーズパッドを取り外して使用することもできます。



■ 矯正レンズの取り付け可能

別売のレンズ用フレームに矯正レンズを取り付けてメガネ無しでルーペを使用することができます。※矯正レンズの種類によっては、ご使用できない場合がございます。



【別売品】
ガリレアンルーペULマルチ用レンズ用フレーム
価格：1,000円 ※TTLタイプにはご使用頂けません。



Common Features

■ 超軽量設計

従来モデルより
約35%の軽量化を実現。

	マルチ		TTL	
	2.5倍	3.0倍	2.5倍	3.0倍
従来モデル	93g	93g	89g	89g
ガリレアンルーペUL	61g	65g	51g	54g

■ フレキシブルフレーム

丈夫で軽量の眼鏡フレーム素材のTR90とマグネシウム合金のコンビネーションフレームを採用しており、どなたにも最適なアングルで柔軟にフィットします。軽量化によりサポート力もアップし疲労も大幅に軽減します。



■ 広い視野径が 得られるTTLタイプ

TTLタイプはマルチタイプと比べレンズと眼の距離が近くなるので、広い視野径が得られます。



■ 選べる瞳孔間距離

L、R、S、SSの瞳孔間距離の異なる4サイズのプロテクトアイグラスがセットされており、術者に適したサイズをお選びいただけます。

〈瞳孔間距離〉

SS	56mm±1mm	R	60mm±1mm
S	58mm±1mm	L	64mm±1mm



単品

ガリレアンルーペUL マルチ

- Black (2.5倍/3.0倍)
- Red (2.5倍/3.0倍)



価格 **38,000**円

構成
● マルチ用フレーム本体 (Black/Red)
● フレームバンド ● レンズキャップ2個
● フリップハンドル1個 ● 清掃布1枚
● ドライバー1本 ● ルーペ袋 ● 専用ケース

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100345

コード付きライトセット

ガリレアンルーペUL マルチセット

「ガリレアンルーペULマルチ」と「デンタルLED UL スポットライト」のセットです。



価格 **66,000**円

セットで **8,000円お得!!**

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104100348

コードレスライトセット

ガリレアンルーペUL マルチコードレスヘッドライトセット

「ガリレアンルーペULマルチ」と「デンタルLED コードレスヘッドライトII」のセットです。



価格 **94,000**円

セットで **8,000円お得!!**

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104100364

単品

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ

- Black (2.5倍/3.0倍)
- Red (2.5倍/3.0倍)



価格 **50,000**円

構成
● TTL用フレーム本体 (Black/Red)
● プロテクトアイグラス (L、R、S、SS)
● フレームバンド ● レンズキャップ
● ルーペ袋 ● 清掃布 ● 専用ケース

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100346

コード付きライトセット

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプセット

「ガリレアンルーペULマルチTTLタイプ」と「デンタルLED UL スポットライトTTLタイプ」のセットです。



価格 **78,000**円

セットで **8,000円お得!!**

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104100349

コードレスライトセット

ガリレアンルーペUL TTLコードレスヘッドライトセット

「ガリレアンルーペULマルチTTLタイプ」と「デンタルLED コードレスヘッドライトII」のセットです。



価格 **100,000**円

セットで **14,000円お得!!**

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104100365