

High Reflection 高反射口腔内撮影用ミラー

HR イントラオーラルミラー

進化した特殊コーティング技術により
75層のミラーコーティングで
95%以上の反射率を実現！



弊社従来品

HRイントラオーラルミラー

- ▶ 表面反射タイプで反射像が二重になりません
- ▶ 特殊コーティングによりキズがつきにくく、より鮮明な画像が得られます
- ▶ 丸みを帯びた、口腔内を傷つけない形状です
- ▶ 耐熱性に優れており、オートクレーブ滅菌、乾燥工程が可能です



※咬合面用で撮影時

販売名	HRイントラオーラルミラー 頬側用 No.60
包装	1枚 保護袋付 ¥18,000

販売名	HRイントラオーラルミラー 咬合面用 No.70
包装	1枚 保護袋付 ¥19,000

販売名	HRイントラオーラルミラー 咬合面用 大 No.75
包装	1枚 保護袋付 ¥20,000 ※シリコングリップは装着されておりません。

注意

- 頬側用、咬合面用は片面コーティングで裏表があります。裏面には「R」が印字されております。
- ミラーとシリコングリップ部は別々にオートクレーブ滅菌を行ってください。
- 滅菌時にオートクレーブ内の残留水がミラー表面を変質させる恐れがありますので、定期的な純水の交換をお勧めいたします。

一般的名称：歯鏡
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104110307

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は