

急速加熱型リン酸塩系埋没材

# JDS ベスト JDS VEST

急速加熱に対応したリン酸塩系埋没材。  
作業性に優れ、滑沢な鑄造面を実現します。



[粉末 200g×20包装]



[液体 1,000mL]

急速加熱型リン酸塩系埋没材

## JDS ベスト

粉末 4kg (200g×20包装)

価格 6,000円


液体 1,000mL

価格 3,200円

## FEATURES

### 急速加熱に対応

埋没後60分で900℃のリングファーンズに投入可能です。  
急速な加熱に対して鑄造クラックなどの鑄造不良の発生を抑えています。



### 滑沢な鑄造面を獲得

良好な流動性により、気泡の混入を抑え、美しい鑄造面を得ることができます。

### 滑らかな練和泥で

### 優れた作業性を実現

練和性に優れ、細かい部分にも流れやすく、埋没作業がスムーズに行えます。

■ 一般的名称: 歯科高温鑄造用埋没材 ■ 医療機器分類: 一般医療機器  
■ 届出番号: 27B2X00008000073

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください▶▶▶

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ



[販売元]

### 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

大成歯科工業株式会社

ご用命は