


コンポジットレジン仕上げ研磨用

# JDS CRブライツ

## コンポジットレジン専用の ダイヤモンドポリッシャー

適度な硬さのシリコンにダイヤモンド粒子を含有しており  
短時間でつや出し研磨が可能です。  
CAD/CAM冠の最終研磨にも適しています。  
また、切削片が飛び散らず、かたまりになるので  
清掃が容易です。



新百合ヶ丘南歯科 高山先生ご提供



JDS CRブライツ ポイント 包装:3本  
価格 2,500円



JDS CRブライツ ディスク 包装:3本  
価格 2,700円

推奨回転数  
8,000~10,000m<sup>-1</sup>

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10121000164

ジーシーグループ



〔販売元〕

**株式会社日本歯科商社**

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

〔製造販売元〕

**アルゴファイルジャパン株式会社**

ご用命は

0324MT0200