

通常のインレーワックスと同等の溶解温度(76℃)により

歯科用キャスティングワックス

# JDS WAX DISK

削り  
やすい

溶かし  
やすい


盛り足し  
やすい

ワックスディスク

JDS  
ワックスディスク  
ラボパック 50枚入を  
**追加新発売**

- 樹脂フレーム※の採用により、ディスク保持部が割れにくい
- 位置決めノッチ付で加工機への再装着時が容易です
- 診断用ワックスアップに最適なアイボリー色をご用意  
(アイボリー色は着色材に酸化チタンを使用しています)
- 石こう系埋没材の急速加熱に対応

※特許出願済



## JDSワックスディスク

サイズ・色調 ● φ98.5×厚さ20mm(グリーン、アイボリー)  
● φ98.5×厚さ14mm(グリーン)

包装・価格 1枚 各3,000円  
ラボパック 50枚 各128,000円

一般的名称: 歯科用キャスティングワックス  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 27B2X00008000072

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。



製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

製造販売元 大成歯科工業株式会社

ご用命は