

CAD/CAM ディスク用切削ツール


JDSレストカッター

Cutting Smoothly with Soft touch

ジルコニア、ワックスディスクのレスト(コネクター)を
切削するために設計された専用のバーです。

ドリルのような刃先形状により、柔らかいタッチでスムーズに切削できます。

全長が55mmと長いため、厚みのあるディスクのレスト(コネクター)の切削も容易です。



[ジルコニア切削]



[ワックス切削]

CAD/CAM ディスク用切削ツール

JDSレストカッター

包装 1本

価格 8,000円

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



■一般的な名称: 歯科技工用カーバイド切削器具 ■医療機器分類: 一般医療機器 ■届出番号: 13B2X10104240331

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は