

インプラントジグ作製用レジン

# JIG-GEL

ジグジェル

練和不要の  
ペースト  
タイプ

適度なチキソトロピー性により垂れにくいジグジェル。

作業模型に直接築盛でき、インプラント治療の精度をサポートします。

Case 1



Case 2



Feature1

メチルメタクリレート  
**MMAフリー**  
嫌な臭いがありません。

Feature2

**分離材不要**  
金属、石こうからの  
取り外しが容易。

インプラントジグ作製用レジン

包装 シリンジ(14g) 1本、チップ3個

**ジグジェル**

価格 4,000円

一般名称: 歯科用パターンレジン 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104280344

注意: 鑄造用埋没材を使用した焼却用の  
パターンとしては使用できません。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

**株式会社日本歯科商社**

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は