

技工に!  
チェアサイドに!

確実にカットしたワイヤー末端をホールド

女性にも優しいコンパクトサイズ

偏心ジョイントの採用で30%切断に要する力を軽減

先端部は高周波焼入れ処理

# コウワイヤーカッター

## Kou Wire Cutter

# 飛散防止

ステンレスワイヤー**1.2mm**迄切断が可能。

太いワイヤーをカットしても飛散しないので、  
周りの人に気遣うことなく安心して作業ができます。

安心安全な器具の使用が後々の問題を軽減させます。

チェアサイドでも安心して患者さんの前でアーチワイヤーがカットできます。

NiTiワイヤー0.012~ホールドが可能です。



### コウワイヤーカッター

価格 ¥10,000

#### 梱包内容

- 本体 1本
- 把持部ホルダー 1セット(交換用)

寸法:タテ135mm×ヨコ47mm

一般医療機器  
医療機器届出番号 13B2X10260000011  
商標登録済 実用新案登録済



破損時交換用ホルダー

※ホルダーは簡単に交換できます。

発売元



株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



有限会社 オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810

高度管理医療機器等販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号  
第二種医療機器製造販売業 許可番号13B2X10260

Oral Academy

ご用命は

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。