

弱酸性次亜塩素酸クリーナー

# JDSルーペ専用 除菌クリーナー




浸漬洗浄ができない  
ルーペやマイクロのレンズを  
痛めることなく簡単に  
除菌や洗浄が出来ないかな？

弱酸性次亜塩素酸  
とナノ洗浄の  
ダブルパワーで  
血液汚れや  
ウイルスを  
素早く除去！

## JDSルーペ専用除菌クリーナーで解決！

ルーペのゴーグル部分や眼鏡には直接スプレー、  
もしくはティッシュなどに本製品を含ませ、汚れなどを  
拭き取ってください。  
レンズ表面を含む本体を除菌できます!!



約8300万個の  
芽胞に対して、

**10秒で  
99.99%  
の除去率※**

※公的第三者検査機関調べ  
メンブランフィルター法による除菌試験

JDSルーペ専用除菌クリーナーは“特許製法による安定化弱酸性の次亜塩素酸”  
に、同じく特許製法による“ナノ洗浄成分”を配合し、除菌・洗浄・消臭が同時に発揮  
される「次亜塩素酸ナノ洗浄液」です。

## JDSルーペ専用除菌クリーナー

価格：2,000円 内容量：100cc

成分：次亜塩素酸(HClO) 230ppm非イオン界面活性剤 (0.05%以下)  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください  
<http://www.dentalsupply.co.jp>▶▶



ジーシーグループ



JAPAN DENTAL SUPPLY

[販売元]

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

株式会社タスク

ご用命は