

CREATION MAGIC COLOUR ASSORTMENT

マジックカラープロフェッショナルキット

このキットには、ステイン、グレイズ、リキッドの全種類が含まれています。



Dentine Shade	
1 DS-A	3g
1 DS-B	3g
1 DS-C	3g
1 DS-D	3g

Highlight	
1 HL-1 white	3g
1 HL-2 eggshell	3g
1 HL-3 lemon yellow	3g
1 HL-4 mandarine	3g
1 HL-5 flamingo	3g
1 HL-6 apricot	3g
1 HL-7 light brown	3g
1 HL-8 medium brown	3g
1 HL-9 olive	3g
1 HL-10 red	3g
1 HL-11 dove blue	3g
1 HL-12 grey	3g
1 HL-13 deep blue	3g
1 HL-14 fissure	3g
1 HL-15 illusion	3g

ネオ ステイン
マジックカラープロフェッショナルキット ¥220,000
マジックカラースターターキット ZI-F ¥110,000

マジックカラースターターキット ZI-F

このキットには最も一般的なステイン、グレイズ、リキッドのほか、ジルコニア補綴物をマイクロレイヤーするためのZ I-F 陶材2種類が含まれています。



Dentine Shade	
1 DS-A	3g
1 DS-B	3g

Highlight	
1 HL-1 white	3g
1 HL-4 mandarine	3g
1 HL-6 apricot	3g
1 HL-8 medium brown	3g
1 HL-9 olive	3g
1 HL-11 dove blue	3g

Make In	
1 MI-63 honey yellow	3g

Ceramic	
1 ZI-F Transpa NT neutral	20g
1 ZI-F Transpa OT	20g

マジックカラーデンチンシェード	3g	各 ¥8,500	マジックカラーリキッドGL 25mL	¥3,300
マジックカラーハイライト	3g	各 ¥8,500	マジックカラーリキッドGL 50mL	¥5,600
マジックカラーメイクイン	3g	各 ¥8,500	マジックカラースペシャルリキッドML 25mL	¥4,300
マジックカラージンジバシェード	3g	各 ¥8,500	マジックカラースペシャルリキッドML 50mL	¥7,300
マジックカラーグレイズ	3g	各 ¥8,500		



詳しい資料はHPから

一般的な名称： 歯科セラミックス用着色材料
医療機器分類： 管理医療機器
医療機器認証番号： 226AFBZX00024000

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元：クレマ社（オーストリア共和国）

ご用命は

0924MT0000

Creation Magic Colour

Where technology ends, craftsmanship begins

WILLI GELLER
Creation



A COLOUR SYSTEM ...

●テクニシャンの為に開発された

モノリシックレストレーションのデジタル作業は効率的であり確固たる結果をもたらせます。マジックカラーはユーザーの審美的要求に応えるために開発されました。このコンパクトなカラーシステムは革新的な製造プロセス、個々の技工テクニック、専門知識と融合します。

●ハイエンドな審美性

マジックカラーはモノリシックジルコニア、ニケイ酸リチウムの補綴物のアクセントと表面ステインに使用されます。パウダーとリキッドの組み合わせにより多くのプロセッシングオプションを提供し、操作も非常に容易になっています。マジックカラーGLとミックスし微粒なカラーパウダーはペースト状の状態で薄い層でも大変審美的な効果を発揮します。

●より輝きを、より自然な深みを

表面バーニッシュ、カラーキャラクタライズ、マイクロレイヤーとの組み合わせのいずれも使用できます。マジックカラーは多様な審美の為の出発点となります。クリエイションZI-Fを使用したマイクロレイヤーは特に前歯補綴物に於いて審美性、深い輝きの効果を向上させます。マジックカラーはあらゆる補綴物にそれぞれの製作者の技術を表現します。

●マジックカラーの主な特徴

- ・粉末タイプによる多様な稠度調整
- ・CAD、プレス、築盛セラミック、ジルコニア、ニケイ酸リチウム補綴物の表面キャラクタライゼーション
- ・築層セラミックスの着色
- ・表面ステインとマイクロレイヤリングの併用
- ・超微粒子パウダーの蛍光性による自然的光学効果

マジックカラーシステムは白と赤の審美に必要なすべての色調を揃えています。粉、液タイプのコンセプトによりステインの稠度は必要に応じて調整でき、色調の強さもコントロール可能です。ステインは白及び染色されたフレームワークを効果的にカバーしマイクロレイヤーの下地として機能します。マジックカラーはモノリシックレストレーションの製作において大きな自由度を提供し、色調表現が容易です。



Stefan Picha – Oral Design



マジックカラーはモノリシックレストレーションの製作に新しい選択肢を与えてくれました。ステインは均一に塗布することができ、非常に薄い層でもクリアで完全な自然の色調表現を得る事ができます。マジックカラーは焼成安定性が非常に高く、表面の均一性には目を見張るものがあります。マイクロレイヤーは、より良い審美性を達成するために役立ちます。わずか2回の焼成で審美を得る事が可能となり審美回数の技工効率を大幅に向上させました。



Alexander Conzmann – Oral Design



CREATION MAGIC COLOUR SYSTEM

クリエイションマジックカラーはモノリシック補綴物に個別の特徴を表現するシステムです。

システム構成	適用分野
Magic Colour – Dentine Shade 	VITAシェードA-Dで構成
Magic Colour – Glaze 	自然な光沢
Magic Colour – Make In 	マメロンの表現
Magic Colour – Gingiva Shade 	歯肉の自然な表現
Magic Colour – Liquid 	理想的なプロセス
Magic Colour – Highlight 	シェードキャラクタライズを自由に表現

マジックカラーリキッドGLは、ステイン技法専用開発されたステインとグレイズパウダーのための混合液です。マジックカラースペシャルリキッドMLは、Creation ZI-Fを用いたマイクロレイヤーのために専用開発されたものです。緻密で均質なセラミックコンシステンシーを生成し、非常に薄い層での材料塗布を可能にします。収縮率が低く、密度が高いため、焼成後にセルフグレイズ効果を発揮します。

