

歯科切削加工用セラミックス

# JDS Zirconia NEXT Series

JDSジルコニアNEXTシリーズに  
マルチプレミアム登場!



## JDSジルコニアNEXT マルチプレミアム

東ソー社の「Zpex4」&「Zpex Smile」パウダーを使用。  
4レイヤーによる自然なグラデーションと透過性があり、  
特に、**切端や咬合面では天然歯のような透明感を実現**します。

また、**カラーリングなしでもVITA Shadeの色調を表現**します。

### 【推奨用途】

前歯・臼歯部クラウン

3本ブリッジ

前歯部4本ブリッジ

### 色調と物性

色調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
MA1	A1	49% 47% 44% 42%	700MPa	1,500℃
MA2	A2		750MPa	
MA3	A3		900MPa	
MA3.5	A3.5		1,100MPa	

### 価格

厚さ	価格
14mm	各32,000円
18mm	各40,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス  
医療機器分類：管理医療機器  
医療機器認証番号：228AKBZX00068A01





**【推奨用途】**

前歯・臼歯部クラウン

3本～ ロングスパンブリッジ

## JDSジルコニアNEXT スタダード

最も高い強度\*を持つため、ロングスパンブリッジなどのケースに有用的。

\*自社比較

色調と物性

色調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
S0	HT	41%	1,200±200MPa	1,530℃
S1	A1,B1	40%		
S2	A2,A3,B2,B3	38%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価格

厚さ	価格
14mm	各22,000円
18mm	各26,000円
22mm	各30,000円
25mm	各34,000円



**【推奨用途】**

前歯・臼歯部クラウン

3本ブリッジ

前歯部4本ブリッジ

## JDSジルコニアNEXT エナメル

透過性を高めながらも、「スタンダード」と同等の強度を持ち、審美的に優れています。

経年劣化はほとんどなく、臼歯部を含む補綴物の製作が可能。

色調と物性

色調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
E0	HT	45%	1,100MPa	1,500℃
E1	A1,B1	44%		
E2	A2,A3,B2,B3	42%		
E3	A3,A3.5	40%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価格

厚さ	価格
14mm	各24,000円
18mm	各30,000円
22mm	各37,000円
25mm	各41,000円



**【推奨用途】**

前歯・臼歯部クラウン

3本ブリッジ

前歯部4本ブリッジ

## JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

「Zpex4」パウダー使用・高強度と優れた透過度の4レイヤーで、

VITA Shadeの色調を確実に表現。

色調と物性

色調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
EMA1	A1	45%	MPa: ≥1,100	1,500℃
EMA2	A2	44%		
EMA3	A3	43%		
EMA3.5	A3.5	42%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価格

厚さ	価格
14mm	各29,000円
18mm	各37,000円


**【原材料について】**

東ソー社の日本製ジルコニアパウダーは粒子が小さく均一なため、安定した強度を有しています。

経年劣化がほとんどなく、臨床においても安全性及び強度に全く問題ありません。また、LUXEN ZIRCONIA COLOR LIQUIDと合わせてご使用していただくことで、より簡単に求める色調に近づくことができます。

\*価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

**【ディスクチャート】**



ジーシーグループ

【販売元】



### 株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】

株式会社 ジオメディ

ご用命は