

手になじむ器具を求める臨床医のために

オーラルアカデミーオリジナル

Pin Cutter & Miniature Pin Cutter

専門職人による手仕事

完全ハンドメイドで鋭角部を極力加工し
術者の手を傷つけない
なめらかな仕上げ

女性にもなじむ
なめらかな
持ち手

ミニチュア
ピンカッター

口腔内で使用しやすいよう先端を更に
スリム化したミニチュアピンカッター

ピンカッター

タイワイヤーをストレスなく
切断できることにこだわり、
ハンドル部の改良でグリップし易く、
術者の視界を遮らないスリムな先端

切断許容

矯正用タイワイヤー(デッドソフト) .008~.014inch
メインアーチワイヤー(ステンレスワイヤー、Ni-Tiワイヤー)の
切断には使用できません。

ピンカッター ¥22,000 ミニチュアピンカッター ¥23,000

医療機器届出番号 13B3X00030P00003

発売元



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



Oral Academy

有限会社 オーラルアカデミー

〒1165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810

高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号
第二種医療機器製造販売業 許可番号 13B2X10260

ご用命は

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。