

手になじむ器具を求める臨床医のために

オーラルアカデミーオリジナル

Utility Plier

専門職人による手仕事



女性にもなじむ
なめらかな
持ち手

完全ハンドメイドで
鋭角部を極力加工し
術者の手を傷つけない
なめらかな仕上げ



一般的なプライヤー



オリジナル ユーティリティプライヤー

先端部に角度をつける事で
術者の視野をさまたげずに
舌側や口腔内最深部への操作ができます。
また、床装置をより調整しやすい形に仕上がりました。
調整中、他の部位・ボールクラスプ等に
プライヤーが当たって邪魔する事はありません。

オリジナルユーティリティプライヤー ¥20,000
医療機器届出番号 13B3X00030P00002

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

発売元



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



有限会社 オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810

Oral Academy

高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号
第二種医療機器製造販売業 許可番号 13B2X10260

ご用命は