

Blowers & Lights



口腔内撮影用ミラー

OK-BLOWER MIRROR KIT

OKブローアー ミラーキット

ミラーが曇りにくく、
すぐに口腔内撮影ができ効率的！

撮影前にミラーを保温しなくても、ファンが呼気による曇りを防ぎます。
口腔内を明るく照らすライトとあわせて、鮮明な口腔内撮影をサポートします。
ハンディサイズのため、小児や訪問診療にもおすすめです！



送風ファン

3種類のミラー付属


3段階調ライト

オートパワーオフ

コードレス (USB充電)

オートクレーブ滅菌*

*ミラーのみオートクレーブ滅菌対応





1年保証
(本体のみ)

OK ブロアー ミラーキット

価格 ¥38,000

製品構成

本体、ミラー3種(ワイド、ミディアム、スモール)、
充電用USBケーブル(タイプC)

一般的名称:歯鏡 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104310377

OK ブロアー 本体


価格 ¥29,000

サイズ: W55mm×D125mm×H12mm 重量: 80g 材質:ABS樹脂
充電時間: 約1時間(環境により異なります)


MIRROR SIZE ミラーサイズ

価格 各 ¥9,000


「OKブロアー ミラーキット」には3サイズのステンレススチール製ミラーが付属



WIDE
ワイド



MEDIUM
ミディアム



SMALL
スモール

OPTION



BUCCAL
バツカル(舌側用・頬側用)

RELATED PRODUCTS 関連商品



歯科専用口腔内カメラ
クリアファイバープロVI
価格 ¥580,000

- 高効率光ファイバー搭載
- ミラーレス一眼カメラ

構成: 光ファイバーユニット、
ミラーレス一眼カメラ、マクロレンズ
サイズ: W125×D160×H110mm
重量: 約828g



口腔内撮影用LEDライト
クリアファイバー スマートPIX®
価格 ¥125,000

- スマホ、タブレット用LEDライト
- 太陽光に近い自然な発色

照度: 4,900Lux (対象から15cmの場合)
調光: 3段階
電源: 乾電池 (単4×3本)
サイズ: W166×D120×H58mm (アーム装着時)
重量: 約140g (電池除く)

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売]



株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は