

P-BOX

【ピー・ボックス】

フィルムで挟むだけの簡単梱包

商品を特殊フィルムに挟み込む構造なので、中空に浮いているように梱包されます。

商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。

また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。


梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。

透明ソフトケースタイプ

外側のケース部分はPET素材、
中に張られているのは特殊ポリウレタンフィルムです。

2枚の伸縮膜


伸縮性・耐久性に優れた2枚の特殊フィルムで
商品を優しく包み込み、先の尖ったものでも
中空でしっかり固定。




使用例：P-Box #3




中空固定



#1 クラウン・ブリッジ用
100個入 9,000円



#3 全顎補綴物用
100個入 15,000円



#6 クラウン単冠用
100個入 6,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれません)。

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>



販売元
株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元
ジャパン・プラス株式会社