

レンフェルト研磨器材

Renfert

スリムポリッシングブラシ

硬質タイプの1行ブラシでレジン床の歯間部の研磨に適しています。Φ44mm 最大回転数:4,000rpm



注文No.788-1000 12入 ¥7,500
届出番号: 13B2X10104030353

リネンバフ シリコン

シリコンコーティングされたバフに研磨砂が良くなじみます。Φ80mm 最大回転数:4,000rpm



注文No.209-0000 4入 ¥16,000
届出番号: 13B2X10104030354

プリーツバフ ファインネット


プリーツの折り目による冷却効果でスピーディーな仕上げ研磨が可能です。Φ100mm 最大回転数:4,000rpm



注文No.210-0002 4入 ¥13,000
届出番号: 13B2X10104030355

チャンキングブラシ

上質豚毛の間に配置されたリネンバフにより効果的に研磨できます。Φ80mm 最大回転数:4,000rpm



注文No.767-2000 12入 ¥29,000
届出番号: 13B2X10104030356

コバルトクロームポリッシングブラシ

耐久性がある長さ10mmの上質豚毛2行ブラシです。Φ65mm 最大回転数:6,000rpm



注文No.199-1000 12入 ¥8,500
届出番号: 13B2X10104030357

ゴートヘアブラシ

研磨材が良く馴染み、補綴物の仕上げ研磨に適しています。φ19mm 最大回転数:15,000rpm



注文No.204-0000 12入 ¥4,700
届出番号: 13B2X10104030358

シルバークワイヤーブラシ

口蓋の表面性状を摩耗させることなく予備研磨ができます。φ51mm 最大回転数:3,000rpm



注文No.196-0000 2入 ¥9,500

金属冠の咬頭やコンタクトを摩耗させずに予備研磨ができます。φ19mm 最大回転数:5,000rpm



注文No.166-0000 12入 ¥8,500
届出番号: 13B2X10104030359

研磨ペースト サファイア

金属用研磨ペースト 250g



注文番号No.515-0000 ¥5,300

ユニバーサル ページュ

レジン、PMMA用研磨ペースト 200g×6



注文番号No.513-1000 ¥12,000

届出番号: 13B2X10104030234

ジーシーグループ [販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

掲載の製品は受注発注品となりますので納期が1か月程度かかることをご了承ください。
※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

