

# バイブレーター

# バイブブラックス

**Vibrax** 注文No.1830-2000/3000

- 特殊なショックアブソーバーを採用することにより、作業台へ伝わる振動が少ないので、静かな作業が可能です。
- 用途に合わせて4つの振動パワーと2つの振幅により8種類のモードが選択できます。
- 大きなレバーを採用していますので、操作が容易に行えます。
- バイブレーションボールを使用することでより効率的な作業が可能です。

※写真はバイブレーションボール付き(別売)



**Renfert**  
ドイツ・レンフェルト社



◀ 操作が容易な大きなレバー  
振動、パワー調整が容易です。



▶ ラバーマットは取り外しが簡単で  
清掃が容易にできます。

## 使用例



### 振幅小

- ・クリストパライト系埋没材等の埋没
- ・複模型作成
- ・印象へ石こうを注入
- ・細かく石こう等を注入



### 振幅大

- ・金属床の外埋没
- ・リン酸塩系埋没材の埋没
- ・大量の石こう等を注入

## 使用例



## 仕様

- 電源電圧: 100V 50Hz 100V 60Hz ● 消費電力: 170W
- 本体サイズ: 275(幅)×205(奥行)×138(高さ)mm
- 振動: 4段階調整 ● 振幅: 大、小2段階調整 ● 重量: 6.5kg
- 電源コード長さ: 2m

## 製品番号

バイブブラックス (50Hz) 価格110,000円 本体1台 注文No.1830-2000  
バイブブラックス (60Hz) 価格110,000円 本体1台 注文No.1830-3000  
【別売】注文No.1830-0001 バイブレーションボール 価格16,000円

**100V/50Hz及び100V/60Hzの2機種ありますので、  
ご注文の際にご指定下さい。**

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



販売元

**株式会社 日本歯科商社**

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒816-0093 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は