

Renfert WAX

レンフェルトワックス

Renfert

making work easy

クラウン&ブリッジ用

GEO クラシック

歯科用キャストワックス

ブンゼンバーナー専用のモデリングワックスです。

オペーク:早い溶解性と硬化性のため、操作性に優れています。

溶解時でも透明性が出ないので確実にモデリングできます。


適度な粘りと硬さがありますので、良好な切削感が得られます。

トランスベアレント:オールセラミック用で特にプレスセラミックに適しています。

融解温度:64℃~75℃

包装	価格	注文No.
①ベージュ オペーク 75g	3,600円	497-0100
②グレー オペーク 75g	3,600円	497-0200
③ミント オペーク 75g	3,600円	497-0300
④ブルー トランスベアレント 75g	3,600円	497-1200
⑤ミント トランスベアレント 75g	3,600円	497-1300

一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030199



GEO アバンギャルド

歯科用キャストワックス

電気ワックスペン専用のモデリングワックスです。

適度な流動性があるので、広範囲のワックスアップ作業に適しています。

融解温度:60℃~62℃

包装	価格	注文No.
①ユニバーサルベージュオペーク 75g	3,300円	495-0100
②ユニバーサルグレーオペーク 75g	3,300円	495-0200
③ユニバーサルミントオペーク 75g	3,300円	495-0300

一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030198



GEO スペシャルワックス

歯科用キャストワックス

サービカルワックス

酸化チタンが含まれていないので、残渣なく焼却できます。

融解温度:59℃~67℃

包装	価格	注文No.
レッドトランスベアレント 75g	3,800円	486-1000



一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030200

アンダーカットワックス

酸化チタンが含まれていないので、残渣なく焼却できます。

適度な弾力性により、アンダーカットや形成窩洞に適しています。

融解温度:63℃~65℃

包装	価格	注文No.
レッドトランスベアレント 75g	3,800円	489-1000




ミリングワックス

回転数が2,500から5,000/minで粘りつくことなく切削できます。

チッピングが少なく滑らかな切削面が得られます。

融解温度:65℃~67℃

包装	価格	注文No.
ブルー オペーク 75g	3,800円	485-1000



GEO ホワイトワックス

歯科用キャストワックス

トランスベアレント

残渣なしに焼却できますので、

プレスセラミックに適しています。

融解温度:73℃~75℃

包装	価格	注文No.
75g	3,700円	499-0201

オペーク

GEOナチュラルと同様に患者説明用ブランニング

ワックスアップに適しています。オペーク効果が高いので、

メタルフレーム上でも金属色が出ません。

融解温度:73℃~75℃

包装	価格	注文No.
75g	3,700円	499-0101



一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030249

GEO クラシックナチュラル

歯科用キャストワックス

オールセラミック用で特にプレスセラミックに適

しています。酸化チタンが含まれておりませんので、

残渣なく焼却できます。

融解温度:64℃~75℃

包装	価格	注文No.
デンチントランスベアレント 75g	3,700円	499-0400



一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030329

GEO ナチュラル

歯科用キャストワックス

人工歯と同等のA2シェードを有していますので、

患者説明用ブランニングワックスアップに適して

います。

融解温度:64℃~75℃

包装	価格	注文No.
デンチン オペーク 75g	3,700円	499-0300



一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030218

GEO ディッピングワックス

歯科用キャストワックス

90～92℃でご使用頂くと、厚さ0.5mmのコーピングが得られます。

包装	価格	注文No.
イエロー 200g	7,000円	482-3000
グリーン 200g	7,000円	482-3300



一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030201

レワックス

硬質で低粘性のディッピングワックスです。91～93℃でご使用頂くと、0.4mmのコーピングが得られます。

包装	価格	注文No.
イエロー 210g	7,000円	651-0000

GEO クローワックス

歯科用キャストワックス

幅広い作業に使用できる使い易いワックスです。ブンゼンバーナーと電気ワックスペンに使用可能です。トランスベアレント: オールセラミック用で特にプレスセラミックに適しています。融解温度: 70℃～73℃

包装	価格	注文No.
① グリーン トランスベアレント 80g	2,900円	475-0100
② ブルー トランスベアレント 80g	2,900円	475-0200
③ レッド トランスベアレント 80g	2,900円	475-0300
④ ベージュ オペーク 80g	2,900円	475-0400
⑤ グレー オペーク 80g	2,900円	475-0500



サービカルワックス

低収縮で弾性のあるマージン用ワックスです。酸化チタンフリーで残渣なく焼却できます。融解温度: 62℃～64℃

包装	価格	注文No.
レッドトランスベアレント 80g	2,900円	475-0600



一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030328


GEO ポンティックス

歯科用パターン成形品

スタンダードな形態のため、多くの症例に適しています。酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。

包装	価格	注文No.
上顎右側 臼歯14-17 20個	¥ 8,000	500-0100
上顎前歯 12-22 20個	¥ 8,000	500-0200
上顎左側 臼歯24-27 20個	¥ 8,000	500-0300
下顎左側 臼歯34-37 20個	¥ 8,300	500-0400
下顎前歯 32-42 20個	¥ 8,300	500-0500
下顎右側 臼歯44-47 20個	¥ 8,000	500-0600

一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030202



GEO ワックススプルー

歯科用パターン成形品

洋なし形状は金属の流れを良くし、錆の発生を防止します。

包装	価格	注文No.
200個	5,300円	501-1100



一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030205

ワックスレトリックI

電気ワックスペン

50℃から200℃まで、3つの温度がメモリー設定できます。ハンドピースは天然コルク製で、長時間使用しても疲れにくくなっています。

仕様		
●消費電力: 5W		
●サイズ: W120×D98×H60mm		
●重量: 430g		
包装	価格	注文No.
本体1台、ハンドピース1本、チップ1本 (2155-0101)	57,000円	2156-1000

一般的名称: 歯科用ワックス形成器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030339



GEO トライアングルワックス

歯科用パターン成形品

ブリッジ用の既製スプルーで、作業時間を短縮します。

包装	価格	注文No.
100個	5,800円	680-3000



一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030206

ワックスレトリックII

電気ワックスペン

50℃から200℃まで2本のハンドピースそれぞれ温度設定できます。各ハンドピース毎に、3つの温度がメモリー設定できます。

仕様		
●本体サイズ: W150×D98×H60mm		
●重量: 460g		
包装	価格	注文No.
本体1台、ハンドピース2本、チップ2本 (2155-0101, 2155-0103)	82,000円	2157-1000

別売品	
包装	価格
コルクグリップ	2,200円

一般的名称: 歯科用ワックス形成器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030185



ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は