



オートショック AED

新発売

サマリタン PAD 360P



オートショックとは？

心電図解析後、電気ショックが必要と判断した場合はAEDが自動で電気ショックを行います。

救助者の操作ミスを防ぎ、心的負担を軽減する効果が期待されています。

◆サマリタン360Pは2014年から海外で販売開始し
現在はアメリカやヨーロッパなど
世界70カ国以上で販売されています。

患者から離れてください
電気ショックを行います
3・2・1…



自動体外式除細動器 (AED) サマリタン PAD 360P

6847000 本体のみ ￥286,000 (税抜)

人気! 6847100 8年保証安心パック ￥341,000 (税抜)

6847200 8年保証安心パック
未就学児用パッドパック付 ￥401,000 (税抜)

8年保証安心パック



定期交換、救命使用時の消耗品 0 円

約4年後の定期交換、救命使用時の消耗品交換時も追加費用がかかりません



消耗品の期限管理不要

販売店が期日を管理を致します。消耗品の期限が切れる前に
交換品をお届けするので、交換期限を管理する手間がかかりません。

【サマリタンPAD 360P仕様】

〔除細動部〕7波形二相性(SCOPE™ Biphasic)
〔出力エネルギー〕(成人)150J、150J、200J (未就学児)50J-50J-50J
〔充電時間代表値〕150J<8秒 200J<12秒
除細動回数60回以上の電気ショック(200Jエネルギー)
〔電気ショック〕360P:オートショック
〔外寸寸法〕20×18.4×4.8cm
〔重量〕1.1kg(パッドパック含む)
〔CPRサポート機能〕ベース音(110回/分)
〔動作温度〕0~50°C
〔保管温度〕0~50°C ※短期間保管温度環境(2日) -10°C~50°C
〔防水・防塵〕IP56
〔メモリ〕内部メモリに記憶 90分のECGとイベント
〔パッドパック〕二酸化マンガンリチウム電池 電極+バッテリー(交換期限約4年)
〔ガイドンス〕JPR蘇生ガイドライン2015対応 音声や光で操作指示
日本語音声ガイドンス CPRメトロノーム付き
〔製造販売業者〕日本ストライカー(株)
〔生産国〕北アイルランド製
〔一般名称〕非医療従事者向け自動除細動器
〔医療機器分類〕高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
〔医療機器承認番号〕30300BZX00190000(360P)
〔付属品〕成人用パッドパック(バッテリー・電極パッド一体式)1個、
キャリングケース、レスキューセット、AED設置ステッカー、
操作説明DVD、簡易操作説明書、取扱説明書

日常点検のお願い

AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、管理者を設定し、いつでも
使用できるように、保守・管理が必要です。
また、AEDインジケータや消耗品の有効期限などを
日頃から点検することが重要です。

- ・電極パッド、バッテリーは有効期限があります。
- ・電極パッドは再使用できません。
- ・AEDに不測の事態が発生した時、譲渡先、廃棄時には、
製造販売業者又は販売業者にご連絡ください。
- ・添付文書をお読みください。
- ・未就学児*には、未就学児*用電極パッドを使用してください。
- ・未就学児*用電極パッドを備えた自動体外式除細動器が近くにないなど、
やむを得ず小学生~大人用パッドを未就学児*に使用する場合には、
特に、2枚のパッドが触れ合うことがないように、注意の上使用してください。

*未就学児とは、およそ6歳までの小児を示します。

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288