


歯科用超硬質石こう

ティーディー トライロック

特長

- 1 練和泥の盛り上げやすさと流しやすさを両立したチキソトロピー性
- 2 安定した低い硬化膨張率
- 3 トリミング時のチップングのしにくさ



基本物性

- 色調：ピュアアイボリー
- 標準混水量（粉末 100g に対して）：22mL
- 硬化時間：10分
- 硬化膨張率：0.06%
- 圧縮強度（1時間後）：51MPa

オールセラミックの支台歯に適した色調・ピュアアイボリーを採用



価格 2,800 円 内容量 3 kg

一般的名称：歯科用硬質石こう

医療機器分類：一般医療機器

届出番号：27B2X00008000070

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元 大成歯科工業株式会社

ご用命は