


jota ジルコンフレックス

酸化ジルコニアフレーム用切削ポイントHP



ダイヤモンドを含有していないのでマイクロクラックが発生しません。



シリコンカーバイトと特殊バインダーで形成された、酸化ジルコニアフレームの形態修正用ポイントです。

- ドライな環境で作業が出来ます。
- スムーズな切削表面が得られます。
- 発熱が少なくマイクロクラックが発生しません。
- ソフトタッチでストレスなく切削できます。
- シリコンカーバイトが高密度に充填されており耐久性に優れています。
- ポーセレンの形態修正にも使用できます。

SZ602	価格 3,000円		SZ602	推奨回転数 : 31,000~44,000min ⁻¹
SZ623	価格 4,100円		SZ623	推奨回転数 : 21,000~29,000min ⁻¹
SZ638	価格 4,100円		SZ638	推奨回転数 : 50,000~70,000min ⁻¹
SZ652R	価格 4,600円		SZ652R	推奨回転数 : 35,000~50,000min ⁻¹
SZ660	価格 5,200円		SZ660	推奨回転数 : 28,000~44,000min ⁻¹
SZ667	価格 4,100円		SZ667	推奨回転数 : 35,000~50,000min ⁻¹
SZ722	価格 5,100円		SZ722	推奨回転数 : 7,000~10,000min ⁻¹
SZ732	価格 5,100円		SZ732	推奨回転数 : 25,000~35,000min ⁻¹
SZ736	価格 4,100円		SZ736	推奨回転数 : 19,000~27,000min ⁻¹

Your Security Key to Esthetics

※写真は原寸大です。



一般的な名称：一般医療機器
医療機器分類：歯科技工用アブレーション研削器具
届出番号：13B2X10104020192

1322

価格21,000円

5本セット：SZ722/SZ652R/SZ638/SZ732/SZ660

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は

0424SK0300