

秋山勝彦先生  
ご考案

# AKIYAMA's インスツルメント

## AKIYAMA's マイクロキャリア

¥36,000


届出番号: 09B2X00010G00065

マイクロキャリアのワンプッシュ量はBio-Oss乾燥重量約0.01gです。



インプラント等の外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。

マイクロキャリアIIの先端は1ミリから10ミリまでわかるようにマーキングされている



## AKIYAMA's マイクロキャリアII

¥36,000

届出番号: 09B2X00010G00069

マイクロキャリアIIの直径は3mmで、ワンプッシュ量はBio-Oss乾燥重量約0.02gです。



### マイクロキャリア

非常に狭い骨とインプラントとの隙間に移植材を正確に填入できる。(直径2mm)



### マイクロキャリアII

目盛によって、ソケットリフト時にどのくらいキャリアの先端が挿入されているか良くわかる。

## AKIYAMA's グラフトディッシュ

¥8,000

届出番号: 09B2X00010G00071

骨移植材用のディッシュです。下から1本目のラインで0.2g、2本目のラインで0.6g、上部までフルで1.3gでBio-Oss乾燥重量の目安になります。




意匠登録申請中

## AKIYAMA's マイクロミラー付剥離子

各¥19,800

届出番号: 09B2X00010G00070

AKIYAMA'sマイクロミラー付剥離子は、剥離する機能と、歯肉を排除する機能と、ミラーの機能を備えています。



臼歯部2.5ミリ Small

2.5mm 6.5mm

臼歯部3.5ミリ Normal

3.5mm 6.5mm

前歯部2.5ミリ Small

2.5mm 6.5mm

前歯部3.5ミリ Normal

3.5mm 6.5mm



左上34番の隣接面を下から見ている。2.5ミリのマイクロミラー付剥離子は、歯間部より隣接面を下からカリエスのチェックができる。



マイクロミラー付剥離子を利用して歯石を除去しているが、まだ残っているのが分かる。

販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元 株式会社シオダ

ご用命は



0524NS0200