

石こう表面硬化・分離剤

アルファコート

流動性が高く速乾性で石膏への含湿性に優れています。厚さ8~12μmの硬い被膜を形成し、繰り返しの試適にも模型を消耗することがありません。高温での湯流しにも剥離せず、ワックスを染盛しても簡単に分離できます。

【包装】4gx6本、ノズル×6、専用針×1
価格 4,000円



石こう表面硬化・分離剤



ダウエルピン専用接着剤

ピンロックF1

ダウエルピンを強力に接着固定します。作業時間を短縮できます。

【包装】5gx3本
価格 2,600円

ダウエルピン専用接着剤

瞬間接着剤用硬化促進剤

デンタルプライマー

デンタルプライマーは、瞬間接着剤を使用するあらゆる技工作業に対応できるオールマイティな硬化スプレーです。

用途:石こうの欠け補修、石こうの穴埋め、石こう表面の強化、ダウエルピンの植立、白化防止

【包装】180mL
価格 3,500円



瞬間接着剤用硬化促進剤

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご用命は

ジーシーグループ



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288