

技工用ガスバーナー

ビジョー90

ベース(土台)とバーナー部分の取り外しが可能で、バーナーの角度を90°、60°に変更できます。

L字アームでガス流量、バーナー部のホイールで酸素流量が調整できます。

※小さい配管は種火用です。



●サイズ:100(幅)x60(奥行)x109(高さ)mm

ビジョー90(プロパン用)	960-0000	¥34,000
ビジョー90(都市ガス用)	961-0000	¥34,000

技工用ガスバーナー

セーフティーバーナーエコ

センサー機能により、炎が消えるとガスの供給が止まる安全設計です。黒いダイヤルでガス流量、バーナー部のホイールで酸素流量が調整できます。

取り外しが容易なトレーにより、ワックス汚れを防止します。



●サイズ :141 (幅) x 121 (奥行) x 102 (高さ) mm

セーフティーバーナーエコ (プロパン用)	934-0100	¥34,000
セーフティーバーナーエコ (都市ガス用)	935-0100	¥34,000

技工用測定器

キャリパー

測定域が0~10mmで両側に目盛りがあります。



キャリパー 1119-0000 ¥5,500

技工用測定器

カリプレットS

先端チップは交換可能で、多目的な厚さが測定できます。



スタンダード:標準的な厚さ測定



ファイン:微細な厚さ測定



ワックス:平面の厚さ測定

●包装:本体、先端チップ3種類

カリプレットS 1122-1000 ¥36,000

先端チップ 各¥6,600

拡大鏡

マグニファイグラスシルバー

フリップアップタイプの1.5倍ルーペで眼鏡を装着しても使用できます。



●重量:38g

マグニファイグラスシルバー-1262-0001 ¥46,000

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は