


# DENBUR MAGIC BRUSH

ディスポーザブルブラシ

デンバー マジックブラシ




## ホワイトXS 極小 φ0.5mm

- 先端毛が高密度のため少量の液材でもしっかり保持できます。
- 極小の先端毛でボンディング等の液材塗布の際に隅角への液だまりが防げます。

## 衛生的に1本ずつ取り出せる ディスペンサー

ディスペンサーから確実に1本ずつ取り出せ、他のブラシに触れることがないので衛生的です。



## 2箇所まで 角度調節ができる

自由に曲げて角度を変更でき、屈みにくい箇所にも確実に塗布できます。



シルバーS 1.0mm



ホワイトXS 0.5mm

## ディスポーザブルブラシ デンバー マジックブラシ

種類	入数	価格
シルバーS 1.0mm	100本入	各900円
ホワイトXS 0.5mm		

一般的名称: 歯科用充填・修復材補助器具  
医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104230330  
※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

# Sticky-Brush™

粘着式アプリケーター デンバー スティッキーブラシ



## サッと保持して、サッと取り外し!

デンバー スティッキーブラシは、ピンセットではつかみにくいものをしっかりと保持する粘着式のスティックです。強力な粘着性によりベニア、インレー、クラウンなどの補綴物や、矯正用ブラケットなどを確実に保持できます。固定した後にスティックをひねって引っ張ると、粘着物を残さずにきれいに取り外しができます。

## 例えばこんな使い方!



アンレーの保持に



インレーの保持に



ベニアの保持に



補綴物のステイニングに



粘着式アプリケーター

## デンバー スティッキーブラシ

包装 70本入(10本×7ケース) 価格 3,400円

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具  
医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104230361

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は