

選べる

3形態のカラーポリッシングブラシ

4色の毛材から硬さを選んで 歯面清掃研磨もスムーズ！！ お口さわやかリフレッシュ



エメラルド／Sタイプ



琥珀／Mタイプ



ルビー／Hタイプ



サファイア／SHタイプ

特長

- ★3形態からなるカラーポリッシングブラシで、歯面清掃研磨時に硬さの違う4色の素材から口腔内状態に合わせて使用できます。
- ★吸水性が非常に低いPBT毛材は耐久性に優れています。但し、本品全種S（ソフト）はナイロン素材を使用しています。
- ★研磨剤の付着性がよく飛散が少ない。
- ★線径が均一なため歯面研磨時の振動が少ない。
- ★毛材の追従性が良好。



クロススター カラーポリッシングブラシ CAタイプ

ジュエル JEWEL

Crostar Color Polishing Brush

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ
●【包装】CA type 各色10本入

届出13B3X00108001030



- ジュエル カップ エメラルド（ソフト）
- ジュエル カップ 琥珀（ミディアム）
- ジュエル カップ ルビー（ハード）
- ジュエル カップ サファイア（スーパーハード）

ジュエル（カップ）type

●希望医院価格 4,000円

届出13B3X00108001031



- ジュエル フラット エメラルド（ソフト）
- ジュエル フラット 琥珀（ミディアム）
- ジュエル フラット ルビー（ハード）
- ジュエル フラット サファイア（スーパーハード）

ジュエル（フラット）type

●希望医院価格 1,600円

届出13B3X00108001032



- ジュエル ペンシル エメラルド（ソフト）
- ジュエル ペンシル 琥珀（ミディアム）
- ジュエル ペンシル ルビー（ハード）
- ジュエル ペンシル サファイア（スーパーハード）

ジュエル（ペンシル）type

●希望医院価格 1,700円

※希望医院価格に消費税は含まれておりません。

発売元 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】株式会社 クロダプロダクツ
〒136-0073 東京都江東区北砂3-4-4

