

ミリングツール

プロフィールバーとポリッシングバーはブレードント社独自のレリーフ形状しており表面を滑らかに切削します。

ワックスバー



- 切削粉をワックス面に付着させない
- 表面が滑らかに削れる

パラレルワックスバー



φ2.35mm
1本 価格 **6,800**円
φ3.00mm
1本 価格 **7,000**円

#07 #10 #15 #23

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010086

コニカルワックスバー



φ2.35mm
1本 価格 **9,000**円
φ3.00mm
1本 価格 **9,200**円

2° 4° 6°

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010089

プロフィールバー



- 切削効率を求めた掘り出し角度
- 表面を滑らかに切削
- レリーフ付きの刃先

※必ずミリングオイルを塗布して使用してください。

パラレルプロフィールバー



φ2.35mm
1本 価格 **7,500**円
φ3.00mm
1本 価格 **8,000**円

#07 #10 #15 #23

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010087

コニカルプロフィールバー




φ2.35mm
1本 価格 **8,200**円
φ3.00mm
1本 価格 **8,800**円

2° 4° 6°

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010090

ポリッシングバー



- 計算された傾斜角
- 表面を滑らかに切削
- 切削面を鏡面仕上げ

※必ずミリングオイルを塗布して使用してください。

パラレルポリッシングバー



φ2.35mm
1本 価格 **7,000**円
φ3.00mm
1本 価格 **7,000**円

#07 #10 #15 #23

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010088

コニカルポリッシングバー




φ2.35mm
1本 価格 **8,700**円
φ3.00mm
1本 価格 **9,000**円

2° 4° 6°

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010091

グループバー



φ2.35mm
1本 価格 **5,600**円
φ3.00mm
1本 価格 **5,800**円

#07 #10 #12 #15 #20

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010284

ショルダーバー



φ2.35mm
1本 価格 **6,600**円

#27 #29

※ショルダーバーには3mmシャンクはありません。

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010285

ミリングオイル

ミリング時に使用する専用オイルです。

20mL 1本 価格 **4,500**円




クイックツール

先端がダイヤモンドチップになっており
3本のシャフトでクラウンを内側からの確に
保持します。
シャフトを2本にすると下顎前歯などの
小さいクラウンに使用できます。

価格 **35,000円**

●別売: 交換チップ(3本)
価格 **12,000円**




一般名称: 歯科技工用鉗子
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010281

ワックスアダプター

高圧縮製法による特殊シリコンのため、
模型上で力強く圧接してもワックスの
変形、つぶれを防止します。
ワックスパターンの表面性状をきれいに
保ったまま埋没が可能です。作業効率を
考慮した独特形状により、模型上の
ワックスパターンを正確に圧接できます。

価格 **7,000円**



K2 ワックス

インレー、クラウン、ブリッジ用のカービングワックスです。
収縮率が低く、適合のよい補綴物が製作できます。
また、適度な硬度により切削面がきれいに仕上がります。

包装: 60g
色調: グリーン・グレー・イエロー・ベージュ
価格 1個 **5,000円**



一般名称: 歯科用キャストワックス
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010079

溶融点: 60°C~65°C

スプレンドワックス

ミリングに適した性能をもったカービングワックスです。
適度な硬さがあり夏場の作業にも適しています。
また、ミリングだけでなくクラウン・インレーのワックスアップにも利用
できます。

価格 25g **2,600円**



一般名称: 歯科用キャストワックス
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010078

溶融点: 65°C~75°C

インベストメントマーカー

焼却後も消えない埋没材専用マーカーです。
複数焼却時の識別がしやすくなります。
(耐熱温度1,100°C)

価格 1本 **4,000円**



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



製造販売元
株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は