

パターンレジン

ピクプラスHP36

硬化収縮が20分で終了!  
硬化収縮率0.36%

価格 32,000円

ピクプラスHP36 セット内容

- ポリマー(粉) 85g ..... 1本
- モノマー(液・オレンジ) 100mL ... 1本
- クリーナー(液) 100mL ..... 1本
- 容器(キャップ付) ..... 3個
- ブラシ(大・小) ..... 各1本
- ブラシホルダー ..... 1本


一般的名称：歯科用パターンレジン  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010254

特徴

- ・フローが程良く操作しやすい
- ・硬化した面がきれいである
- ・研削やワックスの盛り上げでも変形が少ない
- ・硬さと弾性のバランスが良く薄いパターンでも安心
- ・硬化収縮が非常に少ない
- ・ヒートショック鑄造でも鑄肌荒れが少ない



**別売**



ポリマー ... 1本	価格 15,000円	<b>ピクプラス石こう分離材</b>	
モノマー			
オレンジ色・透明色・レッド色・ブルー色・イエロー色		10mL ... 1本	価格 4,500円
..... 各1本	価格 6,700円		
クリーナー ... 1本	価格 6,700円		
容器 [ポリマー(粉)用、モノマー(液)用、クリーナー(液)用]			
..... 各1個	価格 2,400円		

HPダイヤモンドバー

セットアップグラインダー

1本2役のHPダイヤモンドバー。先端部は80~100ミクロン、手前は160~180ミクロンのダイヤモンドにより、作業効率を大幅にアップします。

1本 価格 10,000円



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010059

# 1本のタングステンカーバイトから 削り出し加工されたワンピースメイド!

**特徴** ・切削面が滑沢に仕上げられ研磨作業が容易です。

## 小窩裂溝形成バー


### ダイヤモンド

ポーセレンおよびメタルに繊細な小窩裂溝を形成し、なおかつ咬頭斜面の仕上げと滑沢化に適しています。

各形態 3本入 …… 価格 7,200円

アソート(各形態 1本入) …… 価格 7,200円



-  DM 02 φ0.2mm
-  DM 04 φ0.4mm
-  DM 06 φ0.6mm

一般名称：歯科技工用カーバイト切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010071

## 小窩裂溝形成バー ラウンドタイプ

### ラピディー ミクロ

各形態 3本入 …… 価格 8,200円



レリーフ形状により耐久性アップ

-  NH04(1/8)
-  NH05(1/4)
-  NH06(1/2)
-  NH18(6)
-  NH23(8)

一般名称：歯科技工用カーバイト切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010040

## スポットクリップ


スポットクリップリング …… 価格 27,000円

スポットクリップ …… 価格 19,000円



カラーレスのメタルボンド用ホルダー。  
確実に、かつやさしく保持します。

一般名称：歯科技工用鉗子  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010282



スポットクリップリング

スポットクリップ

## ブルークリップ

先端はダイヤモンドコーティングが施されています。チップの3点支持(No.1、No.3)により、球状や円筒状の細かなパーツを確実に保持します。No.1は通常閉じている状態で、握ると先端が開きます。No.2とNo.3はグリップをロックすることが出来ます。機能的なデザインと、プラズマコーティングが施された特徴的なカラーを採用。



No.1  
価格 12,000円



No.2  
価格 13,000円  
※ハンドルロック付



No.3  
価格 13,000円  
※ハンドルロック付

一般名称：歯科技工用鉗子  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010283

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご用命は



### 製造販売元 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>