


歯科用研削器材

# TinyPlus

タイニープラス

チェアサイドで使用できる  
サンドブラスター



エアタービンホース(4ホール)に接続し、  
使い慣れたフットペダルの操作で歯科切削加工用  
レジン材料(CAD/CAMレジン冠)の内面処理や  
各種補綴物のサンドブラスト処理が行えます。



360度回転する  
ノズルヘッド



4ホールタイプの  
エアタービンホースに対応



※ジョイントが4ホールでない場合  
他社変換アダプターをご使用ください。

## 歯科用研削器材 タイニープラス

包装: 本体(パウダータンク付)、  
専用カップリング、清掃ピン  
JDSアルミナ(100g)

価格: **54,000円**

一般的名称: 歯科用研削器材  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104270336

別売品



JDSアルミナ(50 $\mu$ m)  
包装: 500g

価格: **3,800円**

タイニープラス専用アルミナ。  
粒子が均一なので詰まりにくい  
特長を持っています。

一般的名称: 歯科用研削器材  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104030338



ディスプレイザブル  
クリーンボックス  
(ジーシー社取扱い製品)

大(10個入)  
価格: **3,800円**

小(10個入)  
価格: **3,200円**

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は