

DB レシプロハンドピース

デンタルバンク recipro - handpiece



本体1年保証

高耐久性

低振動 静音設計



DB レシプロケーションタイプハンドピースは研削部位に応じて自由に研削バーの方向を変えることが可能です。
1:1のハンドピースと比べ低振動なので患者様への負担が軽減されます。

DB レシプロハンドピース 標準価格 ¥39,000 (税別)

- ハンドピース本体 ●プッシュピン ●注油用アダプタ ●取扱説明書・保証書

| | |
|-----------|-----------|
| 入力回転数(最大) | 10000rpm |
| ストローク | 1.34mm |
| 減速比 | 4:1 |
| 推奨バー | DB スライサー |
| 動作温度 | +10℃～+40℃ |
| 動作湿度 | ≤80%RH |

IPR Tools FOR GikoAligner

DBスライサー

届出番号 40B1X10014000015 歯科研削用ストリップ



標準価格 1個 ¥1,500 (税別)

砥粒径3種よりお選び下さい (25μm・40μm・60μm)

お得 選べる3個セット

標準価格 3個 ¥4,200 (税別)

ご注文の際は下記をご記入後お取引ディーラー様に本用紙をお渡しください

| | | | |
|---------------|------|--------------------|------------|
| ご氏名 | フリガナ | 医院様名 | フリガナ |
| ご住所 | 〒 | ご連絡先 | TEL・mobile |
| | | e-mail | @ |
| DB レシプロハンドピース | | | |
| | 個 | DBスライサー-25 μ m | 個 |
| | | DBスライサー-40 μ m | 個 |
| | | DBスライサー-60 μ m | 個 |