


デケマクオリティが
さらなる審美性を表現。

AUSTROMAT[®] 654 press-i-dent *oral design*

[オストロマト654プレジデント オーラルデザイン]

プレス機能を備えた
ポーセレンファーンレス

高精度な温度制御機能により
ハイレベルな審美性を表現する
焼成を実現



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマト654プレジデント オーラルデザイン

価格 **2,400,000円**

包装 本体1台

バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、
焼成台1個、プレス用焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



- ◎ 熱効率に優れたプレッシング
- ◎ 操作性の高い大型タッチパネル式カラーディスプレイ
- ◎ カスタマイズして使いやすいプログラム設定が可能
- ◎ 炉内と焼成テーブルの温度をコントロールするAutoDry[®]system採用

■仕様

最高焼成温度	1,200°C
プログラム数	1セット199プログラム(複数セット保存可能)
インターフェイス	USB×2、LAN×1
プログラムモード	プレスモード/イージーモード/クラシックモード/プロフェッショナルモード
プレス圧力	10段階
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	383×343×653mm
本体重量	22kg
電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1,450W

■ 一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 ■ 医療機器分類: 一般医療機器 ■ 届出番号: 13B2X10104190320
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は